



INSTRUMENTATION D'OPHTALMOLOGIE

EYE SURGICAL INSTRUMENTS

Fimco

Fimco

1

Entreprise
Indépendante
Française

+ 50
Années
d'activité

14

Collaborateurs

+ 1000
Clients

+ 600
Références
au catalogue

NOS ENGAGEMENTS

QUALITÉ
DE NOS PRODUITS

PATRIMOINE

INNOVATION
& RECHERCHE

NOTRE PARCOURS

Fondée en 1974 par **Jean-Pierre Bourroux**, **Fimco** est née de la passion d'un artisan expérimenté, ancien ***spécialiste dans la fabrication d'instruments d'ophtalmologie et de micro-chirurgie*** au sein d'une structure française de renom. Fort de son savoir-faire, il décide de créer sa propre entreprise à Paris, avec l'ambition d'offrir des produits d'une qualité incomparable.

Avec le temps, Fimco a su évoluer et s'adapter **aux exigences du marché**. Lors de la retraite de Jean-Pierre Bourroux, **Yves Guyard** a repris les rênes de l'entreprise, amorçant ainsi une nouvelle phase de développement. La délocalisation au Boulou a permis l'intégration de technologies de pointe telles que des machines à commandes numériques et des équipements de polissage de précision. L'introduction de processus rigoureux, tels que la traçabilité, les fiches de fabrication et le contrôle croisé des instruments, a consolidé l'excellence des produits.

En 2016, **Fimco** franchit une nouvelle étape en doublant sa capacité de production avec un déménagement à Perpignan. Cet agrandissement reflète notre volonté de toujours mieux répondre aux besoins de nos clients.

Nous attachons une importance capitale au **suiti rigoureux de nos matières premières**, depuis leur arrivée jusqu'à la livraison du produit fini. Chaque instrument est doté d'un **numéro de lot unique**, gravé au laser, **garantissant une traçabilité complète**. Ce système permet de retracer avec précision toutes les étapes de fabrication et les matériaux utilisés, assurant ainsi **la fiabilité et la transparence** que nos clients exigent. Notre engagement envers la qualité est certifié par notre système de gestion conforme à la norme **ISO 13485**, garantissant les plus hauts standards de **sécurité et de performance dans la fabrication de dispositifs médicaux**.

Fimco

NO

N

5



...



...

Fabricant d'instruments de
chirurgie Ophtalmologiques

depuis
50 ans

...

www.fimco-france.com

1	COMPOSITIONS DE BOITES SETS	P.1
2	PINCES FORCEPS Micropinces Microforceps	P.23
3	CISEAUX SCISSORS Ciseaux à ressorts Spring scissors Ciseaux à anneaux Ring scissors Couteaux Knives	P.43
4	PORTE-AIGUILLES NEEDLE-HOLDERS Porte-lames Blade holder Manches de bistouri Scalpel handles	P.57
5	BLÉPHAROSTATS SPECULUMS Écarteurs Retractors Plaques à paupières Lid plate	P.63
6	MANIPULATEURS / CROCHETS MANIPULATORS / HOOKS Spatules Spatules Trabéculotomes Trabeculotomes Marqueurs Markers Curettes Curettes	P.71
7	CANULES CANNULAS Manches, Raccords Handles, connectors Seringues Syringes	P.87
8	DIVERS MISCELLANEOUS Boîtes Boxes Compas / Réglets Caliper / Rulers Rongeurs / Rugines Rongeurs / Raspatories Ostéotomes Osteotomes Sondes / Stylets Probes / Dilators Pincés endonasales Endonasal forceps Anneaux, dépresseurs Rings, depressors Autres Other	P.97

INDEX

A	Abadie	Curettes	<i>Curettes</i>	84
	Adson	Pinces	<i>Forceps</i>	34,35
	Amsler	Marqueurs	<i>Markers</i>	86
	Anel	Canules	<i>Cannulas</i>	88
	Arnéodo	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73,74
	Aron	Pinces	<i>Forceps</i>	31
	Arruga	Crochets	<i>Hooks</i>	78
		Curettes	<i>Curettes</i>	84
B	Aubaret	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
	Bangerter	Pinces	<i>Forceps</i>	36
		Crochets	<i>Hooks</i>	77
		Canules	<i>Cannulas</i>	88
	Barraquer	Pinces	<i>Forceps</i>	28
		Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	59,61
		Blépharostats	<i>Speculums</i>	64
		Manipulateurs	<i>Hooks</i>	74,75
		Spatules	<i>Spatulas</i>	80,81
		Canules	<i>Cannulas</i>	92
	Barret	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
	Bechet	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73
	Berke	Pinces	<i>Forceps</i>	33
	Binkhorst	Canules	<i>Cannulas</i>	92
	Bishop-Harmon	Pinces	<i>Forceps</i>	28
	Blakesley	Divers	<i>Miscellaneous</i>	104
	Blascovics	Pinces	<i>Forceps</i>	36
	Blayde	Pinces	<i>Forceps</i>	31
	Bonn	Pinces	<i>Forceps</i>	26
C		Ciseaux	<i>Scissors</i>	52
		Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
		Crochets	<i>Hooks</i>	79
	Bonnacolto	Pinces	<i>Forceps</i>	34
	Bonnet	Crochets	<i>Hooks</i>	78
	Borsch	Curettes	<i>Curettes</i>	84
	Bosc	Crochets	<i>Hooks</i>	78
		Spatules	<i>Spatulas</i>	80
	Bowman	Blépharostats	<i>Speculums</i>	64
		Sondes	<i>Probes</i>	103
	Buratto	Ciseaux	<i>Scissors</i>	51
		Manipulateurs	<i>Hooks</i>	76
		Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	60
	Capsule	Ciseaux	<i>Scissors</i>	48 > 51
	Capsulotomie	Ciseaux	<i>Scissors</i>	50

INDEX

C

Castroviejo	Ciseaux	<i>Scissors</i>	44
	Pinces	<i>Forceps</i>	28
	Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	58, 61
	Blépharostats	<i>Speculums</i>	66
	Spatules	<i>Spatulas</i>	81
	Compas	<i>Caliper</i>	99
	Stylets	<i>Dilators</i>	103
Cataracte	Set	<i>Set</i>	8,9,10,11
	Canules	<i>Cannulas</i>	91 > 93
Chalazion	Set	<i>Set</i>	2
	Pinces	<i>Forceps</i>	33
	Crochets	<i>Hooks</i>	76
Charleux	Canules	<i>Cannulas</i>	91,94
Chazalon	Canules	<i>Cannulas</i>	92
Chérifi	Canules	<i>Cannulas</i>	89
Citelli	Rongeurs	<i>Rongeurs</i>	101
Clayman	Pinces	<i>Forceps</i>	31
	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73
Clerc	Spatules	<i>Spatulas</i>	81
Clergeau	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
Colibri	Pinces	<i>Forceps</i>	26,29
	Blépharostats	<i>Speculums</i>	67
Conjonctive	Pinces	<i>Forceps</i>	35
Corcelle	Blépharostats	<i>Speculums</i>	65,67
Cornée	Ciseaux	<i>Scissors</i>	44 > 51
	Marqueurs	<i>Markers</i>	85
	Pinces	<i>Forceps</i>	26
Cornic	Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	60
Corydon	Pinces	<i>Forceps</i>	24,25
Crozafon	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73
	Rongeurs	<i>Rongeurs</i>	101
Culler	Spatules	<i>Spatulas</i>	80
Cuppers	Spatules	<i>Spatulas</i>	77
Cyclodialise	Canules	<i>Cannulas</i>	90

D

DCR	Set	<i>Set</i>	14,15
De Bats	Pinces	<i>Forceps</i>	38
De Laage	Pinces	<i>Forceps</i>	27
	Rongeurs	<i>Rongeurs</i>	101
De Wecker	Pinces	<i>Forceps</i>	37
	Spatules	<i>Spatulas</i>	80
DeJean-Paufique	Anses	<i>Loops</i>	83
Deschatres	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	75
Desmarres	Pinces	<i>Forceps</i>	33

INDEX

D	Desmarres	Releveurs	<i>Retractors</i>	69
	Diabolo	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	76
	Dimeglio	Pinces	<i>Forceps</i>	25
	Disséquer	Pinces	<i>Forceps</i>	34
	Drysdale	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	74
	Dupuy-Dutemps	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
		Rugines	<i>Raspatories</i>	102
E	Dupuytren	Curettes	<i>Curettes</i>	84
	Eckardt	Pinces	<i>Forceps</i>	39
	Elliot	Trépans	<i>Trephines</i>	55
	Elschnig	Pinces	<i>Forceps</i>	35
		Spatules	<i>Spatulas</i>	80
	Explantation	Set	<i>Set</i>	3
F				
	Fechtner	Pinces	<i>Forceps</i>	35
	Femto	Crochets	<i>Hooks</i>	76
	Fimco	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
		Pré-chopper	<i>Pre-chopper</i>	74
		Manipulateurs	<i>Hooks</i>	76
	Fink	Marqueurs	<i>Markers</i>	86
	Flieringa	Divers	<i>Miscellaneous</i>	105
	Fourcade	Pinces	<i>Forceps</i>	31
	Franceschi	Blépharostats	<i>Speculums</i>	67
G				
	Galand	Ciseaux	<i>Scissors</i>	49
	Galezowski	Canules	<i>Cannulas</i>	88,89
		Sondes	<i>Probes</i>	102
	Gass-Rouchy	Crochets	<i>Hooks</i>	77
	Gastaud	Canules	<i>Cannulas</i>	88
	Gillis	Crochets	<i>Hooks</i>	79
	Gills	Canules	<i>Cannulas</i>	89,95
	Glaucome	Set	<i>Set</i>	3
		Pinces	<i>Forceps</i>	27
	Graefe	Pinces	<i>Forceps</i>	35
		Couteaux	<i>Knives</i>	55
		Crochets	<i>Hooks</i>	79
	Graether	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	76
	Green	Pinces	<i>Forceps</i>	35
		Crochets	<i>Hooks</i>	77
	Guérin	Canules	<i>Cannulas</i>	91
H	Haeffliger	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	72
	Halsey	Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	60

INDEX

H	Halstead	Pinces	<i>Forceps</i>	37
	Harms	Spatules	<i>Spatulas</i>	82
	Hass	Ostéotomes	<i>Osteotomes</i>	100
	Healon	Canules	<i>Cannulas</i>	89
	Hémostatique	Pinces	<i>Forceps</i>	37
	Hirsch-Hoffmann	Crochets	<i>Hooks</i>	79
		Pinces	<i>Forceps</i>	38
	Hirschman	Spatules	<i>Spatulas</i>	81
	Hoffer	Marqueurs	<i>Markers</i>	85
I	Hugonnier	Crochets	<i>Hooks</i>	77
	ICL	Set	<i>Set</i>	20
		Crochets	<i>Hooks</i>	79
	Imbert	Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	58
		Plaques à paupières	<i>Eyelid plate</i>	69
	Implantation	Pinces	<i>Forceps</i>	31
	Iris	Ciseaux	<i>Scissors</i>	44 > 52
		Manipulateurs	<i>Hooks</i>	72
J				
	Jadé	Ciseaux	<i>Scissors</i>	51
	Jaeger	Plaques à paupières	<i>Eyelid plate</i>	69
	Jaffe	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73
	Jameson	Crochets	<i>Hooks</i>	78
	Jayle	Pinces	<i>Forceps</i>	28
	Joseph	Pinces	<i>Forceps</i>	38
K		Ciseaux	<i>Scissors</i>	54
	Katzin	Ciseaux	<i>Scissors</i>	45,46
	Kelly	Rongeurs	<i>Rongeurs</i>	101
	Kerisson	Rongeurs	<i>Rongeurs</i>	101
	Kershner	Blépharostats	<i>Speculums</i>	67
	Klein	Ciseaux	<i>Scissors</i>	51
	Knapp	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
	Kocher	Divers	<i>Miscellaneous</i>	104
	Kratz	Blépharostats	<i>Speculums</i>	65
		Canules	<i>Cannulas</i>	91
L				
	Lacrymal	Set	<i>Set</i>	21
	Laforge	Ciseaux	<i>Scissors</i>	50
		Canules	<i>Cannulas</i>	94
	Lambert	Pinces	<i>Forceps</i>	33
	LASIK	Set	<i>Set</i>	21
		Blépharostats	<i>Speculums</i>	67
		Canules	<i>Cannulas</i>	93

INDEX

L	Lebuisson	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73,74
	Leriche	Divers	<i>Miscellaneous</i>	100
	Lescure	Ciseaux	<i>Scissors</i>	49
	Lester	Pinces	<i>Forceps</i>	35
		Manipulateurs	<i>Hooks</i>	76
	Liebermann	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
	Lombard	Ostéotomes	<i>Osteotomes</i>	103
M	Lubet-Barbon	Divers	<i>Miscellaneous</i>	104
	Malbran	Crochets	<i>Hooks</i>	77
	Mayo	Ciseaux	<i>Scissors</i>	54
	Mc Pherson	Pinces	<i>Forceps</i>	30
	Mc-Pherson-Westcott	Ciseaux	<i>Scissors</i>	44
	Mellinger	Blépharostats	<i>Speculums</i>	66
	Membranule	Ciseaux	<i>Scissors</i>	50
	Mendez	Marqueurs	<i>Markers</i>	86
	Mermoud	Set	<i>Set</i>	3
		Pinces	<i>Forceps</i>	27
		Spatules	<i>Spatulas</i>	81
		Marqueurs	<i>Markers</i>	86
	Meunier	Couteaux	<i>Knives</i>	55
	Meyer	Marqueurs	<i>Markers</i>	85
	Meyerhoefer	Curettes	<i>Curettes</i>	84
	Monofilament	Pinces	<i>Forceps</i>	29,30
	Muller-Arruga	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
N	Nagahara	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73
	Nizzoli	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	76
	Noyes	Ciseaux	<i>Scissors</i>	44
O				
	O'Brien	Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	62
P	Ong	Ciseaux	<i>Scissors</i>	50
	Paufique	Pinces	<i>Forceps</i>	27
		Couteaux	<i>Knives</i>	55
		Spatules	<i>Spatulas</i>	82
		Anses	<i>Loops</i>	83
		Canules	<i>Cannulas</i>	88
	Paupières	Set	<i>Set</i>	6,7
	Pearce	Canules	<i>Cannulas</i>	90
	Pechereau	Crochets	<i>Hooks</i>	78
		Spatules	<i>Spatulas</i>	77
	Phakick	Jauges	<i>Gauges</i>	99
	Pilly	Blépharostats	<i>Speculums</i>	66

INDEX

P	Pisacano	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	73
	Pley	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
	Politzer	Divers	<i>Miscellaneous</i>	104
	Ptérygion	Set	<i>Set</i>	4
	Ptoxis	Pinces	<i>Forceps</i>	33
R	Ragnell	Ciseaux	<i>Scissors</i>	54,55
	Rétine	Ciseaux	<i>Scissors</i>	56
		Pinces	<i>Forceps</i>	39
		Set	<i>Set</i>	16,17
	Roche	Pinces	<i>Forceps</i>	27
		Spatules	<i>Spatulas</i>	82
	Rollet	Rugines	<i>Raspatories</i>	101
	Rosario Gomez de Llano	Pinces	<i>Forceps</i>	36
	Roth	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
		Crochets	<i>Hooks</i>	77
	Rycroft	Canules	<i>Cannulas</i>	89,90
S	Sattler	Pinces	<i>Forceps</i>	36
	Schapira	Blépharostats	<i>Speculums</i>	67
	Schott	Blépharostats	<i>Speculums</i>	68
	Sgard	Pinces	<i>Forceps</i>	33
	Shepard	Pinces	<i>Forceps</i>	31
	Sichel-Wilder	Stylets	<i>Dilators</i>	103
	Simcoe	Blépharostats	<i>Speculums</i>	64
		Canules	<i>Cannulas</i>	91,95
	Sinskey	Manipulateurs	<i>Hooks</i>	75
	Snellen	Anses	<i>Loops</i>	83
	Sourdille	Spatules	<i>Spatulas</i>	82
		Compas	<i>Caliper</i>	99
	Spira	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
	Stevens	Ciseaux	<i>Scissors</i>	52
	Strabisme	Set	<i>Set</i>	12,13
		Crochets	<i>Hooks</i>	77
		Pinces	<i>Forceps</i>	36
		Spatules	<i>Spatulas</i>	82,83
	Streiff	Ciseaux	<i>Scissors</i>	54
	Suture	Pinces	<i>Forceps</i>	27,28
T	Tano	Pinces	<i>Forceps</i>	39
	Terson	Canules	<i>Cannulas</i>	88
	Ténotomie	Ciseaux	<i>Scissors</i>	52
	Thornton	Marqueurs	<i>Markers</i>	85

INDEX

T	Trabéculotomie	Set	<i>Set</i>	18,19
		Spatules	<i>Spatulas</i>	82
	Trabut	Plaques à paupières	<i>Eyelid plate</i>	69
	Traquair	Spatules	<i>Spatulas</i>	81
	Troutman	Pinces	<i>Forceps</i>	29,30
		Ciseaux	<i>Scissors</i>	46
U		Porte-aiguilles	<i>Needle-holders</i>	61,62
		Spatules	<i>Spatulas</i>	81
	Urrets-Zavalía	Marqueurs	<i>Markers</i>	85
	Urvoy	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
V	Utrata	Pinces	<i>Forceps</i>	24,25
	Valude	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
		Rugines	<i>Raspatories</i>	101
	Vannas	Ciseaux	<i>Scissors</i>	44,46,47,48,49
	Volkman	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
W	Weiss	Anses	<i>Loops</i>	83
	Wells	Écarteurs	<i>Retractors</i>	70
	Westcott	Ciseaux	<i>Scissors</i>	51
	Wills	Canules	<i>Cannulas</i>	89
	Wolkman	Curettes	<i>Curettes</i>	84
	Worst	Sondes	<i>Probes</i>	103
	Wright	Divers	<i>Miscellaneous</i>	105
Z	Zaluski	Pinces	<i>Forceps</i>	25
		Manipulateurs	<i>Hooks</i>	72
	Zavalía	Marqueurs	<i>Markers</i>	85

Retrouvez les instructions de retraitement sur notre site

Find the reprocessing instructions on our website



COMPOSITIONS DE BOITES*SETS*

Set à Chalazion	p.2
<i>Chalazion surgical set</i>	
Set d'explantation	p.3
<i>Explantation set</i>	
Set à Glaucome de Mermoud	p.3
<i>Glaucoma Mermoud set</i>	
Set à Ptérygion	p.4
<i>Pterygion set</i>	
Set à Paupières	p.6
<i>Eyelid surgical set</i>	
Set à Cataracte minimaliste	p.8
<i>Minimalist Cataract set</i>	
Set à Cataracte phaco	p.9
<i>Phaco Cataract set</i>	
Set à Cataracte extracapsulaire	p.10
<i>Extracapsular Cataract set</i>	
Set à Strabisme	p.12
<i>Strabismus surgical set</i>	
Set à DCR	p.14
<i>DCR set</i>	
Set à décollement de rétine	p.16
<i>Retinal detachment set</i>	
Set à Glaucome Trabéculotomie	p.18
<i>Glaucoma Trabeculotomy set</i>	
Set à ICL®	p.20
<i>ICL® set</i>	
Set à voies lacrymales	p.21
<i>Tear ducts set</i>	
Set à LASIK	p.21
<i>LASIK set</i>	
Boîtes modulables	p.22
<i>Modular boxes</i>	

Scannez ici



Scan here

Besoin d'un autre set ?
Explorez notre gamme complète de sets.

*Need another set?
Explore our complete range of sets.*

Set à Chalazion

Chalazion set



F1562P	Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus <i>Ophthalmology scissors, curved, sharp tips</i>
F956B	Curette à chalazion grand modèle <i>Chalazion curette, large size</i>
F131B	Pince à sutures de Jayle dents de 0,26mm mors de 0,8mm <i>Jayle suturing forceps, teeth 0.26mm, jaws 0.8mm</i>
F101A	Pince à chalazions de Desmarres 26 mm <i>Desmarres chalazion forceps 26 mm</i>
F955A	Plaque de Jaeger <i>Jaeger plate</i>
F1606A	Porte-aiguilles de Castroviejo courbe, fin (15cm) <i>Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)</i>
F200A	Manche Bistouri N°3 + lames <i>Scalpel holder N°3 + blades</i>
F2211A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm</i>
Option recommandée pour attraper les tissus de façon précise <i>Recommended option for precise tissue gripping</i>	
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>

Set d'explantation*Explantation set*

F1520I



F172A



F2205M



F1520I	Micro-ciseaux coupe implants du Dr Jadé <i>Dr Jadé scissors to cut lenses</i>
F172A	Pince à explantation, mors striés <i>Explantation forceps, serrated jaws</i>
F2205M	Boîte inox avec tapis à picots silicone 190x100x25 mm <i>Tray with silicone mat, size 190x100x25 mm</i>

Set à Glaucome de Mermoud*Glaucoma Mermoud set*

F1544M



F703A



F216A



F127B



F2205M




F1544M	Ciseaux miniaturisés de Galand, courbes, mousses (5,5 cm) <i>Galand scissors, curved, blunt tips (5.5cm)</i>
F703A	Spatule de Mermoud <i>Mermoud spatula</i>
F216A	Double marqueur de Mermoud (NPGS) <i>Mermoud dual marker</i>
F127B	Pince de Mermoud <i>Mermoud forceps</i>
F2205M	Boîte avec tapis à picots silicone 190x100x25 mm <i>Stainless tray with silicone mat, size 190x100x25 mm</i>

Set à Ptérygion

Pterygion set

F307C	Blépharostat de Corcelle à vis <i>Corcelle adjustable speculum</i>
F1561B	Ciseaux de Bonn courbes, pointus <i>Bonn scissors, curved, sharp tips</i>
F1562P	Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus <i>Ophthalmology scissors, curved, sharp tips</i>
F829B	Couteau cliveur de Paufigue 5 mm <i>Paufigue sclerotomy knife 5 mm</i>
F829C	Couteau cliveur de Paufigue 10 mm <i>Paufigue sclerotomy knife 10 mm</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F105A	Pince à disséquer striée droite <i>Dressing forceps, serrated, straight</i>
F110A	Pince à fixer/conjonctive de Lester 1 x 2 dents <i>Lester fixation/conjunctiva forceps, 1 x 2 teeth</i>
F113A	Pince à fixer de Green 10 mm <i>Green fixation forceps, 10mm</i>
F200A	Manche Bistouri n°3 <i>Scalpel holder N°3</i>
F1606A	Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe, fin (15 cm) <i>Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)</i>
F2211A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm</i>
Option recommandée pour attraper les tissus de façon précise <i>Recommended option for precise tissue gripping</i>	
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>



Set à Ptérygion

Pterygion set

F829B



F829C



F130A



F105A



F110A



F113A




F200A



F1606A



F2211A



F143A



Set à Paupières

Eyelid surgical set

F957A	Réglette graduée en demi mm, longueur 10 cm <i>Strip graduated in semi mm, length 10 cm</i>	
F955A	Plaque de Jaeger <i>Jaeger plate</i>	
F200A	Manche Bistouri n°3 <i>Scalpel holder N°3</i>	
F618A	Stylet de Castroviejo double, fin et moyen <i>Castroviejo double end dilator, delicate, medium taper</i>	
F810B	Crochet à strabisme moyen <i>Strabismus hook, medium size</i>	
F113B x2	Pince de Halstead courbe sans dents <i>Halstead forceps, curved, without teeth</i>	
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>	
F1563P	Ciseaux d'ophtalmologie droits, pointus <i>Ophthalmology scissors, straight, sharp tips</i>	
F1560B	Ciseaux à anneaux de Stevens courbes, mousses <i>Stevens scissors, curved, blunt tips</i>	
F1510M	Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, mousses (12 cm) <i>Castroviejo scissors, curved, blunt tip (12cm)</i>	
F1610A	Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit (12,5 cm) <i>Castroviejo needle holder, straight (12.5cm)</i>	
F185C	Releveur de paupières de Desmarres grand 14mm <i>Desmarres lids retractor, large size 14mm</i>	
F115A	Pince de De Wecker droite 5cm <i>De Wecker forceps, straight, 5cm</i>	
F115B	Pince de De Wecker droite 7,5cm <i>De Wecker forceps, straight, 7.5cm</i>	
F955B	Plaque de Trabut <i>Trabut lid plate</i>	
F2212A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 316x210x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 316x210x25mm</i>	
Recommandation d'instruments pour lame froide ou laser <i>Instruments recommendation for cold blade or laser</i>		
F805A	Crochet à chalazion de Gillis petit <i>Gillis hook, small size</i>	
F806A	Crochet à chalazion de Gillis grand <i>Gillis hook, large size</i>	
Options supplémentaires <i>Additional options</i>		
F955C	Plaque Trabut modifiée Imbert <i>Modified Imbert Trabut plate</i>	Idéal pour la chirurgie du muscle de Muller ou rétractation <i>Ideal for Muller muscle or retraction surgery</i>
F991B	Protection oculaire Ø23.5mm <i>Ocular shield Ø23.5mm</i>	
F500A	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm <i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm</i>	

Set à Paupières

Eyelid surgical set

F106A	Pince à disséquer d'Adson striée <i>Adson dressing forceps, serrated</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F114C	Pince de Halstead droite sans dents <i>Halstead forceps, straight, without teeth</i>

F957A



F955A



F200A



F618A



F810B



F113B



F143A



F1560B



F1563P



F1510M



F1610A



F185C



F115A



F115B



F955B



F2212A



F805A



F806A



F955C




F991B



F500A



F114C



F106A




F130A



Set à Cataracte minimaliste

Minimalist Cataract set




+ Sur demande, possibilité d'équiper les boîtes de porte-instruments en silicone, sur mesure.

+ On request, stainless steel boxes can be equipped with silicone custom-made instrument holders.

F831C	Chopper de Haeffliger pour droitier <i>Haeffliger chopper for right handed</i>
F831A	Phaco-Chop <i>Phaco-Choppers</i>
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>
F142MI	Pince capsulorhexis du Dr Dimeglio titane-acier, micro-incision 1,8mm <i>Dr Dimeglio capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, titanium-stainless steel</i>
F304A	Blépharostat de Kratz <i>Kratz wire speculum</i>
F2210C-E	Boîte inox 190x140x25 mm, 1 niveau, montée avec ses rails personnalisés <i>Stainless steel box 190x140x25 mm, 1 level, mounted with custom rails</i>

Set à Cataracte Phaco

Phaco Cataract set



F902A	Micro-manipulateur de Lester <i>Lester manipulator</i>
F831A	Phaco-Chop <i>Phaco-Choppers</i>
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>
F142MI	Pince capsulorhexis du Dr Dimeglio titane-acier, micro-incision 1,8mm <i>Dr Dimeglio capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, titanium-stainless steel</i>
F307E	Blépharostat colibri réglable, oreilles ouvertes avec extrémité en olive <i>Adjustable colibri speculum, open blades, olive shaped tips</i>
F1563P	Ciseaux d'ophtalmologie droits, pointus <i>Ophthalmology scissors, straight, sharp tips</i>
F2210C-E	Boîte inox 190x140x25 mm, 1 niveau, montée avec ses rails personnalisés <i>Stainless steel box 190x140x25 mm, 1 level, mounted with custom rails</i>
Options supplémentaires <i>Additional options</i>	
F144B	Pince à monofilament de Troutman courbe corps rond titane-acier <i>Troutman tying forceps, curved, titanium-stainless steel</i>
F525A	Canule de Kratz courbe à olive face inférieure gratteuse <i>Kratz cannula, olive tip with abrasive inferior side</i>
F708B	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière <i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i>
F533B3	Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0.3 mm <i>Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.3 mm</i>
F1551M	Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines mousses <i>Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, blunt tips</i>

Set à Cataracte extracapsulaire

Extracapsular Cataract set

F304A	Blépharostat de Kratz <i>Kratz wire speculum</i>
F500A	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm <i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm</i>
F514A	Canule à cyclodialyse de Barraquer courbe à olive <i>Barraquer cyclodialysis cannula, olive curved</i>
F516A	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø0,3 mm <i>Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,3 mm</i>
F519A	Canule de Gills pour injection silicone Ø0,6mm <i>Gills cannula for silicon injection Ø0,6mm</i>
F525A	Canule de Kratz courbe à olive face inférieure gratteuse <i>Kratz cannula, olive tip with abrasive inferior side</i>
F533B3	Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0.3 mm <i>Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.3 mm</i>
F544A	Canule à hydrodissection <i>Hydrodissection cannula</i>
F1510M	Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, mousses (12 cm) <i>Castroviejo scissors, curved, blunt tip (12cm)</i>
F1517A	Micro-ciseaux corps plat de Katzin/Troutman coudés à droite (9,5 cm) <i>Katzin/Troutman scissors, right angled (9.5cm)</i>
F1518A	Micro-ciseaux corps plat de Katzin/Troutman coudés à gauche (9,5 cm) <i>Katzin/Troutman scissors, left angled (9.5cm)</i>
F1521M	Ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames mousses 8 mm (10,5 cm) <i>Vannas scissors, curved, blunt tips 8mm (10.5cm)</i>
F901A	Micro-manipulateur d'Arnéodo Ø0,35mm <i>Arnéodo manipulator Ø0.35mm</i>
F903B	Micro-manipulateur demi courbe de Buratto-Sinskey <i>Burrato-Sinskey manipulator, semi-curved</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F142MI	Pince capsulorhexis du Dr Dimeglio titane-acier, micro-incision 1,8mm <i>Dr Dimeglio capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, titanium-stainless steel</i>
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>
F144B	Pince à monofilament de Troutman courbe corps rond titane-acier <i>Troutman tying forceps, curved, titanium-stainless steel</i>
F145C	Pince de Mc Pherson ergonomique, coudée, plateaux de 11mm affinés <i>Mc Pherson forceps, ergonomic, angled, 11 mm platform, very delicate</i>
F112A	Pince à fixer d'Elschnig 1 x 2 dents <i>Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth</i>
F113A	Pince à fixer de Green 10 mm <i>Green fixation forceps, 10mm</i>
F114A	Pince de Halstead droite à dents <i>Halstead forceps, straight, with teeth</i>
F115A	Pince de De Wecker droite 5cm <i>De Wecker forceps, straight, 5cm</i>
F1606A	Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe, fin (15 cm) <i>Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)</i>

Set à Cataracte extracapsulaire

Extracapsular Cataract set

F1621B	Micro-porte-aiguilles de Troutman O'Brien courbe becs fins mors 0.8 mm dégagés (10cm) <i>Troutman O'Brien needle holder, curved, delicate jaws 0.8 mm (10cm)</i>
F830A	Porte-lames de Troutman <i>Troutman blades holder</i>
F700A	Spatule de Culler à iris très fine en 1 mm <i>Culler iris spatula, very delicate 1 mm</i>
F708B	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière <i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i>
F2212B	Boîte inox avec tapis à picots silicone 316x210x40 mm, 2 niveaux <i>Stainless steel tray, 2 levels with silicone mat, size 316x210x40 mm</i>
Options supplémentaires <i>Additional options</i>	
F1551M	Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines mousses <i>Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, blunt tips</i>



Set à Strabisme

Strabismus surgical set

F306A	Blépharostat de Castroviejo adulte (9cm) <i>Castroviejo speculum, adult size (9cm)</i>
F500A	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,6 x 8 mm <i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm</i>
F1506M	Ciseaux corps plat de Westcott à tendons, mousses (12 cm) <i>Westcott tenotomy scissors, blunt tip (12cm)</i>
F1560M	Ciseaux à anneaux de Stevens droits, mousses <i>Stevens scissors, straight, blunt tips</i>
F180A	Jauge de Castroviejo <i>Castroviejo gauge</i>
F807B	Crochet de Green Malbran <i>Green-Malbran hook</i>
F808A	Crochet de Hugonnier <i>Hugonnier hook</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F114A	Pince de Halstead droite à dents <i>Halstead forceps, straight, with teeth</i>
F115A	Pince de De Wecker droite 5cm <i>De Wecker forceps, straight, 5cm</i>
F1611A	Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe (12,5 cm) <i>Castroviejo needle holder, curved (12.5cm)</i>
F1625A	Porte-aiguilles de Barraquer corps rond courbe (13 cm) <i>Barraquer needle holder, round body, curved (13cm)</i>
F185B	Releveur de paupières de Desmarres moyen 11mm <i>Desmarres lids retractor, medium size 11mm</i>
F2211A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm</i>
Options supplémentaires <i>Additional options</i>	
F807C	Myomètre de Roth-Rapp (V2) <i>Roth-Rapp myometer (V2)</i>
F182A	Règlette de Pechereau <i>Pechereau's ruler</i>
F131B	Pince à sutures de Jayle dents de 0,26mm mors de 0,8mm <i>Jayle suturing forceps, teeth 0.26mm, jaws of 0.8mm</i>

Set à Strabisme

Strabismus surgical set



F306A



F500A



F1506M



F1560M



F180A



F807B



F808A




F130A



F114A



F1611A



F115A



F1625A



F185B



F2211A



F807C



F182A



F131B

Set à DCR


DCR set

F200A	Manche Bistouri n°3 <i>Scalpel holder N°3</i>
F716A	Spatule double de Traquair, pour élévation du périoste <i>Traquair double spatula for periosteal elevation</i>
F114C	Pince de Halstead droite sans dents <i>Halstead forceps, straight, without teeth</i>
F115B	Pince de De Wecker droite 7,5cm <i>De Wecker forceps, straight, 7.5cm</i>
F116A	Pince de De Wecker courbe 5cm <i>De Wecker forceps, curved, 5cm</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>
F192B	Écarteur de Volkmann à 4 griffes <i>Volkmann retractor, 4 claws</i>
F1600A	Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit (15 cm) <i>Castroviejo needle holder, straight (15cm)</i>
F1605A	Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit, fin (15 cm) <i>Castroviejo needle holder, straight, delicate (15cm)</i>
F1845A	Pince de Lubet-Barbon <i>Lubet-Barbon forceps</i>
F1560B	Ciseaux à anneaux de Stevens courbes, mousses <i>Stevens scissors, curved, blunt tips</i>
F1563P	Ciseaux d'ophtalmologie droits, pointus <i>Ophthalmology scissors, straight, sharp tips</i>
F954A	Rugine de Valude <i>Valude raspatory</i>
F958A	Rongeur à DCR de Kerisson 3mm <i>Kerisson DCR rongeur forceps, 3 mm</i>
F961A	Pince gouge coudée de Lombard, mors 2 mm <i>Lombard gouge forceps, angled jaws 2mm</i>
F601A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 000 Ø0,6 mm <i>Galezowski probe, bulbous tip 000 Ø0,6 mm</i>
F602A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 00 Ø0,7 mm <i>Galezowski probe, bulbous tip 00 Ø0,7 mm</i>
F618A	Stylet de Castroviejo double, fin et moyen <i>Castroviejo double end dilator, delicate, medium taper</i>
F2212A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 316x210x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 316x210x25mm</i>
Recommandation d'instrument pour la suture des volets postérieurs (remplace F1600A) <i>Instrument recommendation for posterior flap suturing (replaces F1600A)</i>	
F1609A	Porte-aiguilles d'Imbert pour sutures des muqueuses postérieures (15 cm) <i>Imbert needle holder for sutures of the posterior mucosa (15 cm)</i>
Options supplémentaires <i>Additional options</i>	
F111A	Pince à fixer d'Adson 1 x 2 dents <i>Adson fixation forceps, 1 x 2 teeth</i>

Set à DCR

DCR set

F960A	Gouge de Hass, 4 mm <i>Hass Gouge, 4 mm</i>
F980A	Maillet à deux têtes <i>Double face mallet</i>
F991B	Protection oculaire Ø23.5mm <i>Ocular shield Ø23.5mm</i>



Set à décollement de rétine


Retinal detachment set



F306A



F180A



F1560B



F1562P

F306A	Blépharostat de Castroviejo adulte (9cm) <i>Castroviejo speculum, adult size (9cm)</i>
F180A	Jauge de Castroviejo <i>Castroviejo gauge</i>
F1560B	Ciseaux à anneaux de Stevens courbes, mousses <i>Stevens scissors, curved, blunt tips</i>
F1562P	Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus <i>Ophthalmology scissors, curved, sharp tips</i>
F190A	Écarteur de Bonn <i>Bonn retractor</i>
F211A	Marqueur de Urrets-Zavalía <i>Urrets-Zavalía marker</i>
F810B	Crochet à strabisme moyen <i>Strabismus hook, medium size</i>
F829D	Couteau cliveur de Paufigue 3 mm <i>Paufigue sclerotomy knife 3 mm</i>
F110A	Pince à fixer/conjonctive de Lester 1 x 2 dents <i>Lester fixation/conjunctiva forceps, 1 x 2 teeth</i>
F112A	Pince à fixer d'Elschnig 1 x 2 dents <i>Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth</i>
F114C	Pince de Halstead droite sans dents <i>Halstead forceps, straight, without teeth</i>
F115A	Pince de De Wecker droite 5cm <i>De Wecker forceps, straight, 5cm</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>
F830A	Porte-lames de Troutman <i>Troutman blades holder</i>
F1608A	Porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe, fin à arrêt (15 cm) <i>Castroviejo needle holder, curved, delicate with lock (15cm)</i>
F2211A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm</i>

Set à décollement de rétine

Retinal detachment set



Set à Glaucome Trabéculotomie


Glaucoma Trabeculotomy set


F1521M	Ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames mousses 8 mm (10,5 cm) <i>Vannas scissors, curved, blunt tips 8mm (10.5cm)</i>
F1521P	Ciseaux corps plat de Vannas courbes, lames pointues 8 mm (10,5 cm) <i>Vannas scissors, curved, sharp tips 8mm (10.5cm)</i>
OU / OR	
F1521MP	Micro-ciseaux de Vannas courbes, lames pointues 7 mm (10,5 cm) <i>Vannas scissors, curved, sharp tips 7mm (10.5cm)</i>
F1530M	Micro-ciseaux corps plat de Vannas droits, lames mousses 6 mm (8,5 cm) <i>Vannas scissors, straight, flat, blunt tips 6mm (8.5cm)</i>
F829A	Couteau cliveur de Paufigue 6 mm <i>Paufigue sclerotomy knife 6 mm</i>
F307E	Blépharostat colibri réglable, oreilles ouvertes avec extrémité en olive <i>Adjustable colibri speculum, open blades, olive shaped tips</i>
F514A	Canule à cyclodialyse de Barraquer courbe à olive <i>Barraquer cyclodialysis cannula, olive curved</i>
F516A	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø0,3 mm <i>Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,3 mm</i>
F516B	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft courbe Ø0,3 mm <i>Rycroft cannula for air and liquid injection, curved Ø 0,3 mm</i>
F700A	Spatule de Culler à iris très fine en 1 mm <i>Culler iris spatula, very delicate 1 mm</i>
F708B	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière <i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i>
F958C	Punch trabéculéctomie de Crozafon/De Laage <i>Crozafon/ De Laage punch for trabeculectomy</i>
F112A	Pince à fixer d'Elschnig 1 x 2 dents <i>Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth</i>
F115A	Pince de De Wecker droite 5cm <i>De Wecker forceps, straight, 5cm</i>
F144B	Pince à monofilament de Troutman courbe corps rond titane-acier <i>Troutman tying forceps, curved, titanium-stainless steel</i>
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-acier <i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>
F126A	Pince colibri dents 0.12 mm <i>Colibri corneal forceps</i>
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm <i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>
F1611A	Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo courbe (12,5 cm) <i>Castroviejo needle holder, curved (12.5cm)</i>
F1835A	Porte-aiguilles corps rond courbe becs fins dégagés (13cm) <i>Needle holder, curved, delicate jaws at the tip (13cm)</i>
OU / OR	
F1625A	Porte-aiguilles de Barraquer corps rond courbe (13 cm) <i>Barraquer needle holder, round body, curved (13cm)</i>
F127B	Pince de Mermoud <i>Mermoud forceps</i>
F830A	Porte-lames de Troutman <i>Troutman blades holder</i>

Set à Glaucome Trabéculotomie

Glaucoma Trabeculotomy set

F703A	Spatule de Mermoud <i>Mermoud spatula</i>
F2212A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 316x210x25 mm, 1 niveau <i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 316x210x25mm</i>
Options supplémentaires <i>Additional options</i>	
F812C	Crochet de Sinskey droit <i>Sinskey hook, straight</i>
F127A	Pince de De Laage pour sclérectomie profonde non perforante, extrémités très fines et émoussé <i>De Laage glaucoma forceps for deep non penetrating sclerectomy, delicate and smooth tips</i>
F127C	Pince à glaucome du Dr Roche <i>Dr Roche glaucoma forceps</i>
F216A	Double marqueur de Mermoud (NPGS) <i>Mermoud dual marker</i>





F180G	Jauge de cornée de blanc à blanc, pour mesurer horizontalement le diamètre de la cornée pour implant Phakick <i>White to white corneal gauge, to measure the horizontal corneal diameter for Phakick implant</i>
F708B	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière <i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i>
F908A	Manipulateur ICL® Ø 0.80 mm, coudé, pour placer l'haptique sous l'iris <i>ICL® slider, to place the haptic under the iris, round hole tip Ø 0.80 mm, angled</i>
F908B	Manipulateur ICL® à pointe fourchue en demi cercle Ø0.8mm, coudé, 12 mm <i>ICL® tucker/slider, forked tip, angled, 12mm</i>
F909D	Manipulateur de Hirsch-Hoffmann courbé à droite pour ICL® <i>Hirsch-Hoffmann manipulator for ICL®, right curved</i>
F909G	Manipulateur de Hirsch-Hoffmann courbé à gauche pour ICL® <i>Hirsch-Hoffmann manipulator for ICL®, left curved</i>
F145C	Pince de Mc Pherson ergonomique, coudée, plateaux de 11mm affinés <i>Mc Pherson forceps, ergonomic, angled, 11 mm platform, very delicate, sterilizable</i>
F255A	Pince coaxiale du Dr Hirsch Hoffman pour charger l'implant ICL®, extrémité angulée, 20G/Ø0.9mm <i>Dr Hirsch Hoffman coaxial forceps for ICL® lens replacement, angled tips, 20G/Ø0.9mm</i>
F2205M	Boîte inox avec tapis à picots silicone 190x100x25 mm <i>Stainless steel tray with silicone mat, size 190x100x25 mm</i>

Set à voies lacrymales

Tear ducts set

F500B	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite (longue) Ø0,6 x 13 mm <i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 13 mm</i>
F501C	Canule de Galezowski droite 18 mm <i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0,6 x 18 mm</i>
F615A	Stylet de Sichel-Wilder fin <i>Sichel-Wilder dilator, delicate taper</i>
F616A	Stylet de Sichel-Wilder moyen <i>Sichel-Wilder dilator, medium taper</i>
F617A	Stylet de Sichel-Wilder fort <i>Sichel-Wilder dilator, heavy taper</i>
F602A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 00 Ø0,7 mm (pour bébé) <i>Galezowski probe, bulbous tip 00 Ø0,7 mm</i>
F603A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 0 Ø0,8 mm <i>Galezowski probe, bulbous tip 0 Ø0,8 mm</i>
F604A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 1 Ø0,9 mm <i>Galezowski probe, bulbous tip 1 Ø0,9 mm</i>
F605A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 2 Ø1 mm <i>Galezowski probe, bulbous tip 2 Ø1 mm</i>
F2205M	Boîte inox avec tapis à picots silicone 190x100x25 mm <i>Stainless steel tray with silicone mat, size 190x100x25 mm</i>




Set à LASIK

LASIK set



F307B	Blépharostat pour LASIK <i>LASIK speculum</i>
F823A	Couteau de Paufigue pour clivage de la cornée <i>Paufigue knife for the corneal cleavage</i>
F202A4 F202A6 F202A8	Marqueur à 4 , 6 ou 8 branches <i>4, 6 or 8 blades marker</i>
F2210C	Boîte de stérilisation avec tapis silicone, 190x140x25 mm <i>Sterilization box with silicone mat, 190x140x25 mm</i>
Options supplémentaires / <i>Additional options</i>	
F307A	Blépharostat de Schapira <i>Schapira speculum</i>





Boîtes MODULABLES


Modular boxes



LAVAGE
WASHING



STÉRILISATION
STERILIZATION



**Rails
personnalisés
pour vos
instruments**

*Rails customized to
your instruments*

**Maintient
optimal**
Optimum support

Pinces à Capsulorhexis p.24

Capsulorhexis forceps

Pinces à Cornée p.26

Corneal forceps

Pinces à Glaucome p.27

Glaucoma forceps

Pinces à Sutures p.27

Sutures forceps

Pinces à fils / Monofilament p.29

Tying / Monofilament forceps

Pinces à implantation / explantation p.32

Implantation / explantation forceps

Pinces à Chalazion / Ptosis p.33

Chalazion / Ptosis forceps

Pinces à disséquer p.34

Dressing forceps

Pinces à Conjonctive / à fixer p.35

Conjunctival / fixation forceps

Pinces à Strabisme p.36

Strabismus forceps

Pinces hémostatiques / à tendre les fils p.37

Hemostatic / serrefin for sutures forceps

Pinces à cils / Pinces à corps étranger p.38

Eyelashes forceps / Foreign body forceps

Pinces à Greffe de cornée p.38

Corneal transplant forceps

Pinces et Piques à Rétine p.39

Retina forceps and pick

Informations importantes Micropinces p.40

Important information Microforceps

Informations importantes p.41

Gamme Titane-inox

Important information Titanium stainless steel range

Pinces à Capsulorhexis

Capsulorhexis forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F141B



Matériau : titane

Material: titanium


F141T



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Matériau Material	Longueur Length	Incision Incision	Détail Detail
F140A	Droite Straight	Utrata	acier inoxydable stainless steel	10 cm	2.2 mm	
F140B	Courbe Curved	Utrata	acier inoxydable stainless steel	10 cm	2.2 mm	
F140T	Courbe Curved	Utrata	titane titanium	10 cm	2.2 mm	
F141B	Courbe Curved	Corydon	acier inoxydable stainless steel	10 cm	2.2 mm	
F141T	Courbe Curved	Corydon	titane titanium	10 cm	2.2 mm	

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

Matériau : titane


Material: titanium



p.40

Option recommandée :
Boîte F2200C équipée
spécialement pour ces
instruments.


Recommended option :
F2200C box specially
equipped for these in-
struments.



Réf. Ref.	Style Style	Dimensions Dimensions	Type Type	Longueur Length	Incision Incision	Détail Detail
F143MI	Courbe Curved	23G / Ø0.6mm	Corydon	12.5 cm	1.2 mm	
F144MI	Courbe Curved	25G / Ø0.5mm	Utrata	12.5 cm	0.9 mm	

Pinces à Capsulorhexis ~ Gamme titane-inox

Capsulorhexis forceps ~ Titanium-Stainless steel range



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel


Matériau : titane
Material: titanium

Protection stérilisable incluse
Sterilizable protection device included



p.41

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Incision <i>Incision</i>	Détail <i>Detail</i>
F142B	Droite <i>Straight</i>	Utrata	11.5 cm	2.2 mm	
F142MIB	Courbe <i>Curved</i>	Utrata	11.5 cm	1.8mm	
F142C	Courbe <i>Curved</i>	Corydon	11.5 cm	2 mm	
F142M	Courbe <i>Curved</i>	Corydon	11.5 cm	2.2 mm	
F142V	Courbe à préhension avancée <i>Curved, accurate handling of capsule</i>	Corydon	11.5 cm	2.2 mm	
F142MI	Dr Dimeglio - Courbe <i>Dr Dimeglio - Curved</i>	Corydon	11.5 cm	1.8 mm	
F142MIV	Courbe à préhension avancée <i>Curved, accurate handling of capsule</i>	Corydon	11.5 cm	1.8 mm	



mouvement croisé / *cross action*

Protection stérilisable incluse
Sterilizable protection device included




p.41

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Incision <i>Incision</i>	Détail <i>Detail</i>
F142D	Dr Zaluski - Courbe <i>Dr Zaluski - Curved</i>	Corydon	12 cm	1.8 mm	
F142U	Dr Zaluski - Courbe <i>Dr Zaluski - Curved</i>	Utrata	12 cm	1.8 mm	

Pinces à Cornée

Corneal forceps



Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel


Matériau : titane

Material: titanium




p.41

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F143A	Droite - Dents 0.1mm - Mors 0.3mm Straight - Teeth 0.1mm - 0.3mm jaws	Bonn	11.5 cm	



Avec dents
With teeth




Sans dents
Without teeth

F125B



F125T



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Matériau Material
F125A	Droite - Sans dents Straight - Without teeth	Bonn	8 cm	Acier inoxydable Stainless steel
F125B	Droite - Dents 0.1mm - Mors 0.3mm Straight - Teeth 0.1mm - 0.3mm jaws	Bonn	10 cm	Acier inoxydable Stainless steel
F125C	Droite - Dents 0.1mm - Mors 0.3mm Straight - Teeth 0.1mm - 0.3mm jaws	Bonn	8 cm	Acier inoxydable Stainless steel
F125CT	Droite - Dents 0.1mm - Mors 0.3mm Straight - Teeth 0.1mm - 0.3mm jaws	Bonn	8 cm	Titane Titanium
F125D	Baïonnette - Dents 0.1mm - Mors 0.3mm Bayonet-type - Teeth 0.1mm - 0.3mm jaws	-	10.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel
F125E	Droite - Sans dents Straight - Without teeth	Bonn	11.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel
F125T	Droite - Dents 0.1mm - Mors 0.3mm Straight - Teeth 0.1mm - 0.3mm jaws	Bonn	10 cm	Titane Titanium



Réf. Ref.	Style Style	Longueur Length	Matériau Material	Détail Detail
F126A	Colibri - Dents 0.12mm Colibri - Teeth 0.12mm	7.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	

Pinces à Glaucome

Glaucoma forceps


Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F127A



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F127A	Courbe - pour sclérectomie profonde non perforante - extrémités très fines et émoussées <i>Curved - or deep non penetrating sclerectomy - delicate and smooth tips</i>	De Laage	10.5 cm	
F127C	Courbe <i>Curved</i>	Dr Roche	10.5 cm	



F127B



Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Matériau Material	Détail Detail
F127B	Droite <i>Straight</i>	Mermoud	8.5 cm	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>	

Pinces à Sutures

Sutures forceps

F130A



F130B



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Matériau Material	Longueur Length	Détail Detail
F130A	Droite - dents 0,2mm - mors 0,6mm <i>Straight - teeth 0.2mm - jaws 0.6mm</i>	Paufique	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>	9 cm	
F130B	Droite - dents 0,12mm - mors 0.35mm <i>Straight - teeth 0.12mm - jaws 0.35mm</i>	Paufique	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>	8 cm	

Pinces à Sutures

Sutures forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F131A



F131B



Matériau : titane
Material: titanium

F131C



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Matériau <i>Material</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F131A	Droite - mors 0.35 mm <i>Straight - jaws 0.35mm</i>	Castroviejo	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>	10 cm	
F131B	Droite - dents 0,26mm mors de 0,8mm <i>Straight - teeth 0.26mm - jaws 0.8mm</i>	Jayle	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>	10.5 cm	
F131C	Droite - dents 0,12mm <i>Straight - teeth 0.12mm</i>	Castroviejo	Titane <i>Titanium</i>	10 cm	

F132A



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F132A	Droite - dents 0,2mm - mors 0,6mm <i>Straight - teeth 0.2mm - jaws 0.6mm</i>	Bishop-Harmon	8.5 cm	
F132B	Droite - sans dents - mors 1mm <i>Straight - without teeth - jaws 1mm</i>	Barraquer	8.5 cm	

Pinces à fils / Monofilaments

Tying / Monofilament forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F121A



Sutures : 9/0 à 11/0

Sutures: 9/0 to 11/0

F121T



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Matériau Material	Détail Detail
F120A	Droite Straight	Troutman	10.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	
F120F	Droite et fine Straight, delicate	Troutman	10.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	
F121A	Courbe Curved	Troutman	10.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	
F121F	Courbe et fine Curved, delicate	Troutman	10.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	
F121T	Courbe Curved	Troutman	10.5 cm	Titane Titanium	

F122A



F122B



Modèle Américain

American model

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Matériau Material	Détail Detail
F122A	Droite - à ressorts Straight - with springs	Troutman	9.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	
F122B	Courbe - à ressorts Curved - with springs	Troutman	9.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	


F126B



Réf. Ref.	Style Style	Longueur Length	Matériau Material	Détail Detail
F126B	Colibri - à fils Colibri - with tying platforms	7.5 cm	Acier inoxydable Stainless steel	

Pinces à fils / Monofilaments ~ Gamme titane-inox

Tying / Monofilament forceps ~ Titanium-Stainless steel range



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F144A	Droite <i>Straight</i>	Troutman	11.5 cm	
F144B	Courbe <i>Curved</i>	Troutman	11.5 cm	

Pinces à implantation

Implantation forceps



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F145C	Coudée, plateaux de 11mm affinés <i>Angled, 11 mm platform, very delicate</i>	Mc Pherson	11.5 cm	



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F145A	Coudée, à plateaux, sans dents <i>Angled, with platforms, without teeth</i>	Mac Pherson	10 cm	
F145B	Pour implants silicone, acrylique mors inclinés lisses et arrondis <i>For silicone-acrylic lenses, inclined, smooth, rounded jaws</i>		10 cm	

Pinces à implantation

Implantation forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F146A



F147A



F148A



F149T

Matériau : titane

Material: titanium



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F146A	Coudée, corps plat <i>Angled, flat body</i>	Clayman	12 cm	
F147A	Courbe, corps plat <i>Curved, flat body</i>	Shepard	12 cm	
F148A	Coudée, corps plat, avec téton <i>Angled, flat body, with peg</i>	Aron	12 cm	
F149A	Courbe, corps plat <i>Curved, flat body</i>	Blayde	12 cm	
F149T	Courbe, corps rond <i>Curved, round body</i>	Blayde	12 cm	
F150A	Coudée, corps plat, sans téton <i>Angled, flat body, without peg</i>	Aron	12 cm	



Réf. Ref.	Style Style	Longueur Length	Matériau Material
F146B	Dr Fourcade, coudée, sans dents <i>Dr Fourcade, angled, without teeth</i>	10 cm	Acier inoxydable <i>Stainless steel</i>

Pinces à implantation / explantation

Implantation / explantation forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F151A



F170A



F171A



F172A




F171T

Matériau : titane

Material: titanium



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F151A	Coudée, corps plat, pour implantation irienne <i>Angled, flat body, for iris implantation</i>	IOL	11.5 cm	
F170A	Coudée, corps plat, à plier les implants <i>Angled, flat body, lens folding forceps</i>	Universelle <i>Universal</i>	12 cm	-
F171A	Coudée, corps rond, à insérer les implants silisone <i>Angled, round body, for silicone lens insertion</i>	Universelle <i>Universal</i>	12.5 cm	-
F171B	Coudée, corps rond, branches rondes, à insérer les implants acryliques <i>Angled, round body, round blades, for acrylic lens insertion</i>	Universelle <i>Universal</i>	12.5 cm	-
F171T	Coudée, corps rond, à insérer les implants silicone <i>Angled, round body, for silicone lens insertion</i>	Universelle <i>Universal</i>	12.5 cm	-
F172A	Coudée, corps plat, mors striés <i>Angled, flat body, serrated jaws</i>	À explantation <i>For explantation</i>	12 cm	-

Pinces à Chalazion / Ptosis

Chalazion / Ptosis forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Longueur Length	Largeur Width
F100A	Pince à chalazions de Desmarres <i>Desmarres chalazion forceps</i>	10 cm	20 mm
F101A	Pince à chalazions de Desmarres <i>Desmarres chalazion forceps</i>	10 cm	26 mm
F101B	Pince automatique à chalazions du Dr Sgard <i>DR Sgard automatic chalazion forceps</i>	10.5 cm	26 mm
F101C	Pince à chalazions de Desmarres <i>Desmarres chalazion forceps</i>	10 cm	31 mm
F102A	Pince à chalazions de Lambert <i>Lambert chalazion forceps</i>	9 cm	Ø 11 mm
F102C	Pince automatique à chalazions, type «Lambert» <i>Automatic chalazion forceps, «Lambert» type</i>	10 cm	Ø 11 mm

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Longueur Length	Largeur Width
F101D	Pince de Berke striée pour ptosis à clips, avec verrous <i>Berke ptosis forceps, serrated, with lock</i>	11 cm	19 mm
F101M	Pince de Berke striée pour ptosis à vis, modèle original <i>Berke adjustable ptosis forceps, serrated, original model</i>	11 cm	22 mm

Pinces à disséquer

Dressing forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F104A



F105A



F105B



F106A




F107A



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F104A	Droite, 1x2 dents, à corps plat <i>Straight, 1x2 teeth, flat body</i>	-	10 cm	
F104B	Courbe, 1x2 dents, à corps plat <i>Curved, 1x2 teeth, flat body</i>	-	10 cm	
F105A	Droite, mors striés, à corps plat <i>Straight, serrated jaws, flat body</i>	-	12 cm	
F105B	Courbe, mors striés, corps plat <i>Curved, serrated jaws, flat body</i>	-	12 cm	
F106A	Droite, mors striés, à corps plat large <i>Straight, serrated jaws, wide flat body</i>	Adson	12 cm	
F107A	Courbe, mors striés, corps plat <i>Curved, serrated jaws, flat body</i>	Bonnacolto	12 cm	
F107B	Droite, mors striés, à corps plat <i>Straight, serrated jaws, flat body</i>	Bonnacolto	12 cm	

Pinces à conjonctive / à fixer

Conjunctival / fixation forceps



Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Matériau : titane

Material: titanium



p.41

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F143B	Droite, sans plateaux, anneaux atraumatiques de Ø 0.6 mm <i>Straight, without tying platforms, atraumatic rings Ø 0.6 mm</i>	Fechtner	11 cm	

F110A



F111A



F112A



F112C



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F113A




Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F110A	Droite, 1x2 dents, à corps plat <i>Straight, 1x2 teeth, flat body</i>	Lester	10 cm	
F111A	Droite, 1x2 dents, à corps plat large <i>Straight, 1x2 teeth, wide flat body</i>	Adson	12 cm	
F112A	Droite, 1x2 dents, à corps plat <i>Straight, 1x2 teeth, flat body</i>	Elschnig	10 cm	
F112B	Courbe, 1x2 dents, à corps plat <i>Curved, 1x2 teeth, flat body</i>	Elschnig	10 cm	
F112C	Droite, bout 3 mm <i>Straight, 4mm end</i>	Graefe	10.5 cm	-
F113A	En forme de T, à dents, largeur 10mm, corps plat <i>T-shaped, with teeth, 10mm wide, flat body</i>	Green	10 cm	-

Pinces à strabisme

Strabismus forceps



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F102B	Coudée, à pointes atraumatiques, mors coulissant <i>Straight, with atraumatic tips, sliding jaw</i>	Bangerter	10 cm	-
F103A	Coudée à droite, à pointes <i>Right angled, with tips</i>	Sattler	10 cm	
F103B	Coudée à gauche, à pointes <i>Left angled, with tips</i>	Sattler	10 cm	
F103C	Coudée à droite, mors striés <i>Right angled, serrated jaws</i>	Blascovics	9.5 cm	
F103D	Coudée à gauche, mors striés <i>Left angled, serrated jaws</i>	Blascovics	9..5 cm	
F108A	Coudée <i>Angled</i>	Rosario Gomez de Llano	9.5 cm	
F117A	Pince à Champs <i>Towel clamp</i>	-	9 cm	-

Pinces hémostatiques / à tendre les fils

Hemostatic / serrefin for sutures forceps

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F113B	Courbe, sans dents, mors striés <i>Curved, without teeth, serrated jaws</i>	Halstead	10 cm	
F114A	Droite, 1x2 dents, mors striés <i>Straight, 1x2 teeth, serrated jaws</i>	Halstead	10 cm	
F114B	Courbe, 1x2 dents, mors striés <i>Curved, 1x2 teeth, serrated jaws</i>	Halstead	10 cm	
F114C	Droite, sans dents, mors striés <i>Straight, without teeth, serrated jaws</i>	Halstead	10 cm	



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Longueur Length
F115A	Droite, mors lisses <i>Straight, smooth jaws</i>	De Wecker	5 cm
F115B	Droite, mors lisses <i>Straight, smooth jaws</i>	De Wecker	7.5 cm
F116A	Courbe, mors lisses <i>Curved, smooth jaws</i>	De Wecker	5 cm
F116B	Courbe, mors lisses <i>Curved, smooth jaws</i>	De Wecker	7.5 cm

Pinces à cils / Pinces à corps étranger

Eyelashes forceps / Foreign body forceps

F119A




F155A



Réf. Ref.	Désignation Designation	Long. Length
F119A	Pince micro à corps étrangers, très fine <i>Micro foreign body forceps, very delicate</i>	11 cm
F155A	Pince à cils de Joseph <i>Joseph eyelashes forceps</i>	11 cm

Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Matériau : titane
Material: titanium




p.40

Protection stérilisable incluse
Sterilizable protection device included


Réf. Ref.	Désignation Designation	Long. Length	Détail Detail
F254A	Pince à corps étranger à griffes 20G/Ø0.9mm <i>Foreign body forceps, 4 claws, 20G/Ø0.9 mm</i>	13.5 cm	

Pinces à Greffe de cornée

Corneal transplant forceps



F253B



F255A




p.40

Protection stérilisable incluse
Sterilizable protection device included

Réf. Ref.	Style Style	Dim. Dim.	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F253B	Courbe, mors striés, pour greffe de cornée <i>Curved, serrated jaws, for corneal transplantation</i>	23G Ø0.6mm	Dr. De Bats	13.5 cm	
F255A	Angulée, pour charger l'implant ICL® <i>Angled, for ICL® lens replacement</i>	20G Ø0.9mm	Dr. Hirsh Hoffman	14.5 cm	

Pinces Rétine ~ Gamme Micropinces

Retina forceps ~ Microforceps range



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Matériau : titane
Material: titanium



Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

p.40

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Dimensions <i>Dimensions</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Incision <i>Incision</i>	Détail <i>Detail</i>
F250A	Droite <i>Straight</i>	23G / Ø0.6mm	End Gripping	13.5 cm	1.2 mm	
F250A5	Droite <i>Straight</i>	25G / Ø0.5mm	End Gripping		0.9 mm	
F251A	Droite <i>Straight</i>	23G / Ø0.6mm	Eckardt	13.5 cm	1.2 mm	
F251A5	Droite <i>Straight</i>	25G / Ø0.5mm	Eckardt		0.9 mm	
F251A9	Droite <i>Straight</i>	20G / Ø0.9mm	Eckardt		2.2 mm	
F251B	Droite <i>Straight</i>	23G / Ø0.6mm	Tano	13.5 cm	1.2 mm	
F251B5	Droite <i>Straight</i>	25G / Ø0.5mm	Tano		0.9 mm	
F253A	Droite, mors striés <i>Straight, serrated jaws</i>	23G / Ø0.6mm	Crocodile	13.5 cm	1.2 mm	
F253A5	Droite, mors striés <i>Straight, serrated jaws</i>	25G / Ø0.5mm	Crocodile		0.9 mm	
F253A9	Droite <i>Straight, serrated jaws</i>	20G / Ø0.9mm	Crocodile		2.2 mm	



À la recherche des ciseaux à rétine ?

Retrouvez-les dans la section Ciseaux page 56.

Looking for retina scissors?

Find them in the Scissors section on page 56.

Rétine ~ Piques à membrane

Retina ~ Membrane pick



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Dimensions <i>Dimensions</i>	Long. <i>Length</i>	Incision <i>Incision</i>	Détail <i>Detail</i>
F920A	Crochet délicat pour membrane rétinienne <i>Delicate membrane pick</i>	23G / Ø0.6mm	10.5 cm	1.2 mm	
F920A5		25G / Ø0.5mm		0.9 mm	

Micropinces avec protection stérilisable

Microforceps with sterilizable protection device



Chaque micropince est livrée avec :

- Une protection stérilisable
- Une canule de nettoyage dédiée

Each microforceps is delivered with :

- *A sterilizable cover*
- *A dedicated cleaning cannula*



ou
or



et
and




Procédure de nettoyage

Cleaning process

Phase 1 :

Insérer la canule dans l'orifice (canule fournie avec l'instrument)


Insert the cannula in the filler hole (cannula provided with the instrument)



Phase 2 :

Injecter le produit de nettoyage.

Inject the cleaning product.





L'alliance de la légèreté du titane et de la robustesse de l'inox

The combination of lightweight titanium and strength of stainless steel

✓ **Pinces réparables à vie**


- Toutes les pinces de cette gamme sont réparables.
- Nous remplaçons les inserts cassés pour remettre à neuf les instruments.
→ Économie & durabilité : des performances similaires pour un coût bien inférieur à un instrument neuf.

Lifetime-repairable forceps

- All forceps in this range are repairable.
- We replace broken inserts to refurbish instruments.
→ Economy & durability: same performance at a much lower cost than a new instrument.

🛡️ **Protections stérilisables incluses**

- Les modèles marqués de cet icône sont livrés avec leur protection stérilisable.
- Elles maintiennent la pince ouverte pendant toutes les étapes : nettoyage, décontamination, stérilisation, stockage.
→ Zéro risque de déformation des pointes.



Sterilizable covers included

- Models marked with this icon are supplied with a sterilizable protection.
- They keep the forceps open during all stages: cleaning, decontamination, sterilization, storage.
→ Zero risk of tip deformation.

♻️ Important : Ces protections sont réutilisables — **ne jamais les jeter.**



*Important: These protectors are reusable - **never throw them away.***

🔧 **Choisir la bonne protection**

Chaque type de pince a sa protection adaptée :

- Troutman / Bonn : protection basse
- Capsulorhexis : protection plus haute

⚠️ Une protection inadaptée peut briser les extrémités.

Choosing the right protection

Each type of forceps has its own protection:


- Troutman / Bonn: low protection
- Capsulorhexis: higher protection

Inadequate protection can break the tips.



Mode d'emploi : Insertion / Retrait

Instructions for use: Insertion / Removal



Insertion

1. Pince fermée → insérer au niveau des deux premières stries
2. Appuyer verticalement jusqu'au click
3. Rabattre la languette



Insertion

1. Forceps closed → insert at first two little side cavities
2. Press vertically until click
3. Fold back tab

Retrait

1. Ouvrir la languette
2. Maintenir la pince fermée
3. Pousser la protection sans forcer



Ne jamais faire levier ou tourner l'instrument dans la protection.

Removing

1. Open tab
2. Hold forceps closed
3. Push protection without forcing



Never pry or turn the instrument inside the guard.

Manipulations & entretien

- Toujours remplacer la pince dans sa protection après usage.
- Tremper dans un bain décontaminant dans les 5 minutes suivant l'utilisation.
- Ne jamais laisser sécher du sang ou tissu sur l'instrument.
- Nettoyage à la brosse souple dans le sens des branches.

Handling & maintenance

- Always replace the forceps in their protective cover after use.
- Soak in a decontaminating bath within 5 minutes after use.
- Never allow blood or tissue to dry on the instrument.
- Clean with a soft brush in the direction of the arms.

 Pour plus de détails, consulter la notice.



For further details, please refer to the instructions.

Ciseaux à Iris

Iris scissors

p.44

Ciseaux à Cornée

Corneal scissors

p.45

Ciseaux à Cornée, Iris, Capsule

Corneal, Iris, Capsule scissors

p.48

Ciseaux à Iris, Capsule, Membranule

Iris, Capsule, Membrane scissors

p.50

Ciseaux à Ténotomie & coupe implants

Tenotomy & implants scissors

p.51

Ciseaux à Ténotomie et Iridectomie

Tenotomy, Iridectomy Scissors

p.52

Ciseaux d'ophtalmologie à anneaux

Ophthalmic ring scissors

p.53

COUTEAUX & TRÉPANS

KNIVES & TREPHINES

p.55

Ciseaux à chirurgie de la rétine

Retinal surgery scissors

p.56

Pour identifier le sens des lames, les ciseaux sont placés en position verticale, pointes des lames vers le haut. Le sens est défini selon l'orientation de la courbure :

- Si la courbure des lames va vers la droite > sens horaire.
- Si la courbure des lames va vers la gauche > sens anti-horaire.

To identify the direction of the blades, the scissors are placed in a vertical position, with the blade tips facing upwards. The direction is defined by the orientation of the curvature:

- *If blade curvature is to the right > clockwise.*
- *If blade curvature is to the left > anti-clockwise.*



Sens des lames : horaire
Direction of blades: clockwise



Sens des lames : anti-horaire
Direction of blades: counter-clockwise

Ciseaux à Iris

Iris scissors



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Corps Body	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F1502M	Droites, mousses, 15 mm <i>Straight, blunt tips, 15 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Noyes	12 cm	
F1502P	Droites, pointues, 15 mm <i>Straight, sharp tips, 15 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Noyes	12 cm	
F1521M	Courbes, mousses, 8 mm <i>Curved, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Vannas	10.5 cm	
F1521P	Courbes, pointues, 8 mm <i>Curved, sharp tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Vannas	10.5cm	

Ciseaux à Cornée

Corneal scissors



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Corps Body	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F1506B	Courbes, mousses, 10 mm <i>Straight, blunt tips, 10 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mc-Pherson-Westcott	10 cm	
F1510M	Courbes, mousses, 13 mm <i>Curved, blunt tips, 13 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Castroviejo	12 cm	
F1505P	Courbes, pointues, 13 mm <i>Curved, sharp tips, 13 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Castroviejo	12 cm	
F1510PL	Courbes, petites lames mousses de 11 mm <i>Curved, small blades, blunt tips, 11 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Castroviejo	12 cm	

Ciseaux à Cornée

Corneal scissors



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Corps Body	Type Type	Longueur Length	Sens Direction
F1515A	Lame inférieure atraumatique, 8mm <i>Atraumatic lower blade, 8mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Katzin	11 cm	
F1540A	Lame inférieure atraumatique, 8mm <i>Atraumatic lower blade, 8mm</i>	Plat <i>Flat</i>		11 cm	
F1557A	Lame inférieure atraumatique, 8mm <i>Atraumatic lower blade, 8mm</i>	Rond <i>Round</i>		11 cm	
F1516A	Lame inférieure atraumatique, 8mm <i>Atraumatic lower blade, 8mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Katzin / Lames inversées <i>Inverted blades</i>	11 cm	
F1541A	Lame inférieure atraumatique, 8mm <i>Atraumatic lower blade, 8mm</i>	Plat <i>Flat</i>		11 cm	
F1558A	Lame inférieure atraumatique, 8mm <i>Atraumatic lower blade, 8mm</i>	Rond <i>Round</i>		11 cm	

Ciseaux à Cornée

Corneal scissors



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Corps Body	Type Type	Longueur Length	Sens Direction
F1517A	Lames égales atraumatiques, 8mm <i>Atraumatic equal blades, 8mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Katzin/ Troutman	9.5 cm	
F1555A	Lames égales atraumatiques, 8mm <i>Atraumatic equal blades, 8mm</i>	Rond <i>Round</i>		11 cm	
F1518A	Lames égales atraumatiques, 8mm <i>Atraumatic equal blades, 8mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Katzin/ Troutman / Lames inversées <i>Inverted blades</i>	9.5 cm	
F1556A	Lames égales atraumatiques, 8mm <i>Atraumatic equal blades, 8mm</i>	Rond <i>Round</i>		11 cm	



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Corps Body	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F1520M	Droites, mousses, 8 mm <i>Straight, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1520P	Droites, pointues, 8 mm <i>Straight, sharp tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	10.5 cm	

Ciseaux à Cornée

Corneal scissors

F1521MP



F1522M



F1525M



F1526M



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Corps Body	Type Type	Longueur Length	Détail Detail
F1521MM	Courbes, mousses, 7 mm <i>Curved, blunt tips, 7 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1521MP	Courbes, pointues, 7 mm <i>Curved, sharp tips, 7 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1522M	Coudées droites, mousses, 8 mm <i>Straight angled, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1522P	Coudées droites, pointues, 8 mm <i>Straight angled, sharp tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1525M	Droites, mousses, 8 mm <i>Straight, blunt tips, 8 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1525P	Droites, pointues, 8 mm <i>Straight, sharp tips, 8 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1526M	Courbes, mousses, 8 mm <i>Curved, blunt tips, 8 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	10.5 cm	
F1526P	Courbes, pointues, 8 mm <i>Curved, sharp tips, 8 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	10.5 cm	

Ciseaux à Cornée, Iris, Capsule

Corneal, Iris, Capsule scissors

F1530M



F1531P



F1532M



F1536M



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Corps <i>Body</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F1530M	Droites, mousses, 6 mm <i>Straight, blunt tips, 6 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	8.5 cm	
F1530P	Droites, pointues, 6 mm <i>Straight, sharp tips, 6 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	8.5 cm	
F1531M	Courbes, mousses, 6 mm <i>Curved, blunt tips, 6 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	8.5 cm	
F1531P	Courbes, pointues, 6 mm <i>Curved, sharp tips, 6 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	8.5 cm	
F1532M	Coudées droites, mousses, 6 mm <i>Straight angled, blunt tips, 6 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	8.5 cm	
F1532P	Coudées droites, pointues, 6 mm <i>Straight angled, sharp tips, 6 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Micro Vannas	8.5 cm	
F1536M	Courbes, mousses, 6 mm <i>Curved, blunt tips, 6 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	9.5 cm	
F1536P	Courbes, pointues, 6 mm <i>Curved, sharp tips, 6 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	9.5 cm	

Ciseaux à Cornée, Iris, Capsule

Corneal, Iris, Capsule scissors



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Corps <i>Body</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F1537M	Coudées droites, mousses, 6 mm <i>Straight angled, blunt tips, 6 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	9.5 cm	
F1537P	Coudées droites, pointues, 6 mm <i>Straight angled, sharp tips, 6 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Micro Vannas	9.5 cm	

F1544C



F1545M



F1544M



F1546M



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Corps <i>Body</i>	Type <i>Type</i>	Longueur <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F1544C	Coudées courbes, mousses, 8 mm <i>Curved angled, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand Lescure	6.5 cm	
F1544M	Courbes, mousses, 8 mm <i>Curved, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand	6.5 cm	
F1544P	Courbes, pointues, 8 mm <i>Curved, sharp tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand	6.5 cm	
F1545M	Coudées droites, mousses, 8 mm <i>Straight angled, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand	6.5 cm	
F1545P	Coudées droites, pointues, 8 mm <i>Straight angled, sharp tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand	6.5 cm	
F1546M	Droites, mousses, 8 mm <i>Straight, blunt tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand	6.5 cm	
F1546P	Droites, pointues, 8 mm <i>Straight, sharp tips, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Mini Galand	6.5 cm	

Ciseaux à Cornée, Iris, Capsule, Membranule

Corneal, Iris, Capsule, Membrane scissors

F1547A



F1550C



F1550M



F1551C



F1551M



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Corps <i>Body</i>	Type <i>Type</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F1547A	Coudées droites, très fines, pointues, 8 mm <i>Straight angled, sharp tips, very delicate, 8 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Ong	9 cm	
F1550C	Très courbes, très fines, mousses, 10 mm <i>Very curved, blunt tips, 10 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Laforge Capsulotomie <i>Capsultomy</i>	10 cm	
F1550M	Courbes, mousses, fines, 10 mm <i>Curved, blunt tips, delicate, 10 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Capsulotomie <i>Capsultomy</i>	10 cm	
F1550P	Courbes, pointues, fines, 10 mm <i>Curved, sharp tips, delicate, 10 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Capsulotomie <i>Capsultomy</i>	10 cm	
F1551C	Très courbes, mousses, très fines, 10 mm <i>Very curved, blunt tips, very delicate, 10 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Laforge Capsulotomie <i>Capsultomy</i>	10 cm	
F1551M	Courbes, mousses, fines, 10 mm <i>Curved, blunt tips, delicate, 10 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Capsulotomie <i>Capsultomy</i>	10 cm	
F1551P	Courbes, pointues, fines, 10 mm <i>Curved, sharp tips, delicate, 10 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Capsulotomie <i>Capsultomy</i>	10 cm	

Ciseaux à Cornée, Iris, Capsule, Membranule

Corneal, Iris, Capsule, Membrane scissors

F1534B



F1534C



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Corps <i>Body</i>	Type <i>Type</i>	Long. <i>Length</i>
F1534B	Coudées droites, rondes, pointues, 11 mm <i>Straight angled, round, sharp tips, 11 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Buratto	11 cm
F1534C	Coudées droites, mousses, 9 mm <i>Straight angled, blunt tips, 9 mm</i>	Plat <i>Flat</i>	Klein	9 cm

CISEAUX
SCISSORS

Ciseaux à ténotomie & ciseaux coupe implants

Tenotomy scissors & cut implants scissors

F1506M



F1520I



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Corps <i>Body</i>	Type <i>Type</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F1506M	Courbes, mousses, 15 mm, à tendons <i>Curved, blunt tips, 15 mm, tenotomy</i>	Plat <i>Flat</i>	Westcott	12 cm	
F1506P	Courbes, pointues, 15 mm, à tendons <i>Curved, sharp tips, 15 mm, tenotomy</i>	Plat <i>Flat</i>	Westcott	12 cm	
F1520I	Crantées, coupe implants, 9 mm <i>Serrated, to cut lenses, 9 mm</i>	Rond <i>Round</i>	Dr Jadé	11.5 cm	-

Ciseaux à Ténotomie & Iridectomie

Tenotomy & Iridectomy scissors



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Lames <i>Blades</i>	Type <i>Type</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F1560M	Droites, mousses, 14 mm <i>Curved, blunt tips, 14 mm</i>	Stevens	9.5 cm	
F1560A	Droites, pointues, 14 mm <i>Curved, sharp tips, 14 mm</i>	Stevens	9.5 cm	
F1560B	Courbes, mousses, 15 mm <i>Curved, blunt tips, 15 mm</i>	Stevens	10 cm	
F1560P	Courbes, pointues, 15 mm <i>Curved, sharp tips, 15 mm</i>	Stevens	10 cm	
F1561A	Droites, pointues, 14 mm <i>Curved, sharp tips, 14 mm</i>	Bonn	9 cm	
F1561C	Droites, mousses, 14 mm <i>Curved, blunt tips, 14 mm</i>	Bonn	9 cm	
F1561B	Courbes, pointues, 14 mm <i>Curved, sharp tips, 14 mm</i>	Bonn	9 cm	
F1561D	Courbes, mousses, 14 mm <i>Curved, blunt tips, 14 mm</i>	Bonn	9 cm	

Ciseaux d'ophtalmologie, à anneaux

Ophthalmic ring scissors

F1562A



F1562B



F1562C



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. Ref.	Style Style	Lames Blades	Long. Length
F1562A	Ciseaux à paupière droits <i>Eyelids scissors, straight</i>	35 mm	13 cm
F1562B	Ciseaux à énucléation courbes <i>Enucleation scissors, curved</i>	30 mm	12 cm
F1562C	Ciseaux à paupière courbes <i>Eyelids scissors, curved</i>	30 mm	12 cm

F1562M



F1563M



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. Ref.	Lames Blades	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F1562M	Courbes, mousses, 25 mm <i>Curved, blunt tips, 25 mm</i>	Ophtalmo	11 cm	
F1562P	Courbes, pointues, 25 mm <i>Curved, sharp tips, 25 mm</i>	Ophtalmo	11 cm	
F1563M	Droites, mousses, 25 mm <i>Curved, blunt tips, 25 mm</i>	Ophtalmo	11 cm	
F1563P	Droites, pointues, 25 mm <i>Curved, sharp tips, 25 mm</i>	Ophtalmo	11 cm	

Ciseaux d'ophtalmologie, à anneaux

Ophthalmic ring scissors

F1565A



F1566A



F1566B



F1567A



F1568A



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Style Style	Lames Blades	Long. Length
F1565A	Ciseaux de Ragnell <i>Ragnell scissors</i>	30 mm	15 cm
F1566A	Ciseaux de Joseph droits <i>Joseph scissors, straight</i>	32 mm	14.5 cm
F1566B	Ciseaux de Joseph courbes <i>Joseph scissors, curved</i>	32 mm	14.5 cm
F1567A	Ciseaux de Streiff <i>Streiff scissors</i>	22 mm	10.5 cm
F1568A	Ciseaux de Mayo courbes <i>Mayo scissors, curved</i>	45 mm	16 cm

Couteaux & Trépan

Knives & Trephines

F823A



F825B



F828C



F829C





F200B



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

F972A




Réf. Ref.	Style	Dim. Dim.	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F823A	Couteau de Paufrage pour clivage de la cornée <i>Paufrage knife for the corneal cleavage</i>	-	Paufrage	12 cm	
F825B	Couteau à cataracte de Graefe <i>Graefe cataract knife</i>	22 mm	Graefe	13 cm	-
F828C	Kystitome de Graefe <i>Graefe kystitoma</i>	-	Graefe	13 cm	
F829A	Couteau cliveur de Paufrage 6 mm <i>Paufrage sclerotomy knife 6 mm</i>	6 mm	Paufrage	12.5 cm	-
F829B	Couteau cliveur de Paufrage 5 mm <i>Paufrage sclerotomy knife 5 mm</i>	5 mm	Paufrage	12.5 cm	-
F829C	Couteau cliveur de Paufrage 10 mm <i>Paufrage sclerotomy knife 10 mm</i>	10 mm	Paufrage	12.5 cm	-
F829D	Couteau cliveur de Paufrage 3 mm <i>Paufrage sclerotomy knife 3 mm</i>	3 mm	Paufrage	12.5 cm	-
F200B	Bistouri Meunier <i>Meunier scalpel</i>	-	Meunier	15.5 cm	
F972A	Trépan d'Elliot <i>Elliot trephine</i>	Ø 2 mm	Élliot	7 cm	-
F972A08	Trépan d'Elliot <i>Elliot trephine</i>	Ø 0.8 mm	Élliot	7 cm	-

Ciseaux à chirurgie de la rétine

Retinal surgery scissors

Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Matériau : titane
Material: titanium



Protection stérilisable incluse
Sterilizable protection device included



p.40

Réf. Ref.	Style Style	Dimensions Dimensions	Type Type	Longueur Length	Incision Incision	Détail Detail
F260A	Droit, mousse <i>Straight, blunt tips</i>	23G / Ø0.6mm	Dissection de membranes épirétiniennes <i>Epi-retinal membrane dissection</i>	12.5 cm	1.2 mm	
F260A5	Droit, mousse <i>Straight, blunt tips</i>	25G / Ø0.5mm		12.5 cm	0.9 mm	
F260B	Droit, pointu <i>Straight, sharp tips</i>	20G / Ø0.9mm		12.5 cm	2.2 mm	
F261A	Courbe, mousse <i>Curved, blunt tips</i>	23G / Ø0.6mm	Dissection de membranes sous-rétiniennes <i>Subretinal membrane dissection</i>	12.5 cm	1.2 mm	
F261A5	Courbe, mousse <i>Curved, blunt tips</i>	25G / Ø0.5mm		12.5 cm	0.9 mm	
F262A	Verticaux à 70° <i>70° vertical</i>	23G / Ø0.6mm	Segmen- tation des membranes sous-rétiniennes <i>Subretinal membrane segmentation</i>	12.5 cm	1.2 mm	
F262A5	Verticaux à 70° <i>70° vertical</i>	25G / Ø0.5mm		12.5 cm	0.9 mm	
F263A	Verticaux à 45° <i>45° vertical</i>	23G / Ø0.6mm		12.5 cm	1.2 mm	
F263A5	Verticaux à 45° <i>45° vertical</i>	25G / Ø0.5mm		12.5 cm	0.9 mm	



À la recherche des pinces à rétine ?
Retrouvez-les dans la section Pinces page 39.
Looking for retina forceps?
Find them in the Forceps section on page 39.

PORTE-AIGUILLES

NEEDLES-HOLDERS

Porte-Aiguilles*Castroviejo Needle Holders***p.58****Micro-Porte-Aiguilles***Micro-needle holders***p.61****Porte lames***Blade holder***p.62****Manches de bistouri***Scalpel handles***p.62**

La colonne «arrêt» dans les tableaux indique la présence ✓ ou l'absence ✕ de verrou sur le porte-aiguille.



The “Lock” column in the tables indicates the presence ✓ or absence ✕ of a lock on the needle holder.

Porte-aiguilles Needle-holders

F1600A /
F1602A

F1601A /
F1603A

F1605A /
F1607A

F1606A /
F1608A



Réf. Ref.	Style Style	Arrêt Lock	Type Type	Long. Length	Taille Size
F1600A	Corps plat, droit <i>Flat body, straight</i>	✗	Castroviejo	15 cm	4/0 à 6/0
F1601A	Corps plat, courbe <i>Flat body, curved</i>	✗	Castroviejo	15 cm	4/0 à 6/0
F1602A	Corps plat, droit <i>Flat body, straight</i>	✓	Castroviejo	15 cm	4/0 à 6/0
F1603A	Corps plat, courbe <i>Flat body, curved</i>	✓	Castroviejo	15 cm	4/0 à 6/0
F1605A	Corps plat, droit, fin <i>Flat body, straight, delicate</i>	✗	Castroviejo	15 cm	8/0 à 10/0
F1606A	Corps plat, courbe, fin <i>Flat body, curved, delicate</i>	✗	Castroviejo	15 cm	8/0 à 10/0
F1606S	Corps plat, courbe, fin, becs striés <i>Flat body, curved, delicate</i>	✗	Castroviejo	15 cm	8/0 à 10/0
F1607A	Corps plat, droit, fin <i>Flat body, straight, delicate</i>	✓	Castroviejo	15 cm	8/0 à 10/0
F1608A	Corps plat, courbe, fin <i>Flat body, curved, delicate</i>	✓	Castroviejo	15 cm	8/0 à 10/0
F1608S	Corps plat, courbe, fin, becs striés <i>Flat body, curved, delicate, serrated tips</i>	✓	Castroviejo	15 cm	8/0 à 10/0

F1600B

F1609A



Réf. Ref.	Désignation Designation	Long. Length	Taille Size
F1600B	Porte-aiguilles sur manche, droit <i>Handle-mounted needle holder, straight</i>	15 cm	3/0 à 4/0
F1609A	Porte-aiguilles d'Imbert pour sutures des muqueuses postérieures <i>Imbert needle holder for sutures of the posterior mucosa</i>	15 cm	5/0 à 7/0

Porte-aiguilles Needle-holders


F1625A /
F1626A



F1625B



F1627A /
F1628A



Réf. Ref.	Style Style	Arrêt Lock	Type Type	Long. Length	Taille Size
F1625A	Corps rond, courbe <i>Round body, curved</i>	×	Barraquer	13 cm	8/0 à 10/0
F1625B	Corps rond, courbe, mors fins 0.8mm <i>Round body, curved, delicate jaws 0.8 mm</i>	×	Barraquer	13 cm	8/0 à 10/0
F1625T	Corps rond, courbe, en titane (bleu) <i>Round body, curved, titanium (blue)</i>	×	Barraquer	13 cm	8/0 à 10/0
F1626A	Corps rond, courbe <i>Round body, curved</i>	✓	Barraquer	13 cm	8/0 à 10/0
F1627A	Corps rond, droit <i>Round body, straight</i>	×	Barraquer	13 cm	8/0 à 10/0
F1628A	Corps rond, droit <i>Round body, straight</i>	✓	Barraquer	13 cm	8/0 à 10/0

F1630A



F1631A



Réf. Ref.	Style Style	Arrêt Lock	Type Type	Long. Length	Taille Size
F1630A	Corps rond, droit, ultra fin <i>Round body, straight, very delicate</i>	×	-	14 cm	8/0 à 10/0
F1631A	Corps rond, courbe, ultra fin <i>Round body, curved, very delicate</i>	×	-	14 cm	8/0 à 10/0

Porte-aiguilles Needle-holders

F1633A

F1633B

F1633T

F1835A /
F1835B

F1835T



Réf. Ref.	Style Style	Arrêt Lock	Type Type	Long. Length	Taille Size
F1633A	Corps rond, droit <i>Round body, straight</i>	×	Buratto	13 cm	8/0 à 10/0
F1633B	Corps rond, courbe <i>Round body, curved</i>	×	Buratto	13 cm	8/0 à 10/0
F1633T	Corps rond strié, courbe, en titane (bleu) <i>Serrated round body, curved, titanium (blue)</i>	×	Buratto	13 cm	8/0 à 10/0
F1835A	Corps rond, courbe, becs fins dégagés <i>Round body, curved, delicate jaws with shoulder</i>	×	Cornic	13 cm	8/0 à 10/0
F1835B	Corps rond, courbe, becs fins dégagés <i>Round body, curved, delicate jaws with shoulder</i>	✓	Cornic	13 cm	8/0 à 10/0
F1835T	Corps rond, courbe, becs fins dégagés, en titane <i>Round body, curved, delicate jaws with shoulder, titanium</i>	×	Cornic	13 cm	8/0 à 10/0



Réf. Ref.	Style Style	Long. Length	Taille Size
F1840A	Porte-aiguilles de Halsey mors tungstène <i>Halsey needle holder, tungsten jaws</i>	13 cm	8/0 à 10/0

Micro-Porte-aiguilles

Micro-Needle-holders

F1610A / F1612A

F1611A / F1613A

F1615A / F1617A

F1616A / F1618A



Réf. Ref.	Style Style	Arrêt Lock	Type Type	Long. Length	Taille Size
F1610A	Corps plat, droit <i>Flat body, straight</i>	✗	Castroviejo	12.5 cm	5/0 à 7/0
F1611A	Corps plat, courbe <i>Flat body, curved</i>	✗	Castroviejo	12.5 cm	5/0 à 7/0
F1612A	Corps plat, droit <i>Flat body, straight</i>	✓	Castroviejo	12.5 cm	5/0 à 7/0
F1613A	Corps plat, courbe <i>Flat body, curved</i>	✓	Castroviejo	12.5 cm	5/0 à 7/0
F1615A	Corps plat, droit <i>Flat body, straight</i>	✗	Castroviejo	10 cm	5/0 à 7/0
F1616A	Corps plat, courbe <i>Flat body, curved</i>	✗	Castroviejo	10 cm	5/0 à 7/0
F1617A	Corps plat, droit <i>Flat body, straight</i>	✓	Castroviejo	10 cm	5/0 à 7/0
F1618A	Corps plat, courbe <i>Flat body, curved</i>	✓	Castroviejo	10 cm	5/0 à 7/0

F1621A /
F1623A

F1620A /
F1622A



Réf. Ref.	Style Style	Arrêt Lock	Type Type	Long. Length	Taille Size
F1620A	Corps rond, droit <i>Round body, straight</i>	✗	Barraquer Troutman	10 cm	5/0 à 7/0
F1621A	Corps rond, courbe <i>Round body, curved</i>	✗	Barraquer Troutman	10 cm	5/0 à 7/0
F1622A	Corps rond, droit <i>Round body, straight</i>	✓	Barraquer Troutman	10 cm	5/0 à 7/0
F1623A	Corps rond, courbe <i>Round body, curved</i>	✓	Barraquer Troutman	10 cm	5/0 à 7/0

Micro-Porte-aiguilles & Porte-Lames

Micro-Needle-holders & Blades holders

F1621B



Réf. Ref.	Style Style	Long. Length	Taille Size
F1621B	Micro-porte-aiguilles de Troutman O'Brien courbe becs fins, mors 0.8 mm dégagés, matériau : acier inoxydable <i>Troutman O'Brien needle holder, curved, delicate jaws 0.8 mm, material: stainless steel</i>	10 cm	5/0 à 7/0
F1621T	Micro-porte-aiguilles de Troutman O'Brien courbe becs fins, mors 0.8 mm dégagés, matériau : Titane, couleur bleue <i>Troutman O'Brien needle holder, curved, delicate jaws 0.8 mm, material: Titanium, blue color</i>	10 cm	5/0 à 7/0



Réf. Ref.	Style Style	Long. Length
F830A	Porte-lames de Troutman <i>Troutman blades holder</i>	11 cm

Swann-Morton®




Réf. Ref.	Style Style	Long. Length
F200A	Manche Bistouri n°3 <i>Scalpel holder N°3</i>	12.5 cm
F200C	Manche Bistouri n°4 <i>Scalpel holder N°4</i>	12.5 cm

BLÉPHAROSTATS*SPECULUMS***Blépharostats type fil****p.64***Wire speculums***Blépharostats à vis****p.66***Screw-type speculums***Blépharostats (autres)****p.68***Speculums (others)***Plaques & Releveurs pour paupières****p.69***Eyelid plate and retractors***Écarteurs****p.70***Retractors*


Les dimensions indiquées dans les tableaux dans la colonne «Oreilles» correspondent à la largeur de la partie utile.

The dimensions given in the tables in the “Blades” column correspond to the width of the useful part.



Blépharostats type fil

Wire Speculums




Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F300A	Blépharostat colibri, taille adulte <i>Colibri speculum, adult size</i>	Barraquer	16 mm	4 cm
F300B	Blépharostat colibri, oblique pour incision temporale <i>Colibri speculum, temporal incision</i>	Barraquer	30 mm	4 cm
F300C	Blépharostat avec extension de maintien <i>Speculum with holding extension</i>	Simcoe	30 mm	4.5 cm
F301A	Blépharostat colibri, taille enfant <i>Colibri speculum, child size</i>	Barraquer	12 mm	4 cm
F302A	Blépharostat colibri, taille bébé <i>Colibri speculum, baby size</i>	Barraquer	8 mm	4 cm



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F303A	Blépharostat à oreilles ouvertes, taille adulte <i>Open blades speculum, adult size</i>	Bowman	16 mm	7 cm

Blépharostats type fil


Wire Speculums



F304A



F304AO




F304B

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F304A	Blépharostat en fil <i>Wire speculum</i>	Kratz	15 mm	4 cm
F304AO	Blépharostat en fil, avec olives <i>Wire speculum, with olives</i>	Kratz	15 mm	4 cm
F304B	Blépharostat en fil, oblique pour incision temporale et appui nasal <i>Wire speculum, temporal incision and nasal support</i>	Kratz	15 mm	4 cm



F305A



F305B

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F305A	Blépharostat à oreilles pleines, taille adulte <i>Full blade speculum, adult size</i>	Corcelle	12 mm	6 cm
F305B	Blépharostat à oreilles pleines, taille enfant <i>Full blade speculum, child size</i>	Corcelle	8 mm	6 cm

Blépharostats à vis Screw-type speculums



F305C

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F305C	Blépharostat à ressort <i>Spring-loaded speculum</i>	Mellinger	16 mm	6.5 cm



F306A

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F306A	Blépharostat à vis, taille adulte <i>Screw-type speculum, adult size</i>	Castroviejo	16 mm	9 cm
F306B	Blépharostat à vis, taille enfant <i>Screw-type speculum, child size</i>	Castroviejo	14 mm	8 cm



F306C



F306D

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F306C	Blépharostat à vis, 2x2 griffes mousses <i>Screw-type speculum, 2x2 claws, blunt tip</i>	Castroviejo	15.5 mm	9.5 cm
F306D	Blépharostat à vis, 2x2 griffes mousses <i>Screw-type speculum, 2x2 claws, blunt tip</i>	Pilly	15.5 mm	9.5 cm

Blépharostats à vis

Screw-type speculums



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F307A	Blépharostat à vis <i>Screw-type speculum</i>	Schapira	14 mm	8 cm

F307B



F307C



F307D



F307E



F307P



F307V



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F307B	Blépharostat à vis <i>Screw-type speculum</i>	LASIK	17 mm	8 cm
F307C	Blépharostat à vis, oreilles pleines <i>Screw-type speculum, full valve</i>	Corcelle	14 mm	8 cm
F307D	Blépharostat à vis, oreilles ouvertes <i>Screw-type speculum, open blades</i>	Kershner/ Franceschi	16 mm	8 cm
F307E	Blépharostat à vis, oreilles ouvertes avec olive <i>Screw-type speculum, open blades, olive shaped tips</i>	Colibri	16 mm	7.5 cm
F307P	Blépharostat à vis, valve pleine et réversible <i>Screw-type speculum, full and reversible valve</i>	-	14 mm	7.5 cm
F307V	Blépharostat à vis, oreilles ouvertes en V <i>Screw-type speculum, open blades, V shape</i>	Colibri	15 mm	8 cm

Blépharostats Speculums



F307I



F196A



F308A



F196B



F310T



F309A

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Oreilles Blades	Long. Length
F307I	Blépharostat à vis avec aspiration <i>Adjustable screw-type speculum, with aspiration</i>	Liebermann	15 mm	6 cm
F308A	Blépharostat à vis, avec anneau pour passage de fil <i>Adjustable screw-type speculum with a ring for the thread</i>	Pley/Fimco	13 mm	8 cm
F309A	Blépharostat à oreilles ouvertes <i>Open blades speculum</i>	Schott	16 mm	14 cm
F310T	Blépharostat ajustable, angulé, temporal, en titane <i>Adjustable, angled, temporal, titanium speculum</i>	Barrett	14 mm	5 cm
F196A	Écarteur, griffes fines et mousses <i>Retractor, delicate claws, blunt</i>	Dupuy-Dutemps	13 mm	7 cm
F196B	Écarteur, griffes fines et mousses <i>Retractor, delicate claws, blunt</i>	Muller-Arruga	13 mm	7 cm

Plaques et releveurs pour paupières

Eyelid plate and retractors



F955C



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Larg. Width	Long. Length
F955A	Plaque à paupières <i>Lid plate</i>	Jaeger	19.5 mm 22.5 mm	11 cm
F955B	Plaque à paupières, maintient des fils <i>Lid plate, holds wires in place</i>	Trabut	22 mm 28.5 mm	10 cm
F955C	Plaque à paupières, maintient des fils, épouse la forme de l'arcade sourcilière <i>Lid plate, holds wires in place, follows the shape of the brow bone</i>	Trabut Imbert	14 mm 22 mm	10 cm

F185A



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Larg. Width	Long. Length
F185A	Releveur de paupières, petit <i>Lids retractor, small size</i>	Desmarres	8 mm	14 cm
F185B	Releveur de paupières, moyen <i>Lids retractor, medium size</i>	Desmarres	11 mm	14 cm
F185C	Releveur de paupières, grand <i>Lids retractor, large size</i>	Desmarres	14 mm	14 cm

Écarteurs Retractors



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Larg. Width	Long. Length
F190A	Écarteur de Bonn <i>Bonn retractor</i>	Bonn	9.5mm	15 cm
F191A	Écarteur de Roth <i>Roth retractor</i>	Roth	7 mm	14.5 cm
F191B	Écarteur de Spira <i>Spira retractor</i>	Spira	19 mm	15 cm
F191C	Écarteur de Urvoy, miroir, pour décollement de rétine <i>Urvoy retractor, mirror, for retinal detachment</i>	Urvoy	11.5 mm	16 cm
F191D	Écarteur de Clergeau <i>Clergeau retractor</i>	Clergeau	16 mm	15 cm
F192A	Écarteur de Valude à 3 Griffes fines <i>Valude retractor, 3 claws, delicate</i>	Valude	7 mm	15 cm
F192B	Écarteur de Volkmann à 4 griffes <i>Volkmann retractor, 4 claws</i>	Volkmann	10 mm	15 cm
F193A	Écarteur de Aubaret à 4 Griffes très fines <i>Aubaret retractor, 4 claws, very delicate</i>	Aubaret	5 mm	14 cm
F194A	Écarteur de Knapp 4 griffes mousses, 6mm <i>Knapp retractor, 4 claws, blunt, 6mm</i>	Knapp	6 mm	12 cm
F195A	Écarteur de Wells <i>Wells retractor</i>	Wells	Ø21 mm	15 cm

MANIPULATEURS / CROCHETS

MANIPULATORS / HOOKS

Phaco émulsification p.72*Phaco emulsification***Pré-chopper** p.74*Pre-chopper***Implantation cristallin** p.75*Lens implantation***Phaco fragmentation manuelle** p.75*Manual phaco fragmentation***Chalazion et Laser** p.76*Chalazion and Laser***Strabisme (crochets et spatules)** p.77*Strabismus (hooks and spatulas)***Crochets à Iris, à Paupières et ICL®** p.79*Iris, eyelid and ICL® hooks***Spatules à Iris** p.80*Iris spatulas***Spatules** p.81*Spatulas***Spatules à trabéculotomie** p.82*Trabeculotomy spatulas***Anses** p.83*Loops***Curettes / Corps étrangers** p.84*Curettes / Foreign body curettes***Marqueurs cornéens** p.85*Corneal markers***Marqueurs** p.86*Markers*

Phaco émulsification - Dilatation de l'Iris

Phaco emulsification - Iris dilatation

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Long. Length	Détail Detail
F831A	Phaco-Chop droit <i>Right Phaco-Choppers</i>	12.5 cm	
F831D	Phaco-Chop à droite (pour gaucher) <i>Phaco-Chop for left handed</i>	12.5 cm	
F831G	Phaco-Chop à gauche (pour droitier) <i>Phaco-Chop for right handed</i>	12.5 cm	

Matériau : acier inoxydable


Material: stainless steel




Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F831B	Chopper de Haefliger pour gaucher <i>Haefliger chopper for left handed</i>	Haefliger	12 cm	
F831C	Chopper de Haefliger pour droitier <i>Haefliger chopper for right handed</i>	Haefliger	12 cm	

Matériau : acier inoxydable


Material: stainless steel



Fonction Chopper




F832B




F832C

Fonction iris dilator



F832B



F832C

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length
F832A	Chopper micromanipulateur droit <i>Right chopper manipulator</i>	Dr Zaluski	12 cm
F832B	Chopper micromanipulateur angulé pour gaucher <i>Dr Zaluski Chopper manipulator, angled for left handed</i>	Dr Zaluski	12 cm
F832C	Chopper micromanipulateur angulé pour droitier <i>Dr Zaluski Chopper manipulator angled for right handed</i>	Dr Zaluski	12 cm

Phaco émulsification

Phaco emulsification

Matériau : acier inoxydable


Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F833A	Crochet manipulateur, extrémité 1.5mm angulée à 90°, avec partie interne tranchante <i>Phaco Chopper 1.5mm, 90° angled with cutting edge</i>	Nagahara	12 cm	

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F901A	Micro-manipulateur Ø0,35mm <i>Manipulator Ø0.35mm</i>	Arnéodo	12 cm	
F904A	Micro-manipulateur coudé, fourche en bout <i>Angled manipulator, end fork</i>	Jaffe & Bechet	12 cm	
F904B	Micro-manipulateur coudé, V en bout <i>Angled manipulator, V shape end</i>	Clayman (Crozafo)	12 cm	
F905A	Micro-manipulateur coudé, 10mm <i>Angled manipulator, 10mm</i>	Lebuisson	12cm	
F905B	Micro-manipulateur coudé, horizontal <i>Angled manipulator, horizontal</i>	Pisacano	13 cm	
F905C	Micro-manipulateur coudé, vertical <i>Angled manipulator, vertical</i>	Pisacano	13 cm	
F907A	Manipulateur en forme de doigt <i>Manipulator with a finger shape</i>	-	12 cm	

Phaco émulsification

Phaco emulsification

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Embout LUER standard (adaptable aux canules)
Standard LUER tip (adaptable to cannulas)




Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F709A	Crochet manipulateur extrémité spatulé et olivaire, 12mm <i>Manipulator, spatulate and delicate olive tip 12mm</i>	Barraquer Lebuissou	10 cm	
F709B	Micro-manipulateur avec cône luer à l'arrière <i>Manipulator with luer cone at the back</i>	Drysdale	10 cm	
F901B	Micro-manipulateur double, coudé courbe, Ø0,35mm et Ø0,2mm <i>Arneodo double manipulator, angled curved, Ø0.35mm and Ø0.2 mm</i>	Arnéodo	11 cm	

Pré-chopper

Pre-chopper

Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Matériau : titane
Material: titanium



Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F173A	Pre-chopper titane-acier <i>Prechopper titanium-stainless steel</i>	Fimco	12 cm	

Implantation cristallin

Lens implantation

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F812A	Crochet coudé, droit <i>Angled hook, straight</i>	Sinskey	13 cm	
F812B	Crochet coudé, courbe <i>Angled hook, curved</i>	Sinskey	13 cm	
F812C	Crochet droit <i>Hook, straight</i>	Sinskey	13 cm	
F812D	Crochet coudé, renversé (pour chirurgie kératoplastie) <i>Angled hook, reversed (for keratoplasty surgery)</i>	Sinskey	13 cm	

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F708B	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie, 12mm avec cône luer à l'arrière <i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i>	Barraquer	10 cm	

Phaco fragmentation manuelle

Manual phaco fragmentation

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F931A	Micro-manipulateur en forme de coin <i>Micro manipulator, wedge shaped</i>	Deschatres	12.5 cm	
F931B	Micro-manipulateur en forme de cuillère <i>Micro manipulator, spoon shaped</i>	Deschatres	12.5 cm	

Implantation cristallin

Lens implantation

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel




Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length	Détail Detail
F900A	Micro-manipulateur pour manipuler l'implant ou l'iris <i>Phaco chopper to manipulate the lens or the iris</i>	Graether-button	12.5 cm	
F900B	Micro-manipulateur à iris du Dr Nizzoli <i>Dr. Nizzoli's iris micro-manipulator</i>	Nizzoli	12.5 cm	
F902A	Micro-manipulateur de Lester <i>Lester manipulator</i>	Lester	12.5 cm	
F902B	Micro-manipulateur diablole coudé olivaire <i>Diabolo manipulator, angled, bulbous micro collar button tip</i>	Diabolo	12.5 cm	
F903A	Micro-manipulateur de Buratto <i>Buratto manipulator</i>	Buratto	12.5 cm	
F903B	Micro-manipulateur demi courbe de Buratto-Sinskey <i>Buratto-Sinskey manipulator, semi-curved</i>	Buratto-Sinskey	12.5 cm	

Chalazion / Laser

Chalazion / Laser

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



F906A




Protection stérilisable incluse

Sterilizable protection device included

Réf. Ref.	Style Style	Long. Length	Détail Detail
F800A	Crochet à chalazion petit modèle <i>Chalazion hook, small size</i>	12 cm	
F801A	Crochet à chalazion grand modèle <i>Chalazion hook, large size</i>	12 cm	
F906A	Micro-manipulateur Fimco pour laser femto seconde <i>FIMCO manipulator for femto-second surgery</i>	11.5 cm	

Crochets et spatules à Strabisme

Strabismus hooks and spatulas



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Long. Length
F804A	Crochet de Gass-Rouchy <i>Gass-Rouchy hook</i>	Gass-Rouchy	14.5 cm
F807A	Crochet de Malbran <i>Malbran hook</i>	Malbran	13.5 cm
F807B	Crochet de Green Malbran <i>Green-Malbran hook</i>	Green Malbran	13 cm
F807C	Myomètre de Roth-Rapp (V2) <i>Roth-Rapp myometer (V2)</i>	Roth-Rapp	21 cm
F808A	Crochet de Hugonnier <i>Hugonnier hook</i>	Hugonnier	12.5 cm
F809A	Crochet de Roth coudé à 90° <i>Roth hook, 90° angled</i>	Roth	13 cm
F809B	Crochet à strabisme de Bangerter, à contre coudure <i>Bangerter strabismus hook</i>	Bangerter	15.5 cm



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel


Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length
F181A	Réglette à strabisme graduée en mm <i>Strabismus ruler graduated in mm</i>	Cuppers	30 mm	6.5 cm
F181B	Réglette à strabisme sur manche graduée en mm <i>Strabismus ruler on handle graduated in mm</i>	-	20 mm	13 cm
F181C	Réglette pour la sclère graduée en mm <i>Sclera ruler graduated in mm</i>	-	16 mm	12.5 cm
F182A	Réglette graduée en mm <i>Graduated ruler in mm</i>	Pechereau	20 mm	12.5 cm

Crochets à Strabisme

Strabismus hooks

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>
F810A	Crochet à strabisme petit <i>Strabismus hook, small size</i>	-	10 mm	13.5 cm
F810B	Crochet à strabisme moyen <i>Strabismus hook, medium size</i>	-	12 mm	14.5 cm
F811A	Crochet à strabisme grand <i>Strabismus hook, large size</i>	-	14 mm	15 cm
F810C	Crochet à strabisme de Jameson/Arruga grand <i>Jameson/Arruga strabismus hook, large size</i>	Jameson/ Arruga	14 mm	13 cm
F810D	Crochet à strabisme de Jameson/Arruga moyen <i>Jameson/Arruga strabismus hook, medium size</i>	Jameson/ Arruga	13 mm	13 cm
F810E	Crochet à strabisme du Dr Bosc <i>Dr Bosc strabismus hook</i>	Dr Bosc	10 mm	13 cm
F811B	Crochet à strabisme de M. Bonnet <i>M. Bonnet strabismus hook</i>	M. Bonnet	9 mm	12 cm
F811C	Crochet à strabisme de Pêchereau <i>Pechereau strabismus hook</i>	Pechereau	15 mm	15 cm
F814A	Crochet d'Arruga à droite <i>Arruga hook, right</i>	Arruga	10 mm	14.5 cm
F815A	Crochet d'Arruga à gauche <i>Arruga hook, left</i>	Arruga	10 mm	14.5 cm

Crochets à Iris, à Paupières et ICL®

Iris, eyelid and ICL® hooks

F817A



F818A

F805A

F806A

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F817A	Crochet à Iris <i>Iris hook</i>	Graefe	2 mm	12.5 cm	
F818A	Crochet à Iris <i>Iris hook</i>	Bonn	0.7mm	13.5 cm	
F805A	Crochet à chalazion, petit <i>Chalazion hook, small size</i>	Gillis	3 mm	15.5 cm	
F806A	Crochet à chalazion, grand <i>Chalazion hook, large size</i>	Gillis	4 mm	15.5 cm	



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

F908A


F909D

F909G

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F908A	Manipulateur coudé, pour placer l'haptique sous l'iris <i>Slider, to place the haptic under the iris, round hole tip, angled</i>	ICL®	Ø 0.80 mm	12 cm	
F908B	Manipulateur à pointe fourchue en demi cercle, coudé, 12 mm <i>Tucker/slider, forked tip, angled, 12mm</i>	ICL®	Ø0.8mm	12 cm	
F909D	Manipulateur courbé à droite <i>Manipulator, right curved</i>	ICL® Dr. Hirsch-Hoffmann	-	10 cm	
F909G	Manipulateur courbé à gauche <i>Manipulator, left curved</i>	ICL® Dr. Hirsch-Hoffmann	-	10 cm	

Spatules à Iris

Iris spatulas




Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F700A	Spatule à iris très fine <i>Iris spatula, very delicate</i>	Culler	1 mm	14.5 cm	
F701A	Spatule à iris fine <i>Iris spatula, delicate</i>	Culler	1.5 mm	14.5 cm	
F702A	Spatule à iris, coudée <i>Iris spatula, angled</i>	Elschnig	1.2 mm	14 cm	
F707A	Spatule à iris <i>Iris spatula</i>	De Wecker	2 mm	14.5 cm	
F708B	Spatule à iris terminée par une petite boule aplatie avec cône luer à l'arrière <i>Iris spatula, ended with a small flat ball, with luer cone at the back</i>	Barraquer	12 mm	10 cm	
F708C	Spatule à iris, avec cône luer à l'arrière <i>Iris spatula with luer cone at the back</i>	Dr Bosc	10 mm	10 cm	
F708M	Spatule à iris terminée par une petite boule aplatie avec cône luer à l'arrière <i>Iris spatula, ended with a small ball with luer cone at the back</i>	Barraquer	10 mm	10 cm	

Spatules

Spatulas



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F703A	Spatule à disséquer la membrane <i>Membrane dissecting spatula</i>	Mermoud	0.7 mm	14 cm	
F703B	Spatule pour greffe endothéliale <i>Endothelial transplant spatula</i>	-	1 mm	13 cm	
F704A	Spatule à insérer le lenticule <i>Spatula guide for corneal endothelium implant</i>	-	4 mm	10 cm	
F710A	Spatule à vitré fine <i>Vitreous spatula, delicate</i>	Barraquer	L.10 mm	13 cm	
F710B	Spatule à vitré très fine <i>Vitreous spatula, very delicate</i>	Barraquer	L.12 mm	13 cm	
F711A	Spatule à vitré <i>Vitreous spatula</i>	Clerc	L.13 mm	13 cm	
F714A	Spatule à cataracte <i>Cataract spatula</i>	Hirschman	L.0.6 mm L.11 mm	12.5 cm	
F715A	Spatule double à cataracte <i>Cataract double spatula</i>	Castroviejo/ Troutman	2 mm 7 mm	15.5 cm	-
F716A	Spatule double, pour élévation du périoste <i>Double spatula for periosteal elevation</i>	Traquair	2 mm 3 mm	15 cm	

Spatules à trabéculotomie

Trabeculotomy spatulas




Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>
F712A	Spatule 2 branches pour trabéculotomie à droite <i>2 arms trabeculotomy spatula, right</i>	Harms	Ø 30 mm	8 cm
F712B	Spatule 2 branches pour trabéculotomie à gauche <i>2 arms trabeculotomy spatula, left</i>	Harms	Ø 30 mm	8 cm
F712C	Spatule pour trabéculotomie à droite <i>Trabeculotomy spatula, right</i>	Sourdille/ Paufigue	Ø 30 mm	8 cm
F712D	Spatule pour trabéculotomie à gauche <i>Trabeculotomy spatula, left</i>	Sourdille/ Paufigue	Ø 30 mm	8 cm
F712E	Spatule pour trabéculotomie à droite <i>Trabeculotomy spatula, right</i>	Dr Roche	Ø 12 mm	8 cm
F712F	Spatule pour trabéculotomie à gauche <i>Trabeculotomy spatula, left</i>	Dr Roche	Ø 12 mm	8 cm
F712G	Spatule pour trabéculotomie à droite <i>Trabeculotomy spatula, right</i>	Dr Roche	Ø 14 mm	8 cm
F712H	Spatule pour trabéculotomie à gauche <i>Trabeculotomy spatula, left</i>	Dr Roche	Ø 14 mm	8 cm

Anses Loops




Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>
F834A	Anse pour chirurgie de la cataracte, manipulation du noyau <i>Cataract surgery loop, nucleus manipulation</i>	DeJean-Paufique	2 mm	11 cm
F835A	Anse pour chirurgie de la cataracte, manipulation du noyau <i>Cataract surgery loop, nucleus manipulation</i>	Snellen	3 mm	14 cm
F835B	Anse pour chirurgie de la cataracte, manipulation du noyau <i>Cataract surgery loop, nucleus manipulation</i>	Snellen	3 mm	14 cm
F836A	Jeu de quatre anses pour chirurgie du strabisme, tailles : <i>Set of four strabismus loops, sizes :</i>	2 - 4 3 - 5 6 - 10 7 - 8	Weiss Ø1.5-3 mm Ø2-3.5 mm Ø4-6.5 mm Ø4.5-5.5 mm	16 cm

Curettes / Corps étrangers

Curettes / Foreign body curettes



Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>	Détail <i>Detail</i>
F956A	Curette à Chalazion <i>Chalazion curette, small size</i>	-	2 x 4 mm	13.5 cm	
F956B	Curette à Chalazion grande <i>Chalazion curette, large size</i>	-	2.5 x 5.5 mm	13.5 cm	
F956C	Curette à éviscération et chalazion <i>Evisceration and chalazion curette</i>	Borsch/ Meyerhoefer	1.5 mm	13 cm	
F956C1	Curette à éviscération et chalazion <i>Evisceration and chalazion curette</i>	Borsch/ Meyerhoefer	1 mm	13 cm	
F956C2	Curette à éviscération et chalazion <i>Evisceration and chalazion curette</i>	Borsch/ Meyerhoefer	2.5 mm	13 cm	
F956D	Curette à éviscération <i>Evisceration curette</i>	Abadie	8 mm	13.5 cm	
F956E	Curette à éviscération <i>Evisceration curette</i>	Wolkmann	4 x 7.5 mm	13.5 cm	
F826A	Aiguille à corps étranger, fine <i>Foreign body needle, delicate</i>	Dupuytren	1.6 mm	13 cm	
F826B	Aiguille à corps étranger, forte <i>Foreign body needle, strong</i>	Dupuytren	1.7 mm	13 cm	
F953A	Curette à corps étranger, type fraise <i>Foreign body curette, micro burr type</i>	Arruga	Ø 0.8 mm	12 cm	

Marqueurs cornéens

Corneal markers

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F202A4	Marqueur à 4 branches <i>4 blades marker</i>	-	Ø 13 mm	12.5 cm	
F202A6	Marqueur à 6 branches <i>6 blades marker</i>	-	Ø 13 mm	12.5 cm	
F202A8	Marqueur à 8 branches <i>8 blades marker</i>	-	Ø 13 mm	12.5 cm	
F203A4	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 4 mm	Hoffer	12 cm	
F203A6	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 6 mm	Hoffer	12 cm	
F203A7	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 7 mm	Hoffer	12 cm	
F203A8	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 8 mm	Hoffer	12 cm	
F203A9	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 9 mm	Hoffer	12 cm	
F203B8	Marqueur sans croix <i>Marker</i>	Ø 8 mm	Hoffer	12 cm	
F208B	Anneau à désépithélialisation <i>Deepithelialization ring</i>	Ø 9 mm	Hoffer	12 cm	
F209A	Anneau de fixation <i>Fixation ring</i>	Ø 13 mm	Thornton	13.5 cm	-
F210A	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 1.8 mm	Meyer	12.5 cm	
F211A	Marqueur <i>Marker</i>	Ø 1.9 mm	Urrets-Zavalía	13 cm	

Marqueurs

Markers

Matériau : acier inoxydable

Material: stainless steel



F183A



F184A



F212A



F213A



F216A




F958B

Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Type <i>Type</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>
F183A	Marqueur à oblique de 8 mm, utilisé en strabisme <i>Marker 8 mm, used in strabismus</i>	Fink	8 mm	7.5 cm
F184A	Jauge graduée de 11 mm à 23 mm par pas de 1 mm <i>Gauge graduated from 11 mm to 23 mm in intervals of 1 mm</i>	Amsler	11 - 23 mm	13.5 cm
F212A	Anneau gradué de 0 à 180° par pas de 10° <i>Marker, graduated from 0° to 180° in intervals of 10°</i>	Mendez	Ø 13 mm	12 cm
F213A	Marqueur d'axes 12.8 mm <i>Axis marker, 12.8 mm</i>	-	12.8 mm	12 cm
F216A	Marqueur double pour chirurgie du Glaucôme <i>NPGS dual marker</i>	Mermoud	4 mm 5 mm	15 cm
F958B	Fourche double pour marquer le point d'injection intra-vitréenne (IVT) <i>Double fork to mark intravitreal injection point</i>	-	3.5 mm 4 mm	10 cm

Canules à voies lacrymales**p.88***Lacrimal cannulas***Canules d'injection d'air et de liquide****p.89***Air and liquid injection cannulas***Canules à hydrodissection****p.90***Hydrodissection cannulas***Canules d'aspiration à cataracte****p.91***Cataract aspiration cannulas***Canules irrigatrices à cataracte****p.93***Cataract irrigation cannulas***Canules - divers****p.93***Cannulas - Miscellaneous***Canules à double courant****p.94***Double way cannulas***Manches, raccords, tubes, seringues****p.96***Handles, connectors, tubes, syringes*

Les longueurs indiquées dans les tableaux correspondent à la partie utile de la canule, c'est-à-dire à partir du canon ou du raccord.

The lengths indicated in the tables correspond to the useful part of the cannula, i.e. from the base or connection.



Canules à voies lacrymales

Lacrimonal cannulas




Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F499A	Canule droite, ouverture sur le coté <i>Straight cannula, side opening</i>	Bangerter	Ø 0.8 mm	66 mm	
F499B	Canule droite, ouverture sur le coté <i>Straight cannula, side opening</i>	Bangerter	Ø 0.7 mm	66 mm	
F499C	Canule droite, ouverture sur le coté <i>Straight cannula, side opening</i>	Bangerter	Ø 0.6 mm	66 mm	
F500A	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.6 mm	8 mm	
F500B	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.6 mm	13 mm	
F500C	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.4 mm	13 mm	
F500D	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.8 mm	8 mm	
F500E	Canule, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.4 mm	8 mm	
F500F	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.3 mm	9 mm	
F508C	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	-	Ø 0.6 mm	15 mm	
F508D	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	-	Ø 1 mm	15 mm	
F501C	Canule droite, bout mousse <i>Straight cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.6 mm	18 mm	
F501A	Canule courbe, bout mousse <i>Curved cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.6 mm	14 mm	
F501B	Canule courbe, bout mousse <i>Curved cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.6 mm	18 mm	
F501D	Canule courbe, bout mousse <i>Curved cannula, blunt tip</i>	Galezowski	Ø 0.8 mm	13 mm	
F504A	Canule conique <i>Lacrimonal cannula, conic</i>	Anel	Ø 0.6 mm Ø 1.5 mm	14 mm	
F502D	Canule droite, bout en olive <i>Straight cannula, olive tip</i>	Gastaud	Ø 0.6mm O Ø 0.8 mm	12 mm	
F503A	Canule droite, bout en olive <i>Straight cannula, olive tip</i>	Terson-Paufique	Ø 0.6mm O Ø 0.9 mm	13 mm	
F517A	Canule droite, bout en olive <i>Straight cannula, olive tip</i>	Terson	Ø 0.6 mm O Ø 0.8 mm	18 mm	

Canules d'injection d'air et de liquide

Air and liquid injection cannulas




Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F516B	Canule courbe, bout mousse <i>Curved cannula, blunt tip</i>	Rycroft	Ø 0.3 mm	18 mm	



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F505A	Canule à lavage coudée, plate en bout <i>Cannula for polishing, angled, flat at the end</i>	Chérifi	Ø 0.6 mm	30 mm	
F506A	Canule à lavage coudée, plate en bout <i>Cannula for polishing, angled, flat at the end</i>	Chérifi	Ø 0.8 mm	30 mm	
F507A	Canule à lavage coudée, plate/conique en bout <i>Cannula for polishing, angled, flat/conical at the end</i>	Wills	Ø 0.9 mm	25 mm	
F508E	Canule droite <i>Straight cannula</i>	Trepsat	Ø 0.9 mm	34 mm	
F515A	Canule coudée, bout émoussé <i>Angled cannula, blunt tip</i>	Rycroft	Ø 0.5 mm	18 mm	
F516A	Canule coudée, bout émoussé <i>Angled cannula, blunt tip</i>	Rycroft	Ø 0.3 mm	18 mm	
F516C	Canule coudée, bout émoussé <i>Angled cannula, blunt tip</i>	Rycroft	Ø 0.4 mm	18 mm	
F518A	Canule coudée, bout émoussé <i>Angled cannula, blunt tip</i>	Healon	Ø 0.5 mm	18 mm	
F519A	Canule coudée, bout émoussé <i>Angled cannula, blunt tip</i>	Gills	Ø 0.6 mm	30 mm	

Canules d'injection d'air et de liquide

Air and liquid injection cannulas



F510A

Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F509A	Canule à cyclodialyse coudée à orifice en bout <i>Cyclodialysis cannula, angled, opening at the tip</i>	Ø 0.6 mm	25 mm	
F510A	Canule à cyclodialyse coudée à orifice inférieur <i>Cyclodialysis cannula, angled, lower opening</i>	Ø 0.6 mm	30 mm	
F511A	Canule à cyclodialyse coudée à orifice supérieur <i>Cyclodialysis cannula, angled, upper opening</i>	Ø 0.6 mm	30 mm	
F512A	Canule à cyclodialyse coudée à deux orifices (inférieur, supérieur) <i>Cyclodialysis cannula, angled with 2 openings (lower, upper)</i>	Ø 0.6 mm	25 mm	
F513A	Canule à cyclodialyse coudée à trois orifices (inférieur, supérieur, en bout) <i>Cyclodialysis cannula, angled with 3 openings (lower, upper, at the tip)</i>	Ø 0.6 mm	25 mm	



F522A



F557A

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F522A	Canule en forme d'anse à trois orifices, courbe <i>Cannula, loop shape with 3 irrigation openings, curved</i>	Pearce	4mm Ø 0.6 mm	24 mm	
F557A	Mainteneur de chambre antérieur, bout mousse en biseau <i>Maintainer of anterior chamber, blunt bevelled tip</i>	-	Ø 0.9 mm	17 cm	-

Canules à hydrodissection

Hydrodissection cannulas



F544A



F545A

Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F544A	Canule à hydrodissection, coudée <i>Hydrodissection cannula, angled</i>	-	Ø 0.5 mm	16 mm	
F545A	Canule courbe, aplatie sur les cotés <i>Curved cannula, flattened on the sides</i>	Rycroft	Ø 0.4 mm	20 mm	

Canules d'aspiration à cataracte

Cataract aspiration cannulas



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F508A	Canule coudée à fenêtre <i>Cannula, angled, with window</i>	Guérin	Ø 0.6 mm	22 mm	
F508B	Canule coudée à fenêtre en forme Binkorst <i>Cannula, angled, with window, Binkorst shaped</i>	Guérin	Ø 0.6 mm	30 mm	
F520A	Canule à orifice supérieur <i>Cannula, upper opening</i>	Simcoe	Ø 0.6 mm	20 mm	
F521A	Canule à orifice inférieur <i>Cannula, lower opening</i>	Simcoe	Ø 0.6 mm	20 mm	
F523A	Canule gratteuse, droite à orifice latéral <i>Abrasive cannula, straight, lateral opening</i>	Simcoe	Ø 0.6 mm	28 mm	
F523B	Canule courbe, gratteuse à orifice supérieur <i>Curved cannula, abrasive, upper opening</i>	Simcoe	Ø 0.6 mm	20 mm	



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F526A	Canule courbe, bout en biseau <i>Curved cannula, bevelled tip</i>	Charleux	Ø 0.6 mm	13 mm	
F526B	Canule courbe, gratteuse, bout en biseau <i>Charleux cannula, abrasive bevelled tip</i>	Charleux	Ø 0.6 mm	13 mm	
F526C	Canule courbe, bout en biseau <i>Curved cannula, bevelled tip</i>	Charleux	Ø 0.5 mm	13 mm	
F526D	Canule courbe, bout en biseau <i>Curved cannula, bevelled tip</i>	Charleux	Ø 0.4 mm	13 mm	
F527A	Canule courbe, bout en biseau <i>Curved cannula, bevelled tip</i>	Charleux	Ø 0.6 mm	20 mm	
F527B	Canule courbe, gratteuse, bout en biseau <i>Charleux cannula, abrasive bevelled tip</i>	Charleux	Ø 0.6 mm	20 mm	



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F525A	Canule courbe à olive face inférieure gratteuse <i>Cannula, olive tip with abrasive inferior side</i>	Kratz	Ø 0.6 mm olive : Ø 0.9 mm	21 mm	

Canules aspiratrices à cataracte

Cataract aspiration cannulas



Réf. Ref.	Style Style	Type Type	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F530A	Canule en crochet, droite <i>Cannula, hook shape, straight</i>	Binkhorst	Ø 0.6 mm	28 mm	
F531A	Canule en crochet, coudée à gauche <i>Cannula, hook shape, left angled</i>	Binkhorst	Ø 0.6 mm	20 mm	
F532A	Canule en crochet, coudée à droite <i>Cannula, hook shape, right angled</i>	Binkhorst	Ø 0.6 mm	20 mm	
F514A	Canule à cyclodialyse courbe à olive <i>Cyclodialysis cannula, olive curved</i>	Barraquer	Ø 0.6 mm olive : Ø 0.9 mm	25 mm	
F550A	Canule pour droitier <i>Cannula for right handed</i>	Chazalon	Ø 0.6 mm	18 mm	
F555B	Canule pour gaucher <i>Cannula for left handed</i>	Chazalon	Ø 0.6 mm	18 mm	

F2111B



Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F2111B	Canule à manche d'aspiration latérale Ø0.35mm courbe gratteuse applatie <i>Cannula handle for lateral aspiration Ø0.35mm, curved, abrasive, flat</i>	Ø 0.7 mm	20 mm	
F2113B	Canule à manche d'aspiration latérale Ø0,35mm courbe non gratteuse applatie <i>Cannula handle for lateral aspiration Ø 0,35mm, curved, non abrasive, flat</i>	Ø 0.8 mm	20 mm	

Canules irrigatrices à cataracte

Cataract irrigation cannulas

F2110B



F2117B



Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F2110B	Canule à manche d'irrigations latérales <i>Cannula handle for laterals irrigations</i>	Ø 0.8 mm	19 mm	
F2116B	Canule à manche d'irrigation en bout plate <i>Cannula handle for irrigation, flat front opening</i>	Ø 0.9 mm	19 mm	
F2117B	Canule à manche, d'infusion à 3 voies d'irrigation <i>3-way infusion cannula with han</i>	Ø 1.1 mm	22 mm	


Canules / Divers

Cannulas / Miscellaneous

F556A



F497A




Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F556A	Canule pour Lasik <i>Lasik cannula</i>	Ø 0.6 mm	20 mm	
F496A	Aiguille à akinésie Ø 0,7 x 50 mm <i>Akinesia needle Ø 0,7 x 50 mm</i>	Ø 0.7 mm	50 mm	
F497A	Aiguille rétro-bulbaire Ø 0,5 x 35 mm <i>Retrobulbar needle Ø 0,5 x 35 mm</i>	Ø 0.5 mm	35 mm	
F498A	Aiguille rétro-bulbaire Ø0,4 x 50 mm <i>Retrobulbar needle Ø0,4 x 50 mm</i>	Ø 0.4 mm	50 mm	

Canules à double courant


Double way cannulas

Raccord en silicone, longueur 30 cm

Silicone connector, 30 cm length




Réf. Ref.	Style Style	Orifice d'aspiration Aspiration opening	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F533B2	Courbe Curved	Latéral / Side Ø 0.2 mm	Ø 1.1 mm	15 mm	
F533B3	Courbe Curved	Latéral / Side Ø 0.3 mm	Ø 1.1 mm	15 mm	
F533B4	Courbe Curved	Latéral / Side Ø 0.4 mm	Ø 1.1 mm	15 mm	
F528B	Charleux, courbe Charleux, curved	En bout At the tip	Ø 1.1 mm	15 mm	
F528C	Laforge, courbe Laforge, curved	En bout At the tip	Ø 1.5 mm	15 mm	
F533C	Courbe, gratteuse Curved, abrasive	Latéral / Side Ø 0.3 mm	Ø 1.1 mm	15 mm	




Réf. Ref.	Style Style	Orifice d'aspiration Aspiration opening	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F548A3	Midi, courbe Double way cannula, curved	Latéral / Side Ø 0.3 mm	Ø 1.1 mm	15 mm	
F548A4	Midi, courbe Double way cannula, curved	Latéral / Side Ø 0.4 mm	Ø 1.1 mm	15 mm	

Canules à double courant



Double way cannulas



Réf. Ref.	Style Style	Orifice d'aspiration Aspiration opening	Type Type	Taille Size	Long. Length
F534A3	Canule pour implantations inversée <i>Reverse cannula for implantations</i>	Ø 0.3 mm	Simcoe & Gills	0.8 mm x 1.3 mm	14 mm
F534A4	Canule pour implantations inversée <i>Reverse cannula for implantations</i>	Ø 0.4 mm	Simcoe & Gills	0.8 mm x 1.3 mm	14 mm




Réf. Ref.	Style Style	Orifice d'aspiration Aspiration opening	Type Type	Taille Size	Long. Length
F540A3	Canule pour implantations affinée modèle Américain <i>Reverse cannula for implantations, thin, American model</i>	Ø 0.3 mm	Simcoe	0.7 mm x 1.3 mm	14 mm
F540A4	Canule pour implantations affinée modèle Américain <i>Reverse cannula for implantations, thin, American model</i>	Ø 0.4 mm	Simcoe	0.7 mm x 1.3 mm	14 mm



Réf. Ref.	Style Style	Orifice d'aspiration Aspiration opening	Type Type	Taille Size	Long. Length
F549A	Canule midi à aspiration distale, courbe <i>Midi cannula, distal aspiration, curved</i>	Ø 0.4mm	-	0.6 mm x 1.1 mm	14 mm

Manches, raccords, tubes, seringues

Handles, connectors, tubes, syringes



Réf. <i>Ref.</i>	Style <i>Style</i>	Taille <i>Size</i>	Long. <i>Length</i>
F537A	Manchette porte-canules Mâle <i>Short cannula handle, conus end male</i>		2 cm
F537B	Manchette porte-canules Femelle <i>Short cannula handle, conus end female</i>		2 cm
F538A	Manche porte-canules femelle pour irrigation en acétal <i>Cannula handle, conus end female</i>		10 cm
F538B	Manche porte-canules mâle pour aspiration en acétal <i>Cannula handle, conus end male</i>		10 cm
F539A	Raccord Luer-Luer mâle-mâle <i>Luer-Luer connector male to male</i>	-	2 cm
F539B	Raccord pour tube silicone <i>Silicone tube connector</i>	Ø 4 mm	2 cm
F560A	Tube silicone pour THX & Simcoe I/A <i>THX & Simcoe double way silicon tube</i>	Ø 1.1 mm	1 m
F560B	Tube silicone pour THX (peut être utilisé comme protection) <i>Double way silicon tube, can be used as a protection device</i>	Ø 1.5 mm	1 m
F952A	Seringue 3cc Luer lock <i>Syringe 3cc Luer lock</i>	3 cc	9.5 cm
F952B	Seringue 5cc Luer lock <i>Syringe 5cc Luer lock</i>	5 cc	9.5 cm


DIVERS

MISCELLANEOUS

Boîtes**p.98***Boxes***Compas, jauges, réglets****p.99***Caliper, gauges, rulers***Ostéotomes****p.100***Osteotomes***Rongeurs****p.101***Rongeurs***Rugines****p.101***Raspatories***Sondes****p.102***Probes***Stylets****p.103***Dilators***Pinces endonasaes****p.104***Endonasal forceps***Anneaux de contension****p.105***Pressure rings***Depresseurs / palpateurs****p.105***Depressor / palpator***Aiguille à fascias****p.105***Fascias needle***Protections oculaires****p.105***Ocular shields*

Boîtes inox pour laveur automatique et stérilisation

Stainless steel trays for automatic washers and sterilization



F2210C



Matériau : acier inoxydable
Material: stainless steel

Réf. <i>Ref.</i>	Niveaux <i>Levels</i>	Long. <i>Length</i>	Larg. <i>Width</i>	Haut. <i>Height</i>	Style <i>Style</i>
F2200C	1	160 mm	40 mm	18 mm	Boîte avec tapis à picots silicone <i>Tray with silicone mat</i>
F2205M	1	190 mm	100 mm	25 mm	
F2210C	1	190 mm	140 mm	25 mm	
F2211A	1	290 mm	180 mm	25 mm	
F2211B	2	290 mm	180 mm	40 mm	
F2212A	1	316 mm	210 mm	25 mm	
F2212B	2	316 mm	210 mm	40 mm	Boîte consultation (non perforée) <i>Consultation box (not perforated)</i>
F2360A	1	170 mm	70 mm	30 mm	



P.22

+ Sur demande, possibilité d'équiper les boîtes de porte-instruments en silicone, sur mesure.

+ On request, stainless steel boxes can be equipped with silicone custom-made instrument holders.

Compas, jauges, réglets

Caliper, gauges, rulers



Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length
F180A	Jauge de Castroviejo, gradué en mm <i>Castroviejo gauge, graduated in mm</i>	20 mm	8.5 cm
F180C	Jauge de Sourdille, 24mm, gradué en 0,5mm <i>Sourdille gauge, 24 mm, graduated in 0.5mm</i>	24 mm	11 cm
F180D	Jauge de Sourdille, 24mm, courbe, gradué en 0,5mm <i>Sourdille gauge, curved, 24 mm, graduated in 0.5mm</i>	24 mm	11 cm
F180G	Jauge de cornée de blanc à blanc, pour mesurer horizontalement le diamètre de la cornée pour implant Phakick <i>White to white corneal gauge, to measure the horizontal corneal diameter for Phakick implant</i>	10.5 mm 13.75 mm	4.5 cm
F957A	Réglette graduée en mm et demi mm, longueur 10 cm <i>Strip graduated in semi mm, length 10 cm</i>		11 cm



Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length
F989A	Pince à insérer les billes intraoculaires <i>Intraocular ball insertion forceps</i>	Ø 22 mm max	12.5 cm

Ostéotomes

Osteotomes

F960A



Ech 3/4

F961A



F962A



F980A



Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length
F960A	Gouge de Hass, 4 mm <i>Hass Gouge, 4 mm</i>	4 mm	14 cm
F960A3	Gouge de Hass, 3 mm <i>Hass Gouge, 3 mm</i>	3 mm	14 cm
F960A6	Gouge de Hass, 6 mm <i>Hass Gouge, 6 mm</i>	6 mm	14 cm
F961A	Pince gouge coudée de Lombard, mors 2 mm <i>Lombard gouge forceps, angled jaws 2mm</i>	2 mm	11.5 cm
F962A	Ostéotome à double tranchant, 4 mm <i>Double-edge blades osteotomy, 4 mm</i>	4 mm	14 cm
F962B	Ostéotome à double tranchant, 5 mm <i>Double-edge blades osteotomy, 5 mm</i>	5 mm	14 cm
F962C	Ostéotome à double tranchant, 10 mm <i>Double-edge blades osteotomy, 10 mm</i>	10 mm	14 cm
F980A	Maillet à deux têtes <i>Double face mallet</i>	Ø 20 mm	18.5 cm

Rongeurs & Rugines

Rongeurs & Raspatories




Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length
F958A	Rongeur à DCR de Kerisson <i>Kerisson DCR rongeur forceps</i>	3 mm	18 cm
F958D	Emporte pièce de Citelli <i>Citelli punch</i>	1.5 mm	18 cm
F958G	Emporte pièce de Citelli <i>Citelli punch</i>	2.5 mm	18 cm
F958H	Emporte pièce de Citelli <i>Citelli punch</i>	3 mm	18 cm
F958C	Punch trabéculectomie de Crozafo/De Laage <i>Crozafo/ De Laage punch for trabeculectomy</i>	Ø 1.5 mm	8.5 cm
F958E	Punch de Kelly <i>Kelly punch</i>	Ø 1mm	13.5 cm



Réf. Ref.	Style Style	Taille Size	Long. Length	Détail Detail
F954A	Rugine de Valude <i>Valude raspatory</i>	6 mm	17 cm	-
F954B	Rugine de Dupuy Dutemps <i>Dupuy Dutemps raspatory</i>	4 mm	15.5 cm	
F959A	Rugine de Rollet 3mm <i>Rollet raspatory, 3 mm</i>	3 mm	13 cm	
F959B	Rugine de Rollet 5mm <i>Rollet raspatory, 5 mm</i>	5 mm	13 cm	

Sondes Probes



Âge Age	Réf. Ref.	Style Style	Taille Size		Long. Length
Taille bébé Baby size	F600A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	0000	Ø 0.5 mm	10 cm
	F601A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	000	Ø 0.6 mm	10 cm
	F602A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	00	Ø 0.7 mm	10 cm
Taille adulte Adult size	F603A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	0	Ø 0.8 mm	10 cm
	F604A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	1	Ø 0.9 mm	10 cm
	F605A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	2	Ø 1 mm	10 cm
	F606A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	3	Ø 1.1 mm	10 cm
	F607A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	4	Ø 1.2 mm	10 cm
	F608A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	5	Ø 1.4 mm	10 cm
	F609A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	6	Ø 1.5 mm	10 cm
	F610A	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	7	Ø 1.8 mm	10 cm
	F610B	Sonde de Galezowski à bout olivaire <i>Galezowski probe, bulbous tip</i>	8	Ø 2 mm	10 cm

Sondes & Stylets

Probes & Dilators


Réf. Ref.	Style Style	Taille Size		Long. Length
F610C	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	0000 000	Ø 0.5 mm Ø 0.6 mm	18 cm
F611A	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	00 0	Ø 0.7 mm Ø 0.8 mm	18 cm
F612A	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	1 2	Ø 0.9 mm Ø 1 mm	18 cm
F613A	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	3 4	Ø 1.1 mm Ø 1.2 mm	18 cm
F614A	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	5 6	Ø 1.4 mm Ø 1.5 mm	18 cm
F614B	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	7 8	Ø 1.8 mm Ø 2 mm	18 cm
F614C	Sonde de Bowman double, à bout olivaire <i>Bowman double probe, bulbous tip</i>	9 10	Ø 2.2 mm Ø 2.5 mm	18 cm



F614D	Sonde spiralée de Worst adulte <i>Worst probe, spiral, for adults</i>		14.5 cm
-------	--	--	---------

F615A

F618A



F619A

Réf. Ref.	Style Style	Taille en bout Tip size	Long. Length
F615A	Stylet de Sichel-Wilder fin <i>Sichel-Wilder dilator, delicate taper</i>	Ø 0.5 mm	6 cm
F616A	Stylet de Sichel-Wilder moyen <i>Sichel-Wilder dilator, medium taper</i>	Ø 0.6 mm	6 cm
F617A	Stylet de Sichel-Wilder fort <i>Sichel-Wilder dilator, heavy taper</i>	Ø 0.7 mm	6 cm
F618A	Stylet de Castroviejo double, fin et moyen <i>Castroviejo double end dilator, delicate, medium taper</i>	0.5 mm / 0.6 mm	12 cm
F619A	Stylet jauge à voies lacrymales <i>Lachrymal gauge dilator</i>	Ø 0.5 / Ø 0.6 / Ø 0.7 mm Ø 1.0 / Ø 0.9 / Ø 0.8 mm	8.5 cm

Autres Others



F1845A



F1846A



F1847A

Échelle Scale 1/2

Réf. Ref.	Style Style	Taille des becs Tip size	Long. Length
F1845A	Pince de Lubet-Barbon, 8.5cm mors striés <i>Lubet-Barbon forceps, 8.5 cm, serrated jaws</i>	21 mm x 3.5 mm	19 cm
F1846A	Pince endonasale, 11cm mors striés <i>Endonasal forceps, 11cm, serrated jaws</i>	10 mm x 2.3 mm	13 cm
F1847A	Pince de Blakesley, 11.5 cm <i>Blakesley forceps, 11.5 cm</i>	8 mm x 3.5 mm	16.5 cm



F1849A



F1850A



F1851A

Échelle Scale 1/3

Réf. Ref.	Style Style	Taille des becs Tip size	Long. Length
F1849A	Pince de Politzer sans dents <i>Politzer forceps, without teeth</i>	2.1 mm x 65 mm	12.5 cm
F1850A	Pince de Leriche sans dents <i>Leriche forceps, without teeth</i>	30 mm	15.5 cm
F1851A	Pince de Kocher, courbe, mors striés, sans dents <i>Kocher forceps, curved, serrated jaws, without teeth</i>	45 mm	16 cm

Autres Others

Réf. Ref.	Taille Size	Style Style	Photo Picture
F209B12	Ø 12 mm	Anneau de Flieringa <i>Flieringa ring</i>	
F209B14	Ø 14 mm		
F209B16	Ø 16 mm		
F209B18	Ø 18 mm		
F209B20	Ø 20 mm		
F209B22	Ø 22 mm		

F214A



F215A



Réf. Ref.	Style Style	Taille du bout Tip size	Long. Length
F214A	Dépresseur scléral <i>Scleral depressor</i>	Ø 2.8 mm «T» : Ø 2.5 x 5.5 mm	13 cm
F215A	Palpateur 40° <i>Palpator 40°</i>	Ø 2mm x 8 mm	14 cm



Réf. Ref.	Style Style	Larg. Width	Taille du chas Hole size	Long. Length
F495A	Aiguille de Wright <i>Wright needle</i>	3.3 mm	6 x 1 mm	15 cm

F970A



F991A



F990A
Dispositif non stérilisable
Non-sterilizable device

Réf. Ref.	Taille Size	Style Style
F970A	Ø 30 mm x 7.5 mm	Bloc téflon stérilisable <i>Teflon block, sterilizable</i>
F990A	8 cm x 7 cm	Protection oculaire transparente <i>Clear eye shield</i>
F991A	Ø 22 mm	Protection oculaire <i>Ocular shield</i>
F991B	Ø 23.5 mm	

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F100A	Pince à chalazions de Desmarres 20 mm	<i>Desmarres chalazion forceps 20 mm</i>	33
F101A	Pince à chalazions de Desmarres 26 mm	<i>Desmarres chalazion forceps 26 mm</i>	33
F101B	Pince automatique à chalazions du Dr Sgard 26 mm	<i>Dr Sgard automatic chalazion forceps, 26 mm</i>	33
F101C	Pince à chalazions de Desmarres 31 mm	<i>Desmarres chalazion forceps 31 mm</i>	33
F101D	Pince de Berke striée pour ptosis à clips	<i>Berke ptosis forceps, serrated</i>	33
F101M	Pince de Berke, usuelle, striée pour ptosis à vis	<i>Berke adjustable ptosis forceps, serrated, original model</i>	33
F102A	Pince à chalazions de Lambert 11 mm	<i>Lambert chalazion forceps, 11 mm</i>	33
F102B	Pince de Bangerter	<i>Bangerter forceps</i>	36
F102C	Pince automatique à chalazions type Lambert 11mm	<i>Automatic chalazion forceps 11mm, «Lambert» type</i>	33
F103A	Pince de Sattler à droite	<i>Sattler strabismus forceps, right</i>	36
F103B	Pince de Sattler à gauche	<i>Sattler strabismus forceps, left</i>	36
F103C	Pince de Blascovics à droite	<i>Blascovics forceps, right</i>	36
F103D	Pince de Blascovics à gauche	<i>Blascovics forceps, left</i>	36
F104A	Pince à disséquer 1 x 2 dents	<i>Dressing forceps, straight, 1x2 teeth</i>	34
F104B	Pince à disséquer courbe 1 x 2 dents	<i>Dressing forceps, curved, 1x2 teeth</i>	34
F105A	Pince à disséquer striée	<i>Dressing forceps, serrated, straight</i>	34
F105B	Pince à disséquer striée courbe	<i>Dressing forceps, serrated, curved</i>	34
F106A	Pince à disséquer d'Adson striée	<i>Adson dressing forceps, serrated</i>	34
F107A	Pince à disséquer de Bonnacolto courbe mors striée	<i>Bonnacolto dressing forceps, curved, serrated jaws</i>	34
F107B	Pince à disséquer de Bonnacolto droite mors striée	<i>Bonnacolto dressing forceps, straight, serrated jaws</i>	34
F108A	Pince de Rosario Gomez (Strabisme)	<i>Rosario Gomez de Llano forceps (strabismus)</i>	36
F110A	Pince à fixer/conjonctive de Lester 1 x 2 dents	<i>Lester fixation/conjunctiva forceps, 1 x 2 teeth</i>	35
F111A	Pince à fixer d'Adson 1 x 2 dents	<i>Adson fixation forceps, 1 x 2 teeth</i>	35
F112A	Pince à fixer d'Elschnig 1 x 2 dents	<i>Elschnig fixation forceps, 1 x 2 teeth</i>	35
F112B	Pince à fixer d'Elschnig courbe 1 x 2 dents	<i>Elschnig fixation forceps, curved, 1 x 2 teeth</i>	35
F112C	Pince à fixer de Graefe	<i>Graefe fixation forceps</i>	35
F113A	Pince à fixer de Green 10 mm	<i>Green fixation forceps, 10mm</i>	35
F113B	Pince de Halstead courbe sans dents	<i>Halstead forceps, curved, without teeth</i>	37
F114A	Pince de Halstead droite à dents	<i>Halstead forceps, straight, with teeth</i>	37
F114B	Pince de Halstead courbe à dents	<i>Halstead forceps, curved, with teeth</i>	37
F114C	Pince de Halstead droite sans dents	<i>Halstead forceps, straight, without teeth</i>	37
F115A	Pince de De Wecker droite 5cm	<i>De Wecker forceps, straight, 5cm</i>	37
F115B	Pince de De Wecker droite 7,5cm	<i>De Wecker forceps, straight, 7.5cm</i>	37
F116A	Pince de De Wecker courbe 5cm	<i>De Wecker forceps, curved, 5cm</i>	37
F116B	Pince de De Wecker courbe 7,5cm	<i>De Wecker forceps, curved, 7.5cm</i>	37
F117A	Pince à Champs	<i>Towel clamp</i>	36
F119A	Pince micro à corps étrangers, très fine	<i>Micro foreign body forceps, very delicate</i>	38
F120A	Pince à monofilament de Troutman droite	<i>Troutman tying forceps, straight</i>	29

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F120F	Pince à monofilament de Troutman droite, fine	<i>Troutman tying forceps, straight, delicate</i>	29
F121A	Pince à monofilament de Troutman courbe	<i>Troutman tying forceps, curved</i>	29
F121F	Pince à monofilament de Troutman courbe, fine	<i>Troutman tying forceps, curved, delicate</i>	29
F121T	Pince à monofilament de Troutman courbe en titane	<i>Troutman tying forceps, curved, titanium</i>	29
F122A	Pince à monofilament droite à ressort, modèle américain	<i>Tying forceps, straight, american model</i>	29
F122B	Pince à monofilament courbe à ressort, modèle américain	<i>Tying forceps, curved, american model</i>	29
F125A	Pince à cornée de Bonn sans dents	<i>Bonn corneal forceps, without teeth, jaws of 0.3mm</i>	26
F125B	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1 mm	<i>Bonn corneal forceps, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>	26
F125C	Pince à cornée de Bonn courte dents de 0,1 mm	<i>Bonn corneal forceps, short, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm</i>	26
F125CT	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1 mm titane 8 cm	<i>Bonn corneal forceps, short, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm, titanium</i>	26
F125D	Pince à iris coudée en baïonnette, dents de 0.1 mm	<i>Bayonet-type iris forceps, teeth 0.1 mm</i>	26
F125E	Pince à cornée de Bonn sans dents, 10cm	<i>Bonn corneal forceps, without teeth, 10 cm</i>	26
F125T	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1 mm titane	<i>Bonn corneal forceps, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm, titanium</i>	26
F126A	Pince colibri dents 0.12 mm	<i>Colibri corneal forceps 0.12mm</i>	26
F126B	Pince colibri à fils	<i>Colibri forceps, with tying platforms</i>	29
F127A	Pince de De Laage pour sclérectomie profonde non perforante, extrémités très fines et émoussé	<i>De Laage glaucoma forceps for deep non penetrating sclerectomy, delicate and smooth tips</i>	27
F127B	Pince de Mermoud	<i>Mermoud forceps</i>	27
F127C	Pince à glaucome du Dr Roche	<i>Dr Roche glaucoma forceps</i>	27
F130A	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,2mm mors de 0,6mm	<i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.2mm, jaws 0.6mm</i>	27
F130B	Pince à sutures de Paufigue dents de 0,12mm mors de 0.35mm	<i>Paufigue suturing forceps, teeth 0.12mm, jaws 0.35mm</i>	27
F131A	Pince à sutures de Castroviejo	<i>Castroviejo suturing forceps</i>	28
F131B	Pince à sutures de Jayle dents de 0,26mm mors de 0,8mm	<i>Jayle suturing forceps, teeth 0.26mm, jaws of 0.8mm</i>	28
F131C	Pince à sutures de castroviejo droite, dents de 0.12mm, titane	<i>Castroviejo suturing forceps, straight, teeth of 0.12mm, titanium</i>	28
F132A	Pince de Bishop-Harmon droite 1x2 dents	<i>Bishop-Harmon forceps, straight, 1x2 teeth 0.2mm, jaws of 0.6 mm</i>	28
F132B	Pince de Barraquer, 1mm	<i>Barraquer forceps 1mm</i>	28
F140A	Pince capsulorhexis d'Utrata droite	<i>Utrata capsulorhexis forceps, straight</i>	24
F140B	Pince capsulorhexis d'Utrata courbe	<i>Utrata capsulorhexis forceps, curved</i>	24
F140T	Pince capsulorhexis d'Utrata courbe titane	<i>Utrata capsulorhexis forceps, curved, titanium</i>	24

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F141B	Pince capsulorhexis de Corydon courbe	<i>Corydon capsulorhexis forceps, curved</i>	24
F141T	Pince capsulorhexis de Corydon courbe titane	<i>Corydon capsulorhexis forceps, curved, titanium</i>	24
F142B	Pince capsulorhexis d'Utrata courbe titane-inox	<i>Utrata capsulorhexis forceps, straight, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included</i>	25
F142C	Pince capsulorhexis de Corydon incision 2.2 mm titane-inox	<i>Corydon capsulorhexis forceps, 2mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included</i>	25
F142D	Pince capsulorhexis à mouvements croisés du Dr Zaluski	<i>Dr Zaluski capsulorhexis forceps, cross action, sterilizable protection device included</i>	25
F142M	Pince capsulorhexis de Corydon incision 2.8 mm titane-inox	<i>Corydon capsulorhexis forceps, 2.2mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included</i>	25
F142MI	Pince capsulorhexis du Dr Dimeglio incision 1.8 mm titane-inox	<i>Dr Dimeglio capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection included</i>	25
F142MIB	Pince capsulorhexis d'Utrata, micro incision 1.8 mm titane-inox	<i>Utrata capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, titanium-stainless steel, sterilizable protection included</i>	25
F142MIV	Pince capsulorhexis micro incision 1.8 mm titane-inox à préhension avancée avec sa protection.	<i>Capsulorhexis forceps, 1.8mm incision, accurate handling of capsule, sterilizable protection device included</i>	25
F142U	Pince utrata à mouvements croisés du Dr Zaluski	<i>Dr Zaluski Utrata forceps, cross action, sterilizable protection device included</i>	25
F142V	Pince capsulorhexis incision 2.2 mm titane-acier à préhension avancée	<i>Capsulorhexis forceps, 2.2mm incision, accurate handling of capsule, titanium-stainless steel, sterilizable protection</i>	25
F143A	Pince à cornée de Bonn dents de 0,1mm mors de 0,3mm titane-inox avec protection stérilisable	<i>Bonn forceps, titanium-stainless steel, teeth 0.1mm, jaws of 0.3mm, sterilizable protection device included</i>	26
F143B	Pince de Fechtner titane-acier, avec protection stérilisable	<i>Fechtner forceps, titanium-stainless steel, sterilizable protection included</i>	35
F143MI	Pince capsulorhexis incision 1.2 mm titane-inox 23G/0,6 mm	<i>Capsulorhexis forceps, 1.2mm incision, titanium-stainless steel 23G/0.6mm, sterilizable protection included</i>	24
F144A	Pince à monofilament de Troutman droite corps rond titane-inox avec protection stérilisable	<i>Troutman tying forceps, straight, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included</i>	30
F144B	Pince à monofilament de Troutman courbe corps rond titane-inox avec protection stérilisable	<i>Troutman tying forceps, curved, titanium-stainless steel, sterilizable protection device included</i>	30
F144MI	Pince capsulorhexis incision 0.9 mm titane-inox 25G/0,5 mm	<i>Capsulorhexis forceps, 0.9mm incision, titanium-stainless steel 25G/0.5mm, sterilizable protection included</i>	24
F145A	Pince à implantations de Mac Pherson	<i>Mac Pherson lens implantation forceps</i>	30
F145B	Pince pour implants silicone, acrylique mors inclinés lisses et arrondis	<i>Forceps for silicone-acrylic lenses, inclined, smooth, rounded jaws</i>	30

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F145C	Pince de Mc Pherson ergonomique, coudée plateaux de 11 mm ultra affinés	<i>Mc Pherson forceps, ergonomic, angled, 11 mm platform, very delicate, sterilizable protection device included</i>	30
F146A	Pince de Clayman	<i>Clayman forceps</i>	31
F146B	Pince à implantation du Dr Fourcade	<i>Dr Fourcade forceps for lenses</i>	31
F147A	Pince de Shepard	<i>Shepard forceps</i>	31
F148A	Pince porte-implants de Aron avec téton	<i>Aron lens holder with peg</i>	31
F149A	Pince porte-implants de Blayde	<i>Blayde lens holder (flat body)</i>	31
F149T	Pince porte-implants de Blayde, titane	<i>Blayde lens holder, titanium</i>	31
F150A	Pince porte-implants de Aron sans téton	<i>Aron lens holder without peg</i>	31
F151A	Pince IOL pour implantation irienne	<i>IOL forceps for iris implantation</i>	32
F155A	Pince à cils de Joseph	<i>Joseph eyelashes forceps</i>	38
F170A	Pince universelle à plier les implants	<i>Universal lens folding forceps</i>	32
F171A	Pince universelle à insérer les implants	<i>Universal silicone lens insertion forceps</i>	32
F171B	Pince universelle à insérer les implants acryliques Branches rondes	<i>Universal insertion forceps for acrylic lenses, round blades</i>	32
F171T	Pince universelle à insérer les implants en silicone (titane)	<i>Silicon lens insertion forceps (titanium)</i>	32
F172A	Pince à explantation, mors striés	<i>Explantation forceps, serrated jaws</i>	32
F173A	Pre-chopper Fimco titane-acier avec sa protection stérilisable	<i>Fimco prechopper, sterilizable protection included</i>	74
F180A	Jauge de Castroviejo	<i>Castroviejo gauge</i>	99
F180C	Jauge de Sourdille, 24mm - Gradué en 0.5mm	<i>Sourdille gauge, 24mm - graduated in 0.5mm</i>	99
F180D	Jauge de Sourdille, courbe 24mm, Gradué en 0.5mm	<i>Sourdille gauge, 24mm curved, graduated in 0.5mm</i>	99
F180G	Jauge de cornée de blanc à blanc, pour mesurer horizontalement le diamètre de la cornée pour implant phakick	<i>White to white corneal gauge, to measure the horizontal corneal diameter for phakick implant</i>	99
F181A	Réglette à strabisme de CUPPERS	<i>CUPPERS strabismus ruler</i>	77
F181B	Réglette à strabisme sur manche	<i>Ruler for strabismus on a holder</i>	77
F181C	Réglette pour la sclère	<i>Sclera ruler</i>	77
F182A	Réglette de Pechereau	<i>Pechereau's ruler</i>	77
F183A	Marqueur à oblique de Fink	<i>Fink marker</i>	86
F184A	Jauge de Amsler	<i>Amsler Gauge</i>	86
F185A	Releveur de paupières de Desmarres petit	<i>Desmarres lids retractor, small size 8mm</i>	69
F185B	Releveur de paupières de Desmarres moyen	<i>Desmarres lids retractor, medium size 11mm</i>	69
F185C	Releveur de paupières de Desmarres grand	<i>Desmarres lids retractor, large size 14mm</i>	69
F190A	Ecarteur de Bonn	<i>Bonn retractor</i>	70
F191A	Ecarteur de Roth	<i>Roth retractor</i>	70
F191B	Ecarteur de Spira	<i>Spira retractor</i>	70
F191C	Ecarteur d'Urvoy, miroir, pour décollement de rétine	<i>Urvoy retractor, mirror, for retinal detache- ment</i>	70
F191D	Ecarteur de Clergeau	<i>Clergeau retractor</i>	70
F192A	Ecarteur de Valude à 3 Griffes fines	<i>Valude retractor, 3 claws, delicate</i>	70

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F192B	Ecarteur de Volkmann à 4 griffes	<i>Volkmann retractor, 4 claws</i>	70
F193A	Ecarteur d'Aubaret à 4 Griffes très fines	<i>Aubaret retractor, 4 claws, very delicate</i>	70
F194A	Ecarteur de Knapp 4 griffes mousses, 6mm	<i>Knapp retractor, 4 claws, blunt, 6mm</i>	70
F195A	Ecarteur de Wells	<i>Wells retractor</i>	70
F196A	Ecarteur de Dupuy-Dutemps, griffes fines et mousses	<i>Dupuy-Dutemps retractor, delicate claws, blunt</i>	68
F196B	Ecarteur de Muller-Arruga, griffes fines et mousses	<i>Muller-Arruga retractor, delicate claws, blunt</i>	68
F200A	Manche bistouri N°3	<i>Scalpel holder N°3</i>	62
F200B	Bistouri Meunier	<i>Meunier scalpel</i>	55
F200C	Manche bistouri N°4	<i>Scalpel holder N°4</i>	62
F202A4	Marqueur à 4 branches	<i>4 blades marker</i>	85
F202A6	Marqueur à 6 branches	<i>6 blades marker</i>	85
F202A8	Marqueur à 8 branches	<i>8 blades marker</i>	85
F203A4	Marqueur de Hoffer diamètre 4 mm	<i>Hoffer marker, diameter 4 mm</i>	85
F203A6	Marqueur de Hoffer Ø 6 mm	<i>Hoffer marker Ø 6 mm</i>	85
F203A7	Marqueur de Hoffer Ø 7 mm	<i>Hoffer marker Ø 7 mm</i>	85
F203A8	Marqueur de Hoffer Ø 8 mm	<i>Hoffer marker Ø 8 mm</i>	85
F203B8	Marqueur de Hoffer diamètre 8 mm sans croix	<i>Hoffer marker Ø 8 mm without a cross</i>	85
F203A9	Marqueur de Hoffer Ø 9 mm	<i>Hoffer marker Ø 9 mm</i>	85
F208B	Anneau à désépithélialisation	<i>Deepithelialization ring</i>	85
F209A	Anneau de fixation de Thornton, 13 mm	<i>Thornton fixation ring, 13 mm</i>	85
F209B12	Anneau de Flieringa, 12mm	<i>Flieringa ring, 12mm</i>	105
F209B14	Anneau de Flieringa, 14mm	<i>Flieringa ring, 14mm</i>	105
F209B16	Anneau de Flieringa, 16mm	<i>Flieringa ring, 16mm</i>	105
F209B18	Anneau de Flieringa, 18mm	<i>Flieringa ring, 18mm</i>	105
F209B20	Anneau de Flieringa, 20mm	<i>Flieringa ring, 20mm</i>	105
F209B22	Anneau de Flieringa, 22mm	<i>Flieringa ring, 22mm</i>	105
F210A	Marqueur de Meyer	<i>Meyer marker</i>	85
F211A	Marqueur de Urrets-Zavalía	<i>Urrets-Zavalía marker</i>	85
F212A	Anneau de Mendez, diamètre intérieur 13 mm	<i>Mendez marker, Ø13 mm</i>	86
F213A	Marqueur d'axes, 12.8 mm	<i>Axis marker, 13 mm</i>	86
F214A	Dépresseur scléral	<i>Scleral depressor</i>	105
F215A	Palpateur 40°	<i>Palpator 40°</i>	105
F216A	Double marqueur de Mermoud (NPGS)	<i>Mermoud dual marker</i>	86
F250A	Pince End-Gripping 23G/Ø0.6mm	<i>End-Gripping forceps 23G/Ø0.6 mm</i>	39
F250A5	Pince End-Gripping 25G/Ø0.5mm	<i>End-Gripping forceps 25G/Ø0.5 mm</i>	39
F251A	Pince Eckardt 23G/Ø0.6mm	<i>Eckardt forceps 23G/Ø0.6 mm</i>	39
F251A5	Pince Eckardt 25G/Ø0.5mm	<i>Eckardt forceps 25G/Ø0.5 mm</i>	39
F251A9	Pince Eckardt 20G/Ø0.9mm	<i>Eckardt forceps 20G/Ø0.9 mm</i>	39
F251B	Pince de Tano 23G/Ø0.6mm	<i>Tano forceps 23G/Ø0.6 mm</i>	39
F251B5	Pince de Tano 25G/Ø0.5mm	<i>Tano forceps 25G/Ø0.5 mm</i>	39
F253A	Pince à mors striés 23G/Ø0.6mm (crocodile)	<i>Serrated jaws forceps 23G/Ø0.6 mm</i>	39

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F253A5	Pince à mors striés 25G/Ø0.5mm (crocodile)	<i>Serrated jaws forceps 25G/Ø0.5 mm</i>	39
F253A9	Pince à mors striés 20G/Ø0.9mm (crocodile)	<i>Serrated jaws forceps 20G/Ø0.9 mm</i>	39
F253B	Pince à mors striés du Dr De Bats, 23G/Ø0.6mm, pour greffe de cornée	<i>Dr De Bats serrated jaws forceps, 23G/Ø0.6mm, for corneal transplantation</i>	38
F254A	Pince à corps étranger à griffes 20G/Ø0.9mm	<i>Foreign body forceps, 4 claws, 20G/Ø0.9 mm</i>	38
F255A	Pince coaxiale du Dr Hirsch Hoffman pour charger l'implant ICL, extrémité angulée, 20G/Ø0.9mm	<i>Dr Hirsch Hoffman coaxiale forceps for ICL® lens replacement, angled tips, 20G/Ø0.9mm</i>	38
F260A	Microciseaux à segment postérieur droit, lame mousse arrondie, 23G	<i>Posterior segment micro-scissors, straight rounded blunt blade, 23G</i>	56
F260A5	Microciseaux à segment postérieur droit, lame mousse arrondie, 25G/Ø0.5mm	<i>Posterior segment micro-scissors, straight rounded blunt blade, 25G/Ø0.5mm</i>	56
F260B	Micro-ciseaux à segment postérieur droit, lames pointues, Ø0.9 Dr Aissani	<i>Posterior segment micro-scissors, straight sharp blades, Ø0.9 Dr Aissani</i>	56
F261A	Microciseaux à segment postérieur courbe, lame mousse arrondie, 23G/Ø0.6mm	<i>Posterior segment micro-scissors, curved rounded blunt blade, 23G/Ø0.6mm</i>	56
F261A5	Microciseaux à segment postérieur courbe, lame mousse arrondie, 25G/Ø0.5mm	<i>Posterior segment micro-scissors, curved rounded blunt blade, 25G/Ø0.5mm</i>	56
F262A	Ciseaux à rétine 23G/Ø0.6mm verticaux à 70°	<i>Retina scissors 23G/Ø0.6mm, vertical 70°</i>	56
F262A5	Ciseaux à rétine 25G/Ø0.5mm verticaux à 70°	<i>Retinal scissors 25G/Ø0.5mm, vertical 70°</i>	56
F263A	Ciseaux à rétine 23G/Ø0.6mm verticaux à 45°	<i>Retinal scissors 23G/Ø0.6mm vertical 45°</i>	56
F263A5	Ciseaux à rétine 25G/Ø0.5mm verticaux à 45°	<i>Retinal scissors 25G/Ø0.5mm vertical 45°</i>	56
F300A	Blépharostat de Barraquer colibri adulte	<i>Barraquer wire speculum, colibri, adult size</i>	64
F300B	Blépharostat de Barraquer colibri temporaire	<i>Barraquer wire speculum, colibri, temporale</i>	64
F300C	Blépharostat de Simcoe	<i>Simcoe wire speculum</i>	64
F301A	Blépharostat de Barraquer colibri enfant	<i>Barraquer wire speculum, colibri, child size</i>	64
F302A	Blépharostat de Barraquer colibri bébé	<i>Barraquer wire speculum, colibri, baby size</i>	64
F303A	Blépharostat de Bowman 7cm	<i>Bowman wire speculum, 7cm</i>	64
F304A	Blépharostat de Kratz	<i>Kratz wire speculum</i>	65
F304AO	Blépharostat de Kratz avec olives	<i>Kratz wire speculum with olives</i>	65
F304B	Blépharostat de Kratz temporale	<i>Kratz wire speculum oblique for temporale incision and nasal support</i>	65
F305A	Blépharostat de Corcelle adulte	<i>Corcelle speculum, adult size</i>	65
F305B	Blépharostat de Corcelle enfant	<i>Corcelle speculum, child size</i>	65
F305C	Blépharostat de Mellinger	<i>Mellinger speculum</i>	66
F306A	Blépharostat de Castroviejo adulte	<i>Castroviejo speculum, adult size</i>	66
F306B	Blépharostat de Castroviejo enfant	<i>Castroviejo speculum, child size</i>	66
F306C	Blépharostat de Castroviejo, 2X2 griffes mousses	<i>Castroviejo speculum, 2x2 claws, blunt tip</i>	66
F306D	Blépharostat de Pilly	<i>Pilly speculum</i>	66
F307A	Blépharostat de Schapira	<i>Schapira speculum</i>	67

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F307B	Blépharostat pour LASIK	<i>LASIK speculum</i>	67
F307C	Blépharostat de Corcelle à vis	<i>Corcelle adjustable speculum</i>	67
F307D	Blépharostat de Kershner/Franceschi, oreilles ouvertes	<i>Kershner/Franceschi speculum, open blades</i>	67
F307E	Blépharostat colibri réglable, oreilles ouvertes avec extrémité en olive	<i>Adjustable colibri speculum, open blades, olive shaped tips</i>	67
F307I	Blépharostat réglable avec aspiration	<i>Adjustable speculum, with aspiration</i>	68
F307P	Blépharostat à vis, valve pleine et réversible	<i>Adjustable speculum, full and reversible valve</i>	67
F307V	Blépharostat colibri réglable, oreilles ouvertes en V	<i>Adjustable colibri speculum, open blades, V shape</i>	67
F308A	Blépharostat de Pley/Fimco avec anneau pour passage de fil	<i>Pley/Fimco adjustable speculum with a ring for the thread</i>	68
F309A	Blépharostat de Schott, oreilles ouvertes	<i>Schott speculum, opened blades</i>	68
F310T	Blépharostat de Barrett ajustable, angulé, temporal, en titane	<i>Adjustable, angled, temporal, titanium Barrett's speculum</i>	68
F495A	Aiguille de Wright, chât de 6x1mm, 150mm	<i>Wright needle, 6 x 1 mm hole, 150mm</i>	105
F496A	Aiguille à akinésie Ø0,7 x 50 mm	<i>Akinesia needle 0,7 x 50 mm</i>	93
F497A	Aiguille rétro-bulbaire Ø0,5 x 35 mm	<i>Retrobulbar needle Ø 0,5 x 35 mm</i>	93
F498A	Aiguille rétro-bulbaire Ø0,4 x 50 mm	<i>Retrobulbar needle 0,4 x 50 mm</i>	93
F499A	Canule à voies lacrymales de Bangerter Ø0,8 x 66 mm	<i>Bangerter cannula, lacrimal, 0.8 x 66 mm</i>	88
F499B	Canule à voies lacrymales de Bangerter Ø0,7 x 66 mm	<i>Bangerter cannula, lacrimal, 0.7 x 66 mm</i>	88
F499C	Canule à voies lacrymales de Bangerter Ø0,6 x 66 mm	<i>Bangerter cannula, lacrimal 0.6 x 66 mm</i>	88
F500A	Canule à voies lacrymales de Galezowski 8 mm droite Ø 0,6 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 8 mm</i>	88
F500B	Canule à voies lacrymales de Galezowski 13 mm droite Ø 0,6 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.6 x 13 mm</i>	88
F500C	Canule à voies lacrymales de Galezowski 13 mm droite Ø 0,4 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.4 x 13 mm</i>	88
F500D	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0.8*8 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0.8 x 8 mm</i>	88
F500E	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø0,4 x 8 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø 0.4 x 8 mm</i>	88
F500F	Canule à voies lacrymales de Galezowski droite Ø 0,3 x 9mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø 0.3 x 9 mm</i>	88
F501A	Canule à voies lacrymales de Galezowski 13 mm courbe Ø 0,6 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, curved Ø0.6 x 14 mm</i>	88
F501B	Canule à voies lacrymales de Galezowski 18 mm courbe Ø 0,6 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, curved Ø0,6 x 18 mm</i>	88
F501C	Canule à voies lacrymales de Galezowski 18 mm droite Ø 0,6 mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, straight Ø0,6 x 18 mm</i>	88
F501D	Canule à voies lacrymales de Galezowski courbe Ø0.8*13mm	<i>Galezowski cannula, lacrimal, curved Ø0.8 x 13 mm</i>	88
F502D	Canule de Gastaud n°III	<i>Gastaud cannula n° III</i>	88

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F503A	Canule à voies lacrymales de Terson-Paufique	<i>Terson-Paufique cannula, lacrimal</i>	88
F504A	Canule à voies lacrymales d'Anel conique	<i>Anel cannula, lacrimal, silver conic</i>	88
F505A	Canule à lavage de Chérifi coudée Ø0,6 x 30 mm plate en bout	<i>Chérifi cleaning cannula, angled Ø0,6 x 30mm flat tips</i>	89
F506A	Canule à lavage de Chérifi coudée Ø0,8 x 30mm plate en bout	<i>Chérifi cannula, for polishing, angled Ø0,8 x 30mm, flat at the end</i>	89
F507A	Canule à lavage de Wills coudée conique Ø0,9 x 25mm	<i>Wills cleaning cannula, angled Ø0,6 x 25mm</i>	89
F508A	Canule de Guérin coudée à fenêtre	<i>Guérin cannula, angled</i>	91
F508B	Canule de Guérin coudée à fenêtre en forme Binkorst	<i>Guérin cannula, angled, window in Binkorst shape</i>	91
F508C	Canule irrigation Ø0,6 mm	<i>Irrigation cannula Ø0,6 mm x 15 mm</i>	88
F508D	Canule irrigation Ø1 mm	<i>Irrigation cannula Ø1 mm x 15 mm</i>	88
F508E	Canule à injection Trepsat droite simple orifice Ø0.9 mm	<i>Trepsat injection cannula, straight, opening Ø0.9mm</i>	89
F509A	Canule à cyclodialyse coudée à orifice en bout	<i>Cyclodialysis cannula, angled, opening at the tip</i>	90
F510A	Canule à cyclodialyse coudée à orifice inférieur	<i>Cyclodialysis cannula, angled, lower opening</i>	90
F511A	Canule à cyclodialyse coudée à orifice supérieur	<i>Cyclodialysis cannula, angled, upper opening</i>	90
F512A	Canule à cyclodialyse coudée à deux orifices (inférieur, supérieur)	<i>Cyclodialysis cannula, angled with 2 openings (lower, upper)</i>	90
F513A	Canule à cyclodialyse coudée à trois orifices (inférieur, supérieur, en bout)	<i>Cyclodialysis cannula, angled with 3 openings (lower, upper, at the tip)</i>	90
F514A	Canule à cyclodialyse de Barraquer courbe à olive	<i>Barraquer cyclodialysis cannula, olive curved</i>	92
F515A	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø 0,5 mm	<i>Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,5 mm</i>	89
F516A	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø 0,3 mm	<i>Rycroft cannula for air and liquid injections, angled Ø 0,3 mm</i>	89
F516B	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft courbe Ø 0,3 mm	<i>Rycroft cannula for air and liquid injection, curved Ø 0,3 mm</i>	89
F516C	Canule pour injection d'air et de liquide de Rycroft coudée Ø 0,4 mm	<i>Rycroft cannula for air and liquid injection, angled Ø 0,4 mm</i>	89
F517A	Canule pour injection d'air et de liquide de Terson à olive	<i>Terson cannula for air and liquid injection, with olive tip</i>	88
F518A	Canule pour injection d'air et de liquide pour Healon	<i>Healon cannula for air and liquid injection</i>	89
F519A	Canule de Gills pour injection silicone Ø0,6	<i>Gills cannula for silicone injection Ø0,6mm</i>	89
F520A	Canule de Simcoe orifice supérieur	<i>Simcoe cannula, upper opening</i>	91
F521A	Canule de Simcoe orifice inférieur	<i>Simcoe cannula, lower opening</i>	91
F522A	Canule de Pearce en forme d'anse à trois orifices	<i>Pearce cannula, loop shape with 3 irrigation openings</i>	90
F523A	Canule de Simcoe gratteuse, droite à orifice latéral	<i>Simcoe cannula, abrasive, straight, lateral opening</i>	91

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F523B	Canule de Simcoe courbe, gratteuse à orifice supérieur	<i>Simcoe cannula, curved, abrasive, upper opening</i>	91
F525A	Canule de Kratz courbe à olive face inférieure gratteuse	<i>Kratz cannula, olive tip with abrasive inferior side</i>	91
F526A	Canule de Charleux courbe en biseau longueur 13 mm	<i>Charleux cannula, curved Ø0.6 x 13mm</i>	91
F526B	Canule de Charleux courbe gratteuse en biseau long, 13 mm	<i>Charleux cannula, abrasive, curved Ø0.6 x 13mm</i>	91
F526C	Canule de Charleux courbe en biseau long, 13 mm Ø0,5 mm	<i>Charleux cannula, curved Ø0.5mm x 13mm</i>	91
F526D	Canule de Charleux courbe en biseau Ø0,4 x 13 mm	<i>Charleux cannula, curved Ø0.4mm x 13mm</i>	91
F527A	Canule de Charleux courbe en biseau Ø0,6x20mm	<i>Charleux cannula, curved Ø0.6 x 20mm</i>	91
F527B	Canule de Charleux courbe gratteuse en biseau long, 20 mm	<i>Charleux cannula, abrasive, curved Ø0.6 x 20mm</i>	91
F528B	Canule de Charleux double courant orifice en bout courbe Ø1,1 mm	<i>Charleux double way cannula Ø1.1 mm, curved, opening at the tip</i>	94
F528C	Canule de Laforge double courant orifice en bout courbe Ø1,5 mm	<i>Laforge double way cannula Ø1.5 mm, curved, opening at the tip</i>	94
F530A	Canule de Binkhorst en crochet, droite	<i>Binkhorst cannula, hook shape, straight</i>	92
F531A	Canule de Binkhorst en crochet, coudée à gauche	<i>Binkhorst cannula, hook shape, left angled</i>	92
F532A	Canule de Binkhorst en crochet, coudée à droite	<i>Binkhorst cannula, hook shape, right angled</i>	92
F533B2	Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,2 mm	<i>Double way cannula Ø1.1 mm, lateral aspiration opening Ø0.2 mm</i>	94
F533B3	Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,3 mm	<i>Double way cannula Ø1.1 mm, side aspiration port, Ø0.3 mm</i>	94
F533B4	Canule double courant courbe Ø1,1 mm à orifice d'aspiration latéral Ø0,4 mm	<i>Double way cannula Ø1.1 mm, side aspiration port, Ø0.4 mm</i>	94
F533C	Canule double courant courbe gratteuse orifice d'aspiration latéral 0,3 mm	<i>Double way cannula, abrasive curve, lateral aspiration opening Ø0.3 mm</i>	94
F534A3	Canule pour implantations de Simcoe et Gills double courant inversée Ø0,3 mm	<i>Simcoe and Gills reverse double way cannula Ø0.3 mm</i>	95
F534A4	Canule pour implantations de Simcoe et Gills double courant inversée Ø0,4 mm	<i>Simcoe and Gills reverse double way cannula Ø0.4 mm</i>	95
F537A	Manchette porte-canules Mâle	<i>Short cannula handle, conus end male</i>	96
F537B	Manchette porte-canules Femelle	<i>Short cannula handle, conus end female</i>	96
F538A	Manche porte-canules femelle pour irrigation en Acétal	<i>Cannula handle, conus end female</i>	96
F538B	Manche porte-canules mâle pour aspiration en Acétal	<i>Cannula handle, conus end male</i>	96
F539A	Raccord Luer mâle-mâle	<i>Luer connector male to male</i>	96
F539B	Raccord pour tube silicone	<i>Silicone tube connector</i>	96
F540A3	Canule pour implantations de Simcoe double courant affinée Mod. Américain 0.3 mm	<i>Double way Simcoe cannula, thin, American model, Ø0.3 mm</i>	95

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F540A4	Canule pour implantations de Simcoe double courant affinée Mod. Américain 0.4 mm	<i>Double way Simcoe cannula, thin, American model, Ø0.4 mm</i>	95
F544A	Canule à hydrodissection	<i>Hydrodissection cannula</i>	90
F545A	Canule Rycroft courbe aplatie Ø0.4mm	<i>Rycroft cannula Ø0.4mm, curved, flattened on the sides</i>	90
F548A3	Canule double courant midi Ø1,1mm orifice d'aspiration latérale courbe Ø 0,3 mm	<i>Double way cannula Ø1.1mm, inner cannula angled, side port, Ø0.3 mm</i>	94
F548A4	Canule double courant midi Ø1,1mm orifice d'aspiration latérale courbe Ø 0,4 mm	<i>Double way cannula Ø1.1mm, inner cannula angled, side port, Ø0.4 mm</i>	94
F549A	Canule double courant midi aspiration distale courbe Ø1,1mm	<i>Double way cannula, distal, curved Ø1,1mm</i>	95
F550A	Canule de Chazalon pour droitier	<i>Chazalon cannula for right handed</i>	92
F555B	Canule de Chazalon pour gaucher	<i>Chazalon cannula for left handed</i>	92
F556A	Canule pour Lazik	<i>Lasik cannula</i>	93
F557A	Mainteneur de chambre antérieur Ø 0.9 mm	<i>Maintainer of anterior chamber Ø0.9mm</i>	90
F560A	Tube silicone pour THX Ø1,1 & simcoe I/A (le mètre)	<i>Simcoe double way silicon tube Ø 1.1mm per meter</i>	96
F560B	Tube silicone pour THX Ø1,5 (le mètre)	<i>Double way silicon tube Ø1.5mm per meter</i>	96
F600A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 0000 Ø 0,5 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 0000 Ø0.5mm</i>	102
F601A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 000 Ø 0,6 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 000 Ø0,6 mm</i>	102
F602A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 00 Ø 0,7 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 00 Ø0,7 mm</i>	102
F603A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 0 Ø 0,8 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 0 Ø0,8 mm</i>	102
F604A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 1 Ø 0,9 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 1 Ø0,9 mm</i>	102
F605A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 2 Ø 1 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 2 Ø1 mm</i>	102
F606A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 3 Ø 1,1mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 3 Ø1,1mm</i>	102
F607A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 4 Ø 1,2 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 4 Ø1,2 mm</i>	102
F608A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 5 Ø 1,4 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 5 Ø1,4 mm</i>	102
F609A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 6 Ø 1,5 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 6 Ø1,5 mm</i>	102
F610A	Sonde de Galezowski à bout olivaire 7 Ø 1,8 mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 7 Ø1,8 mm</i>	102
F610B	Sonde de Galezowski à bout olivaire 8 Ø2mm	<i>Galezowski probe, bulbous tip 8 Ø2mm</i>	102
F610C	Sonde de Bowman double 000 et 0000	<i>Bowman double probe, 000 and 0000</i>	103
F611A	Sonde de Bowman double 0 et 00	<i>Bowman double probe, 0 and 00</i>	103
F612A	Sonde de Bowman double 1 et 2	<i>Bowman double probe, 1 and 2</i>	103
F613A	Sonde de Bowman double 3 et 4	<i>Bowman double probe, 3 and 4</i>	103

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F614A	Sonde de Bowman double 5 et 6	<i>Bowman double probe, 5 and 6</i>	103
F614B	Sonde de Bowman double 7 et 8	<i>Bowman double probe, 7 and 8</i>	103
F614C	Sonde de Bowman double 9 et 10	<i>Bowman double probe, 9 and 10</i>	103
F614D	Sonde spiralée de Worst adulte	<i>Worst probe, spiral, for adults</i>	103
F615A	Stylet de Sichel-Wilder fin	<i>Sichel-Wilder dilator, delicate taper</i>	103
F616A	Stylet de Sichel-Wilder moyen	<i>Sichel-Wilder dilator, medium taper</i>	103
F617A	Stylet de Sichel-Wilder fort	<i>Sichel-Wilder dilator, heavy taper</i>	103
F618A	Stylet de Castroviejo double, fin et moyen	<i>Castroviejo double end dilator, delicate, medium taper</i>	103
F619A	Stylet gauge à voies lacrymales	<i>Lachrymal gauge dilator</i>	103
F700A	Spatule de Culler à iris fine en 1 mm	<i>Culler iris spatula, very delicate 1 mm</i>	80
F701A	Spatule de Culler à iris très fine en 1,5 mm	<i>Culler iris spatula, delicate 1.5 mm</i>	80
F702A	Spatule d'Elsching	<i>Elschnig spatula</i>	80
F703A	Spatule de Mermoud	<i>Mermoud spatula</i>	81
F703B	Spatule pour greffe endothéliale	<i>Endothelial transplant spatula</i>	81
F704A	Spatule à insérer le lenticule	<i>Spatula guide for corneal endothelium implant</i>	81
F707A	Spatule de De Wecker à iris 2 mm	<i>De Wecker iris spatula 2 mm</i>	80
F708B	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule aplatie 12mm avec cône luer à l'arrière	<i>Barraquer spatula, ended with a small flat ball, 12mm with luer cone at the back</i>	80
F708C	Spatule du Dr Bosc	<i>Dr Bosc spatula with luer cone at the back</i>	80
F708M	Spatule de Barraquer terminée par une petite boule, 10mm, avec cône luer à l'arrière	<i>Barraquer spatula, ended with a small ball, 10 mm with luer cone at the back</i>	80
F709A	Crochet manipulateur de Barraquer Lebuiss-son extrémitée spatulée et olivaire	<i>Barraquer-Lebuisson manipulator, spatulate and delicate olive tip 12mm</i>	74
F709B	Micro-manipulateur Drysdal	<i>Drysdale manipulator with luer cone at the back</i>	74
F710A	Spatule de Barraquer très fine 10 mm	<i>Barraquer spatula, delicate, 10 mm</i>	81
F710B	Spatule de Barraquer très fine 12 mm	<i>Barraquer spatula, very delicate, 12 mm</i>	81
F711A	Spatule de Clerc	<i>Clerc spatula</i>	81
F712A	Spatule de Harms trabéculotome à droite	<i>Harms spatula for trabeculotomy, right</i>	82
F712B	Spatule de Harms trabéculotome à gauche	<i>Harms spatula for trabeculotomy, left</i>	82
F712C	Spatule de Sourdille/Paufique trabéculo-tome à droite	<i>Sourdille/Paufique spatula, trabeculotomy, right</i>	82
F712D	Spatule de Sourdille/Paufique trabéculo-tome à gauche	<i>Sourdille/Paufique spatula trabeculotomy, left</i>	82
F712E	Spatule à trabéculotomie du Dr Roche, Ø12mm, à droite	<i>Dr Roche spatula for trabeculotomy, Ø12 mm, right</i>	82
F712F	Spatule à trabéculotomie du Dr Roche, Ø12mm, à gauche	<i>Dr Roche spatula for trabeculotomy, Ø12 mm, left</i>	82
F712G	Spatule à trabéculotomie du Dr Roche, Ø14mm, à droite	<i>Dr Roche spatula for trabeculotomy, Ø14 mm, right</i>	82
F712H	Spatule à trabéculotomie du Dr Roche, Ø14mm, à gauche	<i>Dr Roche spatula for trabeculotomy, Ø14 mm, left</i>	82
F714A	Spatule de Hirschman	<i>Hirschman spatula</i>	81
F715A	Spatule double de Castroviejo/Troutman	<i>Castroviejo/Troutman double spatula</i>	81

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F716A	Spatule double de Traquair, pour élévation du périoste	<i>Traquair double spatula for periosteal elevation</i>	81
F800A	Crochet à chalazion petit modèle	<i>Chalazion hook, small size</i>	76
F801A	Crochet à chalazion grand modèle	<i>Chalazion hook, large size</i>	76
F804A	Crochet de Gass-Rouchy	<i>Gass-Rouchy hook</i>	77
F805A	Crochet de Gillis petit modèle	<i>Gillis hook, small size</i>	79
F806A	Crochet de Gillis grand modèle	<i>Gillis hook, large size</i>	79
F807A	Crochet de Malbran	<i>Malbran hook</i>	77
F807B	Crochet de Green-Malbran	<i>Green-Malbran hook</i>	77
F807C	Myomètre de Roth-Rapp	<i>Roth-Rapp myometer (V2)</i>	77
F808A	Crochet de Hugonnier	<i>Hugonnier hook</i>	77
F809A	Crochet de Roth coudé à 90°	<i>Roth hook, 90° angled</i>	77
F809B	Crochet à strabisme de Bangerter, à contre couture	<i>Bangerter strabismus hook</i>	77
F810A	Crochet à strabisme petit	<i>Strabismus hook, small size</i>	78
F810B	Crochet à strabisme moyen	<i>Strabismus hook, medium size</i>	78
F810C	Crochet à strabisme de Jameson/Arruga grand	<i>Jameson/Arruga strabismus hook, large size</i>	78
F810D	Crochet à strabisme de Jameson/Arruga moyen	<i>Jameson/Arruga strabismus hook, medium size</i>	78
F810E	Crochet à strabisme du Dr Bosc	<i>Dr Bosc strabismus hook</i>	78
F811A	Crochet à strabisme grand	<i>Strabismus hook, large size</i>	78
F811B	Crochet à strabisme de M bonnet	<i>M. Bonnet strabismus hook</i>	78
F811C	Crochet à strabisme de Péchereau	<i>Pechereau strabismus hook</i>	78
F812A	Crochet de Sinskey	<i>Sinskey manipulator, straight</i>	75
F812B	Crochet de Sinskey courbe	<i>Sinskey manipulator, curved</i>	75
F812C	Crochet de Sinskey droit	<i>Sinskey hook, straight</i>	75
F812D	Crochet de Sinskey renversé (pour chirurgie kératoplastie)	<i>Sinskey manipulator, reversed (for keratoplasty surgery)</i>	75
F814A	Crochet d'Arruga à droite	<i>Arruga hook, right</i>	78
F815A	Crochet d'Arruga à gauche	<i>Arruga hook, left</i>	78
F817A	Crochet de Graefe	<i>Graefe hook</i>	79
F818A	Crochet de Bonn	<i>Bonn hook</i>	79
F823A	Couteau de Paufigue pour clivage de la cornée	<i>Paufigue knife for the corneal cleavage</i>	55
F825B	Couteau à cataracte de Graefe	<i>Graefe cataract knife</i>	55
F826A	Aiguille de Dupuytren à corps étranger fine	<i>Dupuytren foreign body needle, delicate</i>	84
F826B	Aiguille de Dupuytren à corps étranger forte	<i>Dupuytren foreign body needle, strong</i>	84
F828C	Kystitome de Graefe	<i>Graefe kystitoma</i>	55
F829A	Couteau cliveur de Paufigue 6 mm	<i>Paufigue sclerotomy knife 6 mm</i>	55
F829B	Couteau cliveur de Paufigue 5 mm	<i>Paufigue sclerotomy knife 5 mm</i>	55
F829C	Couteau cliveur de Paufigue 10 mm	<i>Paufigue sclerotomy knife 10 mm</i>	55
F829D	Couteau cliveur de Paufigue 3 mm	<i>Paufigue sclerotomy knife 3 mm</i>	55
F830A	Porte-lames de Troutman	<i>Troutman blades holder</i>	62
F831A	Phaco-Chop	<i>Phaco-Choppers</i>	72

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F831B	Choper de Haefliger pour gaucher	<i>Haefliger chopper for left handed</i>	72
F831C	Choper de Haefliger pour droitier	<i>Haefliger chopper for right handed</i>	72
F831D	Phaco-Chop à droite (pour gaucher)	<i>Phaco-Chop for left handed</i>	72
F831G	Phaco-Chop à gauche (pour droitier)	<i>Phaco-Chop for right handed</i>	72
F831V	Chopper vertical	<i>Vertical chopper</i>	-
F832A	Chopper micromanipulateur du Dr Zaluski	<i>Dr Zaluski chopper manipulator</i>	72
F832B	Chopper micromanipulateur du Dr Zaluski angulé pour gaucher	<i>Dr Zaluski Chopper manipulator, angled for left handed</i>	72
F832C	Chopper micromanipulateur du Dr Zaluski angulé pour droitier	<i>Dr Zaluski Chopper manipulator angled for right handed</i>	72
F833A	Crochet manipulateur de Nagahara, extrémité de 1.5mm angulée à 90°, avec partie interne tranchante	<i>Nagahara Phaco Chopper 1.5mm, 90° angled with cutting edge</i>	73
F834A	Anse de DeJean-Paufique	<i>DeJean paufique loop</i>	83
F835A	Anse de Snellen lisse	<i>Snellen lens loop, blunt</i>	83
F835B	Anse de Snellen striée	<i>Snellen lens loop, serrated</i>	83
F836A	Anse de WEISS (jeu de quatre instruments)	<i>Weiss loop</i>	83
F900A	Crochet manipulateur de Graether-button pour manipuler l'implant	<i>Graether-button phaco chopper to manipulate the lens or the iris</i>	76
F900B	Micro-manipulateur à iris du Dr Nizzoli	<i>Dr. Nizzoli's iris micro-manipulator</i>	76
F901A	Crochet manipulateur d'Arnéodo Ø0.35 mm	<i>Arnéodo manipulator Ø0.35mm</i>	73
F901B	Crochet manipulateur double d'Arnéodo Ø0.35 mm et Ø0.2 mm	<i>Arneodo double manipulator Ø0.35mm and Ø0.2 mm</i>	74
F902A	Crochet manipulateur de Lester	<i>Lester manipulator</i>	76
F902B	Crochet manipulateur DIABOLO coudé olivaire	<i>Diabolo manipulator, angled, bulbous micro collar button tip</i>	76
F903A	Crochet manipulateur de Buratto	<i>Buratto manipulator</i>	76
F903B	Crochet manipulateur de Buratto-Sinskey	<i>Burrato-Sinskey manipulator, semi-curved</i>	76
F904A	Crochet manipulateur de Jaffe et Bechet	<i>Jaffe and Bechet manipulator</i>	73
F904B	Crochet manipulateur de Clayman	<i>Clayman (Crozafo) manipulator</i>	73
F905A	Crochet manipulateur de Lebuisson	<i>Lebuisson manipulator 10mm</i>	73
F905B	Micro-manipulateur de PISACANO horizontal	<i>PISACANO horizontal manipulator</i>	73
F905C	Micro-manipulateur de PISACANO vertical	<i>PISACANO vertical manipulator</i>	73
F906A	Crochet manipulateur Fimco pour laser femto seconde	<i>FIMCO manipulator for femto-seconde surgery</i>	76
F907A	Crochet manipulateur en forme de doigt	<i>Manipulator with a finger shape</i>	73
F908A	Manipulateur ICL® Ø 0.80 mm, coudé, pour placer l'haptique sous l'iris	<i>ICL® slider, to place the haptic under the iris, round hole tip Ø 0.80 mm, angled</i>	79
F908B	Manipulateur ICL® à pointe fourchue en demi cercle Ø0.8mm, coudé, 12 mm	<i>ICL® tucker/slider, forked tip, angled, 12mm</i>	79
F909D	Manipulateur de Hirsch-Hoffmann courbé à droite	<i>Hirsch-Hoffmann manipulator for ICL®, right curved</i>	79
F909G	Manipulateur de Hirsch-Hoffmann courbé à gauche	<i>Hirsch-Hoffmann manipulator for ICL®, left curved</i>	79

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F920A	Crochet délicat pour membrane rétinienne, 23G / Ø0.6mm	<i>Delicate membrane pick, 23G / Ø0.6mm</i>	39
F920A5	Crochet délicat pour membrane rétinienne, 25G / Ø0.6mm	<i>Delicate membrane pick, 25G / Ø0.5mm</i>	39
F931A	Micro-manipulateur de Deschatres en forme de coin	<i>Deschatres micro manipulator, wedge shaped</i>	75
F931B	Micro-manipulateur de Deschatres en forme de cuillère	<i>Deschatres micro manipulator, spoon shaped</i>	75
F952A	Seringue 3cc Luer	<i>Syringe 3cc luer</i>	96
F952B	Seringue 5cc Luer	<i>Syringe 5cc luer</i>	96
F953A	Curette type fraise d'Arruga	<i>Arruga micro burr type curette</i>	84
F954A	Rugine de Valude	<i>Valude raspatory</i>	101
F954B	Rugine de Dupuy Dutemps	<i>Dupuy Dutemps raspatory</i>	101
F955A	Plaque de Jaeger	<i>Jaeger plate</i>	69
F955B	Plaque de Trabut	<i>Trabut lid plate</i>	69
F955C	Plaque de Trabut modifié Imbert	<i>Trabut plate, modified by Imbert</i>	69
F956A	Curette à chalazion petit modèle	<i>Chalazion curette, small size</i>	84
F956B	Curette à chalazion grand modèle	<i>Chalazion curette, large size</i>	84
F956C	Curette de Borsch/Meyerhoefer (1.5mm)	<i>Borsch/Meyerhoefer curette (1.5mm)</i>	84
F956C1	Curette de Borsch/Meyerhoefer (1 mm)	<i>Borsch/Meyerhoefer curette (1 mm)</i>	84
F956C2	Curette de Borsch/Meyerhoefer (2.5mm)	<i>Borsch/Meyerhoefer curette (2.5mm)</i>	84
F956D	Curette à éviscération d'Abadie 8mm	<i>Abadie evisceration curette 8mm</i>	84
F956E	Curette de Volkman	<i>Wolkman curette</i>	84
F957A	Réglette graduée en demi mm, longueur 10 cm	<i>Strip graduated in semi mm, length 10 cm</i>	99
F958A	Rongeur à DCR de Kerisson 3mm	<i>Kerisson DCR rongeur forceps, 3 mm</i>	101
F958B	Fourche double 4 mm / 3.5 mm pour IVT	<i>Double fork 4mm/3.5mm IVT</i>	86
F958C	Punch trabeculectomie de Crozafon/De Laage	<i>Crozafon/ De Laage punch for trabeculectomy</i>	101
F958D	Emporte pièce de Citelli, 1.5 mm	<i>Citelli punch, 1.5 mm</i>	101
F958E	Punch de Kelly	<i>Kelly punch</i>	101
F958G	Emporte pièce de Citelli, 2.5 mm	<i>Citelli punch, 2.5 mm</i>	101
F958H	Emporte pièce de Citelli, 3mm	<i>Citelli punch, 3 mm</i>	101
F959A	Rugine de Rollet 3mm	<i>Rollet raspatory, 3 mm</i>	101
F959B	Rugine de Rollet 5mm	<i>Rollet raspatory, 5 mm</i>	101
F960A	Gouge de Hass, 4 mm	<i>Hass Gouge, 4 mm</i>	100
F960A3	Gouge de Hass, 3 mm	<i>Hass Gouge, 3 mm</i>	100
F960A6	Gouge de Hass, 6 mm	<i>Hass Gouge, 6 mm</i>	100
F961A	Pince gouge de Lombard	<i>Lombard gouge forceps, angled jaws, 2 mm</i>	100
F962A	Ostéotome à double tranchant, 4 mm	<i>Double-edge blades osteotomy, 4 mm</i>	100
F962B	Ostéotome à double tranchant, 5 mm	<i>Double-edge blades osteotomy, 5 mm</i>	100
F962C	Ostéotome à double tranchant, 10 mm	<i>Double-edge blades osteotomy, 10 mm</i>	100
F970A	Bloc téflon stérilisable	<i>Teflon block, sterilizable</i>	105
F972A	Trépan d'Elliot Ø2 mm	<i>Elliot trephine Ø2 mm</i>	55
F972A08	Trépan d'Elliot Ø0.8 mm	<i>Elliot trephine Ø0.8 mm</i>	55

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F980A	Maillet à deux têtes	<i>Double face mallet</i>	100
F989A	Pince à insérer les billes intraoculaires	<i>Intraocular ball insertion forceps</i>	99
F990A	Protection oculaire transparente	<i>Clear eye shield</i>	105
F991A	Protection oculaire Ø22 mm	<i>Ocular shield Ø22 mm</i>	105
F991B	Protection oculaire Ø23.5 mm	<i>Ocular shield Ø23.5 mm</i>	105
F1502M	Ciseaux corps plat de Noyes droits, mousses 12 cm	<i>Noyes scissors, flat, straight, blunt tips (12cm)</i>	44
F1502P	Ciseaux corps plat de Noyes droits, pointus 12 cm	<i>Noyes scissors, flat, straight, sharp tips (12cm)</i>	44
F1505P	Ciseaux de Castroviejo courbes, pointus 12 cm	<i>Castroviejo scissors, curved, sharp tips (12cm)</i>	44
F1506B	Micro-ciseaux de Mc-Pherson Wescott, mousses 10 cm	<i>Mc-Pherson-Westcott scissors, blunt (10cm)</i>	44
F1506M	Ciseaux de Wescott à tendons, mousses 12 cm	<i>Westcott tenotomy scissors, blunt tip (12cm)</i>	51
F1506P	Ciseaux de Wescott à tendons, pointus 12 cm	<i>Westcott tenotomy scissors, sharp tip (12cm)</i>	51
F1510M	Ciseaux de Castroviejo courbes, mousses 12 cm	<i>Castroviejo scissors, curved, blunt tip (12cm)</i>	44
F1510PL	Ciseaux corps plat de Castroviejo courbes, petites lames, mousses 12 cm	<i>Castroviejo scissors, curved, small blades, blunt (12cm)</i>	44
F1515A	Ciseaux de Katzin coudés à gauche 11 cm	<i>Katzin scissors, left angled (11cm)</i>	45
F1516A	Ciseaux de Katzin coudés à droite 11 cm	<i>Katzin scissors, right angled (11cm)</i>	45
F1517A	Micro-ciseaux de Troutman coudés à droite 9,5 cm	<i>Katzin/Troutman scissors, right angled (9.5cm)</i>	46
F1518A	Micro-ciseaux de Troutman coudés à gauche 9,5 cm	<i>Katzin/Troutman scissors, left angled (9.5cm)</i>	46
F1520I	Micro-ciseaux coupe implants du Dr Jadé	<i>Dr Jadé scissors to cut lenses</i>	51
F1520M	Micro-ciseaux de Vannas droits 10,5 cm, lames mousses 8 mm	<i>Vannas scissors, straight, blunt tips 8 mm (10.5cm)</i>	46
F1520P	Micro-ciseaux de Vannas droits 10,5 cm, lames pointues 8 mm	<i>Vannas scissors, straight, sharp tips 8mm (10.5cm)</i>	46
F1521M	Micro-ciseaux de Vannas courbes 10,5 cm, lames mousses 8 mm	<i>Vannas scissors, curved, blunt tips 8mm (10.5cm)</i>	44
F1521P	Micro-ciseaux de Vannas courbes 10,5 cm, lames pointues 8 mm	<i>Vannas scissors, curved, sharp tips 8mm (10.5cm)</i>	44
F1521MM	Micro-ciseaux de Vannas courbes 10,5 cm, lames mousses 7 mm	<i>Vannas scissors, curved, blunt tips 7 mm (10,5 cm)</i>	47
F1521MP	Micro-ciseaux de Vannas courbes 10,5 cm, lames pointues 7 mm	<i>Vannas scissors, curved, sharp tips 7mm (10.5cm)</i>	47
F1522M	Micro-ciseaux de Vannas coudés 10,5 cm, lames mousses 8 mm	<i>Vannas scissors, angled, blunt tips 8 mm (10.5cm)</i>	47
F1522P	Micro-ciseaux de Vannas coudés 10,5 cm, lames pointues 8 mm	<i>Vannas scissors, angled, sharp tips, 8 mm (10.5cm)</i>	47
F1525M	Micro-ciseaux corps rond de Vannas droits 10,5 cm, lames mousses 8 mm	<i>Vannas scissors, straight, round, blunt tips 8mm (10.5cm)</i>	47
F1525P	Micro-ciseaux corps rond de Vannas droits, lames pointues 8 mm (10,5 cm)	<i>Vannas scissors, straight, round, sharp tips 8 mm (10,5 cm)</i>	47

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F1526M	Micro-ciseaux corps rond de Vannas courbes 10,5 cm, lames mousses 8 mm	<i>Vannas scissors, curved, round, blunt tips 8mm (10.5cm)</i>	47
F1526P	Micro-ciseaux corps rond de Vannas courbes 10,5 cm, lames pointues 8 mm	<i>Vannas scissors, curved, round, sharp tips 8mm (10.5cm)</i>	47
F1530M	Micro-ciseaux de Vannas droits 8,5 cm, lames mousses 6 mm	<i>Vannas scissors, straight, flat, blunt tips 6mm (8.5cm)</i>	48
F1530P	Micro-ciseaux de Vannas droits 8,5 cm, lames pointues 6 mm	<i>Vannas scissors, straight, flat, sharp tips 6mm (8.5cm)</i>	48
F1531M	Micro-ciseaux de Vannas courbes 8,5 cm, lames mousses 6 mm	<i>Vannas scissors, curved, flat, blunt tips 6mm (8.5cm)</i>	48
F1531P	Micro-ciseaux de Vannas courbes 8,5 cm, lames pointues 6 mm	<i>Vannas scissors, curved, flat, sharp tips 6mm (8.5cm)</i>	48
F1532M	Micro-ciseaux de Vannas coudés 8,5 cm, lames mousses 6 mm	<i>Vannas scissors, flat, angled, blunt tips 6mm (8.5cm)</i>	48
F1532P	Micro-ciseaux de Vannas coudés 8,5 cm, lames pointues 6 mm	<i>Vannas scissors, flat, angled, sharp tips 6mm (8.5cm)</i>	48
F1534B	Ciseaux de Buratto lames de 11 mm rondes coudées	<i>Buratto scissors, rounded blades of 11 mm, angled</i>	51
F1534C	Ciseaux de Klein lames 9mm	<i>Klein scissors, blades 9mm</i>	51
F1536M	Micro-ciseaux de Vannas courbes 9,5 cm, lames mousses 6 mm	<i>Vannas scissors, round, curved, blunt tips 6mm (9.5cm)</i>	48
F1536P	Micro-ciseaux de Vannas courbes 9,5 cm, lames pointues 6 mm	<i>Vannas scissors, round, curved, sharp tips 6mm (9.5cm)</i>	48
F1537M	Micro-ciseaux de Vannas coudés 9,5 cm, lames mousses 6 mm	<i>Vannas scissors, round, angled, blunt tips 6mm (9.5cm)</i>	49
F1537P	Micro-ciseaux de Vannas coudés 9,5 cm, lames pointues 6 mm	<i>Vannas scissors, round, angled, sharp tips 6mm (9.5cm)</i>	49
F1540A	Ciseaux de Katzin lames inversées à droite	<i>Katzin scissors, inverted blades, right angled</i>	45
F1541A	Ciseaux de Katzin lames inversées à gauche	<i>Katzin scissors, inverted blades, left angled</i>	45
F1544C	Ciseaux de Galand coudés courbes miniaturisés 5,5 cm	<i>Galland scissors, curved, angled (6.5cm)</i>	49
F1544M	Ciseaux de Galand courbes mousses miniaturisés 5,5 cm	<i>Galland scissors, curved, blunt tips (6.5cm)</i>	49
F1544P	Ciseaux de Galand courbes pointus miniaturisés 5,5 cm	<i>Galland scissors, curved, sharp tips (6.5cm)</i>	49
F1545M	Ciseaux de Galand coudés mousses miniaturisés 5,5 cm	<i>Galland scissors, angled, blunt tips (6.5cm)</i>	49
F1545P	Ciseaux de Galand coudés pointus miniaturisés 5,5 cm	<i>Galland scissors, angled, sharp tips (6.5 cm)</i>	49
F1546M	Ciseaux de Galand droits mousses 5,5 cm	<i>Galland scissors, straight, blunt tips (6.5cm)</i>	49
F1546P	Ciseaux de Galand droits pointus 5,5 cm	<i>Galland scissors, straight, sharp tips (6.5cm)</i>	49
F1547A	Ciseaux de Ong lames coudées très fines	<i>Ong scissors, angled blades, very delicate</i>	50
F1550C	Ciseaux corps rond pour capsulotomie de Laforge lames fines très courbes	<i>Laforge capsulotomy scissors, round, very curved, delicate blades</i>	50
F1550M	Ciseaux corps rond pour capsulotomie lames fines mousses	<i>Capsulotomy scissors, round, very delicate blades, blunt tips</i>	50
F1550P	Ciseaux corps rond pour capsulotomie lames fines pointues	<i>Capsulotomy scissors, round, very delicate blades, sharp tips</i>	50

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F1551C	Ciseaux pour capsulotomie de Laforge lames fines très courbes	<i>Laforge capsulotomy scissors, flat, delicate blades, very curved</i>	50
F1551M	Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines mousses	<i>Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, blunt tips</i>	50
F1551P	Ciseaux corps plat pour capsulotomie lames fines pointues	<i>Capsulotomy scissors, flat, delicate blades, sharp tips</i>	50
F1555A	Micro-ciseaux de Troutman à droite	<i>Troutman scissors, round, right angled</i>	46
F1556A	Micro-ciseaux de Troutman à gauche	<i>Troutman scissors, round, left angled</i>	46
F1557A	Ciseaux de Katzin à droite	<i>Katzin scissors, round, right angled</i>	45
F1558A	Ciseaux de Katzin à gauche	<i>Katzin scissors, round, left angled</i>	45
F1560A	Ciseaux à anneaux de Stevens droits poin- tus	<i>Stevens scissors, straight, sharp tips</i>	52
F1560B	Ciseaux à anneaux de Stevens courbes mousses	<i>Stevens scissors, curved, blunt tips</i>	52
F1560M	Ciseaux à anneaux de Stevens droits mousses	<i>Stevens scissors, straight, blunt tips</i>	52
F1560P	Ciseaux à anneaux de Stevens courbes pointus	<i>Stevens scissors, curved, sharp tips</i>	52
F1561A	Ciseaux de Bonn droits pointus	<i>Bonn scissors, straight, sharp tips</i>	52
F1561B	Ciseaux de Bonn courbes pointus	<i>Bonn scissors, curved, sharp tips</i>	52
F1561C	Ciseaux de Bonn droits mousses	<i>Bonn scissors, straight, blunt tips</i>	52
F1561D	Ciseaux de Bonn courbes mousses	<i>Bonn scissors, curved, blunt tips</i>	52
F1562A	Ciseaux à paupières droits	<i>Eyelids scissors, straight</i>	53
F1562B	Ciseaux à énucléation courbes	<i>Enucleation scissors, curved</i>	53
F1562C	Ciseaux à paupière courbes	<i>Eyelids scissors, curved</i>	53
F1562M	Ciseaux d'ophtalmologie courbes, mousses	<i>Ophthalmology scissors, curved, blunt tips</i>	53
F1562P	Ciseaux d'ophtalmologie courbes, pointus	<i>Ophthalmology scissors, curved, sharp tips</i>	53
F1563M	Ciseaux d'ophtalmologie droits, mousses	<i>Ophthalmology scissors, straight, blunt tips</i>	53
F1563P	Ciseaux d'ophtalmologie droits, pointus	<i>Ophthalmology scissors, straight, sharp tips</i>	53
F1565A	Ciseaux de Ragnell	<i>Ragnell scissors</i>	54
F1566A	Ciseaux de Joseph droits	<i>Joseph scissors, straight</i>	54
F1566B	Ciseaux de Joseph courbes	<i>Joseph scissors, curved</i>	54
F1567A	Ciseaux de Streiff	<i>Streiff scissors</i>	54
F1568A	Ciseaux de Mayo courbes	<i>Mayo scissors, curved</i>	54
F1600A	Porte-aiguilles de Castroviejo droit 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight (15cm)</i>	58
F1600B	Porte-aiguilles sur manche droit	<i>Handle-mounted needle holder, straight</i>	58
F1601A	Porte-aiguilles de Castroviejo courbe 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved (15cm)</i>	58
F1602A	Porte-aiguilles de Castroviejo droit à arrêt 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight with lock (15cm)</i>	58
F1603A	Porte-aiguilles de Castroviejo courbe à arrêt 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved with lock (15cm)</i>	58
F1605A	Porte-aiguilles de Castroviejo droit, fin 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight, delicate (15cm)</i>	58
F1606A	Porte-aiguilles de Castroviejo courbe, fin 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved, delicate (15cm)</i>	58

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F1607A	Porte-aiguilles de Castroviejo droit, fin à arrêt 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight, delicate with lock (15cm)</i>	58
F1608A	Porte-aiguilles de Castroviejo courbe, fin à arrêt 15 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved, delicate with lock (15cm)</i>	58
F1609A	Porte-aiguilles d'Imbert pour sutures des muqueuses postérieures	<i>Imbert needle holder for sutures of the posterior mucosa (15 cm)</i>	58
F1610A	Micro-porte-aiguilles corps plat de Castroviejo droit (12,5 cm)	<i>Castroviejo needle holder, straight (12.5cm)</i>	61
F1611A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo courbe 12,5 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved (12.5cm)</i>	61
F1612A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo droit avec arrêt 12,5 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight with lock (12.5cm)</i>	61
F1613A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo courbe avec arrêt 12,5 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved with lock (12.5cm)</i>	61
F1615A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo droit 10 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight (10cm)</i>	61
F1616A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo courbe 10 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved (10cm)</i>	61
F1617A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo droit avec arrêt 10 cm	<i>Castroviejo needle holder, straight with lock (10 cm)</i>	61
F1618A	Micro-porte-aiguilles de Castroviejo courbe avec arrêt 10 cm	<i>Castroviejo needle holder, curved, with lock (10 cm)</i>	61
F1620A	Micro-porte-aiguilles de Barraquer Troutman droit 10 cm	<i>Troutman Barraquer needle holder, straight (10cm)</i>	61
F1621A	Micro-porte-aiguilles de Barraquer Troutman courbe 10 cm	<i>Troutman Barraquer needle holder, curved (10cm)</i>	61
F1621B	Micro-porte-aiguilles de Troutman courbe becs fin dégagés 10 cm	<i>Troutman O'Brien needle holder, curved, delicate jaws (10cm)</i>	62
F1621T	Micro-porte-aiguilles corps rond de Troutman O'Brien Titane courbe 10cm	<i>Troutman O'Brien needle holder, titanium, curved (10cm)</i>	62
F1622A	Micro-porte-aiguilles de Barraquer Troutman droit avec arrêt	<i>Troutman Barraquer needle holder, straight, with lock (10cm)</i>	61
F1623A	Micro-porte-aiguilles de Barraquer Troutman courbe avec arrêt	<i>Troutman Barraquer needle holder, curved, with lock (10cm)</i>	61
F1625A	Porte-aiguilles de Barraquer courbe 13 cm	<i>Barraquer needle holder, round body, curved (13cm)</i>	59
F1625B	Porte-aiguilles de Barraquer fin mors 0.8 courbe 13 cm	<i>Barraquer needle holder, curved, delicate jaws 0.8mm (13cm)</i>	59
F1625T	Porte-aiguilles de Barraquer Titane courbe 13 cm	<i>Barraquer titanium (blue) needle holder, round body, curved (13 cm)</i>	59
F1626A	Porte-aiguilles de Barraquer courbe avec arrêt 13 cm	<i>Barraquer needle holder, round body, curved, with lock (13 cm)</i>	59
F1627A	Porte-aiguilles de Barraquer droit 13 cm	<i>Barraquer needle holder, straight (13cm)</i>	59
F1628A	Porte-aiguilles corps rond de Barraquer droit à arrêt (13 cm)	<i>Barraquer needle holder, straight with lock 13 cm</i>	59
F1630A	Porte-aiguilles droit, ultra fin 14 cm	<i>Needle holder, straight, very delicate (14cm)</i>	59
F1631A	Porte-aiguilles courbe, ultra fin 14 cm	<i>Needle holder, curved, round body, very delicate (14cm)</i>	59

INDEX ALPHANUMERIQUE - *ALPHANUMERICAL INDEX*

F1633A	Porte-aiguilles de Buratto droit	<i>Buratto needle holder, straight (13cm)</i>	60
F1633B	Porte-aiguilles de Buratto courbe	<i>Buratto needle holder, curved (13cm)</i>	60
F1633T	Porte aiguille de Buratto courbe, en titane, corps rond strié	<i>Buratto titanium needle holder, curved, round body, serrated (13cm)</i>	60
F1835A	Porte-aiguilles courbe en 13 cm becs fins dégagés	<i>Needle holder, curved, delicate jaws at the tip (13cm)</i>	60
F1835B	Porte-aiguilles courbe en 13 cm becs fins dégagés avec arrêts	<i>Needle holder, curved, delicate jaws at the tip with lock (13cm)</i>	60
F1835T	Porte-aiguilles courbe en 13 cm becs fins dégagés titane	<i>Needle holder, curved, delicate jaws at the tip, titanium (13cm)</i>	60
F1840A	Porte-aiguilles de Halsey mors tungstène 13 cm	<i>Halsey needle holder, tungsten jaws (13cm)</i>	60
F1845A	Pince de Lubet-Barbon	<i>Lubet-Barbon forceps</i>	104
F1846A	Pince endonasale, 11cm mors striés	<i>Endonasal forceps, 11cm, serrated jaws</i>	104
F1847A	Pince de Blakesley	<i>Blakesley forceps</i>	104
F1849A	Pince de Politzer sans dents	<i>Politzer forceps, without teeth</i>	104
F1850A	Pince de Leriche sans dents	<i>Leriche forceps, without teeth</i>	104
F1851A	Pince de Kocher, courbe, mors striés, sans dents, 16 cm	<i>Kocher forceps, curved, serrated jaws, without teeth, 16 cm</i>	104
F2110B	Canule à manche d'irrigations latérales Ø0,8mm	<i>Cannula with handle for lateral irrigation Ø0.8mm</i>	93
F2111B	Canule à manche, aspiration latérale Ø0.35mm courbe gratteuse Ø0,7mm	<i>Cannula with handle, lateral aspiration Ø0.35mm, scratch curve Ø0.7mm</i>	92
F2113B	Canule à manche, aspiration latérale supérieure Ø 0,35, courbe non gratteuse, Ø 0,8 mm aplatie	<i>Cannula with handle, upper lateral aspiration Ø 0.35, non-scratch curve, Ø 0.8 mm flat</i>	92
F2116B	Canule à manche d'irrigations en bout Ø 0.9 mm aplatie	<i>End-irrigation cannula with handle Ø 0.9 mm flat</i>	93
F2117B	Canule à manche d'infusion 3 voies d'irrigation	<i>3-way infusion cannula with handle</i>	93
F2200C	Boîte inox pour laveur automatique, équipée d'un tapis silicone, 18x43x150mm	<i>Stainless steel tray for automatic washer, equipped with silicone mat, 18x43x150mm</i>	98
F2205M	Boîte inox avec tapis à picots silicone 190x100x25 mm	<i>Stainless steel tray with silicone mat, size 190x100x25 mm</i>	98
F2210C	Boîte inox avec tapis à picots silicone 190x140x25 mm, 1 niveau	<i>Stainless steel tray with silicone mat 190x140x25 mm, 1 level</i>	98
F2211A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 180x290x25 mm, 1 niveau	<i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 180x290x25mm</i>	98
F2211B	Boîte inox avec tapis à picots silicone 180x290x40 mm, 2 niveaux	<i>Stainless steel tray, 2 levels with silicone mat, size 180x290x40 mm</i>	98
F2212A	Boîte inox avec tapis à picots silicone 316x210x25 mm, 1 niveau	<i>Stainless steel tray, 1 level with silicone mat, size 316x210x25mm</i>	98
F2212B	Boîte inox avec tapis à picots silicone 316x210x40 mm, 2 niveaux	<i>Stainless steel tray, 2 levels with silicone mat, size 316x210x40 mm</i>	98
F2360A	Boîte inox consultation (non perforée) 170x70x30 mm	<i>Stainless steel tray, not perforated 170x70x30 mm</i>	98

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues par la société Fimco.

Article 2 - COMMANDES

Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et acceptés par l'acheteur, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, l'acte d'achat entraînant l'acceptation des présentes conditions générales de vente.

Les présentes conditions sont modifiables à tout moment et sans préavis par la société FIMCO, les modifications étant alors applicables à toutes commandes postérieures.

Conformément à l'article L. 111-1 du Code de la Consommation, la société FIMCO présente sur son site les produits à vendre avec leurs caractéristiques essentielles sous la forme de fiches techniques.

Le choix, l'achat et l'utilisation d'un produit sont placés sous l'unique responsabilité de l'acheteur.

Article 3 - LIVRAISON

3-1) Délais

Les délais de livraison sont donnés qu'à titre informatif et indicatif, ceux-ci dépendant notamment de la disponibilité des marchandises et de l'ordre d'arrivée des commandes.

Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité contractuelle, ni mettre l'exécution de la commande.

La société s'acorde pas de compensation financière en cas de refus de marchandise ou de retard.

3-2) Modalités

Les commandes sont accomplies par transporteur privé. Les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur, sont facturés en sus du prix de vente des produits et sont calculés par commande. La livraison est effectuée par la remise directe du colis à l'acheteur.

3-3) Risques

Le transfert des risques sur les marchandises vendues par la société Fimco s'effectue à la remise des marchandises au transporteur ou à la sortie de ses locaux. Il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur, auquel il appartient, en cas d'avarie, de perte ou de manquant, de faire toute réclamation ou d'exercer tout recours auprès des transporteurs responsables, conformément à l'article L133-1 du Code de commerce pour les livraisons en France Métropolitaine.

Attention, en cas de retour suite à une mauvaise adresse fournie par l'acheteur sur le bon de commande (le transporteur n'ayant pas retrouvé le lieu de l'acheteur) ou par suite d'un oubli de récupération de colis après un avis de passage, l'acheteur devra régler les frais de port pour le renvoi de la commande avec une participation forfaitaire de 2,50 Euros au titre des frais de manutention. En cas de vol ou d'incendie de la commande, l'acheteur sera remboursé, déduction faite des frais de port et des frais de reconditionnement de la marchandise soumise (1 Euro par unité produite avec un minimum facturé de 2,50 Euros).

3-4) Réception

Les réclamations sur la non-conformité des marchandises livrées aux marchandises commandées doivent être formulées par téléphone ou email avec accusé de lecture, dans les quinze jours suivant la livraison des produits. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée, quel que soit le manquement du vendeur. L'acheteur devra acquiescer au paiement de l'intégralité du prix.

Article 4 - RETOUR

Conformément à la loi n° 121-20 du Code de la Consommation, pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit à FIMCO pour échange ou remboursement. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas d'exercice du droit de rétractation, l'acheteur aura le droit de demander, soit le remboursement de sa commande, à l'exception des frais de retour qu'il aura engagés, soit l'échange des produits des frais de port engagés pour cette nouvelle expédition restant à sa charge.

Tout retour de marchandise devra être effectué par voie postale au service de transport, dans les 15 jours à compter de la livraison. Les produits doivent être soigneusement :

FIMCO

410 rue Louis Moutard

66000 Perpignan

France

à l'état neuf et dans leur emballage d'origine également en parfait état (la marchandise peut être renvoyée dans un nouveau colis, scellé et non entamé avec la facture originale et effective aux risques et périls de l'acheteur. Les renvois en « port payé par le destinataire » ou « contre remboursement » seront refusés. Les produits usés, endommagés par l'acheteur ou la remise à neuf est impossible, ne seront ni remboursés ni échangés. En cas de retour à neuf, le temps de réparation sera facturé au taux horaire de 70 Euros de l'heure.

En cas de refus absolu, la société FIMCO se réserve le droit de refuser toute commande ultérieure.

Article 5 - TARIF - PRIX

Les prix indiqués en euros sont francisés et sont modifiables à tout moment sans préavis dans le cadre des réglementations en vigueur, sachant que les articles seront facturés sur la base en vigueur à l'engagement de la commande. Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros.

Article 6 - FACTURATION

Tout achat de marchandises fera l'objet d'une facturation et sera délivré sous 15 ou 30 du mois, ou sur demande conformément aux dispositions de l'article L. 441-9 du Code de commerce.

Article 7 - PAIEMENT

Le règlement du solde, sous forme de la facture conformément aux conditions d'échange stipulées sur celle-ci, contre documents habituels ou bancaires.

Article 8 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Pour tout produit nécessitant un service de garantie, l'acheteur contactera directement la société FIMCO par téléphone, fax ou e-mail.

8.1) Garantie

Tous les instruments proposés par la société FIMCO font état d'une garantie « FABRICANT » d'une durée de 1 an.

Sous réserve la période de garantie, un produit présente des défauts liés à des matériaux ou une mauvaise fabrication, la société FIMCO s'engage, sans frais de main d'œuvre ou de pièces, à réparer ou à remplacer l'instrument selon les termes et les conditions précisées ci-dessous.

Le remplacement des instruments n'a aucun coût pour conséquence de prolonger la durée de garantie précisée ci-dessus.

8.2) Conditions de garantie

Cette garantie ne sera accordée que sur présentation du produit défectueux accompagné de la facture d'origine ou du bon de livraison (précisant la date d'achat, le type de produit et le nom du vendeur ou de l'acheteur).

La société FIMCO se réserve le droit de refuser un service de garantie quel que soit l'information documentée ci-dessus ne sont pas présentées ou si les informations contenues sont incomplètes ou fausses. Cette garantie ne rembourse et ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation en dehors des conditions spécifiées, sur la notice, ou de modifications apportées à l'instrument ; ne s'applique pas en cas de démontage, modification ou intervention effectués sur l'instrument en dehors de FIMCO.

Elle ne sera pas appliquée si le type ou le numéro de lot inscrit sur le produit a été altéré, effacé, retiré ou rendu illisible.

Elle ne couvre pas les points suivants :

- Les réparations et tentatives périodiques ou le remplacement de pièces suite à une cassure et/ou une usure normale ;
- Toutes les adaptations ou modifications destinées à améliorer le produit par rapport à son utilisation normale décrite dans les instructions d'utilisation, sans l'autorisation préalable écrite de la société FIMCO ;
- L'usage et la cassure normale, la coloration, la décoloration et d'autres irrégularités esthétiques qui n'entraînent pas ou ne dégradent pas les performances du produit ;

(Elle ne couvre pas les dommages résultant de :)

- Chocs et efforts mécaniques liés à la manipulation de l'instrument hors acte chirurgical (nettoyage, stérilisation, désinfection) ;
- Une mauvaise utilisation, y compris mais sans s'y limiter, liée à l'incapacité et/ou l'incompétence à utiliser le produit pour son utilisation prévue ;
- Une mauvaise utilisation, y compris mais sans s'y limiter, liée à l'incapacité et/ou l'incompétence à utiliser le produit en accord avec les instructions de la société FIMCO ou l'utilisation et l'entretien adaptés ;
- Les réparations effectuées par des Services après-vente ou des fournisseurs non agréés, ou par l'acheteur lui-même ;
- Les accidents, la foudre, l'eau, le feu ou toute cause hors de contrôle de la société FIMCO ;
- Les défauts du système dans lequel ce produit a été intégré ;

Cette garantie n'affecte pas les droits statutaires de l'acheteur sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits de l'acheteur face au vendeur résultant du contrat de vente d'achat. L'acheteur s'engage :

- à utiliser les instruments acquis auprès de FIMCO conformément à leurs spécifications et à l'usage auquel ils sont destinés ;
- à ne jamais effectuer par ses propres soins réparation ou modification des instruments, sauf accord express de la société FIMCO.

Article 9 - RESERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées demeurent la propriété de la société FIMCO jusqu'au paiement intégral de leur prix. Le transfert de propriété des produits au profit de l'acheteur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison des produits. Dès la livraison, les produits sont placés sous la responsabilité de l'acheteur qui supporte alors tous les risques, pertes ou dommages d'assurance, il incombe à l'acheteur, sauf stipulation contraire, d'assurer les biens et les risques de transport des produits vendus. En cas d'avarie ou de manquant, l'acheteur doit faire toute contestation nécessaire sur le bon de livraison et conformer ses réserves comme stipulé dans l'article 3-4 des présentes conditions de vente.

Aucune réclamation ne sera acceptée en cas de non respect de ces formalités.

Article 10 - FORCE MAJEURE

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la société FIMCO.

En cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté de la société FIMCO et faisant obstacle à son fonctionnement normal ou stade de la fabrication ou de l'expédition des marchandises. Constituent notamment des cas de force majeure, les graves troubles ou pertes liés à la bonne marche de la société FIMCO ou celle de l'un de ses fournisseurs, ses traitants ou transporteurs ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières ou de pièces détachées. Dans de telles circonstances, la société FIMCO prévient l'acheteur par écrit, dans les 24 heures de la date de survenance des événements, le contrat liant la société FIMCO et l'acheteur étant suspendu de plein droit, sans préjudice, à compter de la date de survenance de l'événement.

Si l'événement venait à durer plus de 30 jours à compter de la date de survenance de celui-ci, le contrat de vente conclu par la société FIMCO et l'acheteur pourra être résilié par la partie la plus diligente sans qu'aucune des parties puisse prétendre à l'autre de dommages et intérêts.

Article 11 - LITIGES

En cas de litige dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide d'une association professionnelle de la branche, d'une association de consommateurs ou tout autre conseil de son choix. Il est rappelé que la recherche de la solution amiable n'entraîne pas le délit de la garantie légale, ni la chose de la garantie contractuelle. Il est aussi rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions de droit contractuel relatives à la garantie contractuelle suppose que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur.

En cas de litige, l'acheteur s'adresse par priorité à la société FIMCO pour obtenir une solution amiable.

Article 12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par la société FIMCO ainsi que toutes relations à l'interprétation des conditions générales de vente, seul sera compétent le tribunal de commerce de Perpignan.

Article 13 - DROIT APPLICABLE

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente qui ne serait pas traitée par les présentes dispositions contractuelles, sera réglée exclusivement par la loi française.

Article 14 - ACCEPTATION DE L'ACHETEUR

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l'acheteur, qui déclare et reconnaît avoir une parfaite connaissance des présentes Conditions Générales de Vente étant notamment téléchargeables sur le site internet de la société FIMCO à l'adresse www.fimco-france.com, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contraire à l'acte et, notamment, ses propres Conditions Générales d'Achat.



410 rue Louis Mouillard
66000 Perpignan
France

Tel : +33(0) 4 68 83 32 35
Email : fimco.france@orange.fr
Fax : +33(0) 4 68 87 66 03

www.fimco-france.com

